Labormöbel ClearLine®

Smart CHOICE

MADE IN EUROPE

Wir bieten praktische und robuste Labormöbel,
die für jede Laborgröße geeignet sind.
Dank verschiedener Beschichtungen
finden Sie die ideale Lösung für Ihren Bedarf.





Wenden Sie sich
an Ihren regionalen Verkaufsleiter
oder Ihren Spezialisten für ein
maßgeschneidertes Angebot!





TIPP!

Eine Auswahl an Modellen finden Sie auf den folgenden Seiten.

ClearLine® Arbeitsmöbel: Labortische zum Selbstaufbauen

Unsere Labortische bieten verschiedene Längen und Tiefen an Wir bieten verschiedene Oberflächenbeschichtungen an, die für alle Bedürfnisse im Labor geeignet sind

- H-förmige Beine aus Stahl mit den Maßen 60 x 30 mm
- Graue pulverbeschichtete Fußgestelle
- Höhenverstellbare Füße (20 mm Bereich) für eine perfekte Nivellierung
- Maximale Belastung : 180 kg verteiltes Gewicht
- Arbeitstisch, bestehend aus zwei Fußgestellen, einem Rahmen, vorderen und hinteren Blenden, einer Arbeitsfläche
- Verfügbare Beschichtungen: Sicherheitsglas, Kompaktlaminat, Melaminlaminat und Keramik
- Laborbänke zum Zusammenbauen



Robust, vielfältige Auswahl, elegant





Labortisch Glasverkleidung

- Labortische aus Glas bieten eine sehr gute chemische und thermische Beständigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- Die glatte Glasoberfläche ist ideal für Umgebungen, die sehr häufig gereinigt werden müssen.



	Höhe 900 mm Tiefe 600 mm		Höhe 900 mm Tiefe 750 mm		Höhe 900 mm Tiefe 900 mm	
Länge (mm)	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€
600	371184	AA -	371189	AA -	371194	AA -
900	371185	AA -	371190	AA -	371195	AA -
1200	371186	AA -	371191	AA -	371196	AA -
1500	371187	AA -	371192	AA -	371197	AA -
1800	371188	AA -	371193	AA -	371198	AA -

Labortische kompakte Laminatbeschichtung

- Kompaktes Laminat bietet eine sehr gute Stoß-, Abrieb- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- Es eignet sich für viele Umgebungen



	Höhe 900 mm Tiefe 600 mm		Höhe 900 mm Tiefe 750 mm		Höhe 900 mm Tiefe 900 mm	
Länge (mm)	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€
600	371199	AA -	371204	AA -	371209	AA -
900	371200	AA -	371205	AA -	371210	AA -
1200	371201	AA -	371206	AA -	371211	AA -
1500	371202	AA -	371207	AA -	371212	AA -
1800	371203	AA -	371208	AA -	371213	AA -

Labortisch Melaminbeschichtung bietet eine gute Stoß- und Abriebfestigkeit

- Ideal für Molekularbiologie-, Biologie- und Physiklabors.



	Höhe 900 mm Tiefe 600 mm		Höhe 900 mm Tiefe 750 mm		Höhe 900 mm Tiefe 900 mm	
Länge (mm)	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€
600	371214	AA -	371219	AA -	371224	AA -
900	371215	AA -	371220	AA -	371225	AA -
1200	371216	AA -	371221	AA -	371226	AA -
1500	371217	AA -	371222	AA -	371227	AA -
1800	371218	AA -	371223	AA -	371228	AA -

Labortisch mit Keramikbeschichtung, die eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit bietet

- Ideal für alle Labore und sehr geeignet für Chemieumgebungen



	Höhe 900 mm Tiefe 600 mm		Höhe 900 mm Tiefe 750 mm		Höhe 900 mm Tiefe 900 mm	
Länge (mm)	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€
600	371229	AA -	371234	AA -	371239	AA -
900	371230	AA -	371235	AA -	371240	AA -
1200	371231	AA -	371236	AA -	371241	AA -
1500	371232	AA -	371237	AA -	371242	AA -
1800	371233	AA -	371238	AA -	371243	AA -

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

Labortische mit Keramik- oder Polypropylen-Wanne

ClearLine®



- Arbeitsplatte aus emailliertem Glas oder Melaminharzbeschichtung
- H-Fußgestell hellgrau
- 20 mm verstellbare Füße zum Nivellieren
- Becken mit :
  - 2 mögliche Innenmaße : 400 x 400 mm oder 380 x 380 mm. Identische Tiefe 250 mm
  - Aus Keramik oder Polypropylen
- Modelle mit oder ohne Unterschrank
- Werden mit einem Mischhahn geliefert

Robuste Waschmaschinen auf Standfuß oder Möbel, ausgestattet mit einem Becken aus Keramik oder Polypropylen!

Labortische Glasbeschichtung und Polypropylen-Wanne

Maße (cm)	600 x 600	900 x 600	1200 x 600	1500 x 600	1800 x 600
Möbel unter Waschbecken	371258	371259	371260	371261	371262
€	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Labortische Glasbeschichtung und Keramikwanne

Hintergrund-Typ	Maße: 600 x 750 cm	€	Maße: 900 x 750 cm	€
Möbel unter Waschbecken	371246	AA -	371247	AA -
Auf Sockel	371244	AA -	371245	AA -

Labortische mit Laminatbeschichtung und Polypropylen-Wanne

Hintergrund-Typ	Maße: 600 x 750 cm	€	Maße: 900 x 750 cm	€
Möbel unter Waschbecken	371250	AA -	371251	AA -
Auf Sockel	371248	AA -	371249	AA -

Ergänzungen zu den ClearLine® : Labortischen: Rückwände

ClearLine®

Bestehend aus einem Ständer und einer Ablage, um eine erhöhte Kante zu erstellen. Kann auch als Technikschacht verwendet werden.



- Verschiedene Längen für jeden Tisch: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800
- Maße T X H (mm) : 150 x 150
- Aus Melamin

Beschichtung	Melaminbeschichtung	
Maße L x T x H (mm)	Art. Nr.	€
600 x 150 x 150	371253	AA -
900 x 150 x 150	371254	AA -
1200 x 150 x 150	371255	AA -
1500 x 150 x 150	371256	AA -
1800 x 150 x 150	371257	AA -

Zubehör für Tablet-Rückenlehne

Art. Nr.	Bezeichnung	€
371266	Block mit 2 Steckdosen zur Montage an der Rückwand	AA -
371267	RJ 45-Stecker zur Montage an der Rückwand	AA -
371269	Druckluftventil ohne Manometer und Druckminderer zum Einbau in Rückwand	AA -
371270	Hahn für gereinigtes Wasser zur Montage an der Rückwand	AA -
371272	Flexibler Wasserzulauf, Länge 500 mm, Anschluss 1/2 Innengewinde	AA -

Elektrisch verstellbarer Tisch

ClearLine

- Höhenverstellbarer Tisch in verschiedenen Längen erhältlich : 1200/1500/1800
- Die Höhe ist elektrisch verstellbar
- Höhenverstellbar von 585 bis 1236 mm (ohne Arbeitsplatte)

Bezeichnung	Länge: 1200 mm	Länge: 1500 mm	Länge: 1800 mm
Elektrisch verstellbarer Tisch, 700 mm breit	371263	371264	371265
€	AA -	AA -	AA -

NEU

MADE IN EUROPE

Smart CHOICE



Einrichtung Labortische



Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

ClearLine®Mobile Möbel unter dem Labortisch

Unsere mobilen Möbel ClearLine® sind praktisch und robust , sie werden unter dem Labortisch positioniert und können bei Bedarf leicht verschoben werden.



- Zwei verschiedene Höhen, um den verfügbaren Platz unter den verschiedenen Labortischen zu optimieren
- Verstärkte Melaminmöbel
- Vielfältige Konfigurationen, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden :
  - mit Türen: 270 ° Öffnungswinkel
  - mit Schubladen: "Soft Close"-Schließsystem
  - mit Türen und Schubladen
- Griffe aus Polypropylen
- Ausgestattet mit 4 Rollen Durchmesser 75 mm, zwei davon mit Bremsen
- Farbe hellgrau
- Geeignet für die Aufbewahrung von Glaswaren, Behältern, Laborwerkzeugen
- Nicht geeignet für die Lagerung von Chemikalien
- Montiert geliefert









Mobile Möbel unter dem Labortisch 1 Tür

Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Anzahl Schubladen	Art. Nr.	€
Möbel 1 Tür - Höhe 640 mm							
	450	520	640	1	-	**370105**	**AA -**
	530	520	640	1	-	**370106**	**AA -**
	600	520	640	1	-	**370107**	**AA -**
Möbel 1 Tür - Höhe 790 mm							
	450	520	790	1	-	**370102**	**AA -**
	530	520	790	1	-	**370103**	**AA -**
	600	520	790	1	-	**370104**	**AA -**

Mobile Möbel unter dem Labortisch 2 Türen

Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Anzahl Schubladen	Art. Nr.	€
Möbel 2 Türen - Höhe 640 mm							
	830	520	640	2	-	**370138**	**AA -**
	900	520	640	2	-	**370139**	**AA -**
Möbel 2 Türen - Höhe 790 mm							
	830	520	790	2	-	**370136**	**AA -**
	900	520	790	2	-	**370137**	**AA -**













Mobile Möbel unter Labortisch 1 Tür und 1 Schublade

Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Anzahl Schubladen	Art. Nr.	€
Möbel 1 Tür und 1 Schublade - Höhe 640 mm							
	450	520	640	1	1	**370129**	**AA -**
	530	520	640	1	1	**370130**	**AA -**
	600	520	640	1	1	**370131**	**AA -**
Möbel 1 Tür und 1 Schublade - Höhe 790 mm							
	450	520	790	1	1	**370126**	**AA -**
	530	520	790	1	1	**370127**	**AA -**
	600	520	790	1	1	**370128**	**AA -**

Mobile Möbel unter Labortisch 2 Türen und 1 Schublade


Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Anzahl Schubladen	Art. Nr.	€
Möbel 2 Türen und 1 Schublade - Höhe 640 mm							
	830	520	640	2	1	**370134**	**AA -**
	900	520	640	2	1	**370135**	**AA -**
Möbel 2 Türen und 1 Schublade - Höhe 790 mm							
	830	520	790	2	1	**370132**	**AA -**
	900	520	790	2	1	**370133**	**AA -**




Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com

Mobile Möbel unter dem Labortisch ClearLine® *(Fortsetzung)*



Mobile Möbel unter dem Labortisch 2 Schubladen

Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Anzahl Schubladen	Art. Nr.	€
Möbel mit 2 Schubladen - Höhe 640 mm							
	450	520	640	-	2	**370121**	**AA -**
	530	520	640	-	2	**370122**	**AA -**
	600	520	640	-	2	**370123**	**AA -**
	830	520	640	-	2	**370124**	**AA -**
	900	520	640	-	2	**370125**	**AA -**

Mobile Möbel unter dem Labortisch 4 Schubladen

Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Anzahl Schubladen	Art. Nr.	€
Möbel mit 4 Schubladen - Höhe 790 mm							
	450	520	790	-	4	**370100**	**AA -**
	530	520	790	-	4	**370101**	**AA -**
	600	520	790	-	4	**370108**	**AA -**
	830	520	790	-	4	**370109**	**AA -**
	900	520	790	-	4	**370110**	**AA -**

Mobile Möbel unter dem Labortisch 3 Schubladen

Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Anzahl Schubladen	Art. Nr.	€
Möbel mit 3 Schubladen - Höhe 640 mm							
	450	520	640	-	3	**370116**	**AA -**
	530	520	640	-	3	**370117**	**AA -**
	600	520	640	-	3	**370118**	**AA -**
	830	520	640	-	3	**370119**	**AA -**
	900	520	640	-	3	**370120**	**AA -**
Möbel mit 3 Schubladen - Höhe 790 mm							
	450	520	790	-	3	**370111**	**AA -**
	530	520	790	-	3	**370112**	**AA -**
	600	520	790	-	3	**370113**	**AA -**
	830	520	790	-	3	**370114**	**AA -**
	900	520	790	-	3	**370115**	**AA -**



ClearLine® Wandmöbel

- Verschiedene Größen bieten eine große Auswahl
- Verstärkte Melaminmöbel
- Farbe hellgrau
- Geeignet für die Aufbewahrung von Glaswaren, Behältern, Laborwerkzeugen
- Nicht geeignet für die Lagerung von Chemikalien
- Montiert geliefert








Wandmöbel 1 Tür

Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Anzahl Schubladen	Art. Nr.	€
Möbel 1 Tür - Höhe 380 mm							
	600	350	380	1	-	**370149**	**AA -**
Möbel 1 Tür - Höhe 730 mm							
	450	370	730	1	-	**370140**	**AA -**
	600	370	730	1	-	**370141**	**AA -**
	900	370	730	1	-	**370142**	**AA -**


Wandmöbel 2 Türen

Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Anzahl Schubladen	Art. Nr.	€
Möbel 2 Türen - Höhe 380 mm							
	900	350	380	2	-	**370150**	**AA -**
	1200	350	380	2	-	**370151**	**AA -**
Möbel 2 Türen - Höhe 730 mm							
	1200	370	730	2	-	**370143**	**AA -**

Fenstermöbel

Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Anzahl Schubladen	Art. Nr.	€
Fenstermöbel - Höhe 730 mm							
	450	370	730	1	-	**370156**	**AA -**
	600	370	730	1	-	**370157**	**AA -**
	900	370	730	2	-	**370158**	**AA -**
	1200	370	730	2	-	**370159**	**AA -**

Offene Möbel

Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Anzahl Schubladen	Art. Nr.	€
Offene Möbel - Höhe 380 mm							
	450	370	380	-	-	**370152**	**AA -**
	600	370	380	-	-	**370153**	**AA -**
	900	370	380	-	-	**370154**	**AA -**
	1200	370	380	-	-	**370155**	**AA -**
Offene Möbel - Höhe 730 mm							
	450	370	730	-	-	**370144**	**AA -**
	600	370	730	-	-	**370145**	**AA -**
	900	370	730	-	-	**370146**	**AA -**
	1200	370	730	-	-	**370147**	**AA -**



Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com


ClearLine® Hochschränke



Hochschränke sind mit verschiedenen Tür- und Innenausstattungen erhältlich.

- Melaminierte Holzschränke mit verstärkter Kante
- 270 ° Türöffnung
- Höhenverstellbare Innenregale
- Griffe aus Polypropylen
- Sockel aus feuchtigkeitsbeständigem Material hergestellt
- Nivellierungseinstellung
- Türen aus melaminbeschichtetem Holz oder gehärtetem Glas
- Farbe hellgrau
- Zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Zubehör
- Nicht geeignet für :
  - Lagerung von Basen, Säuren und Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasbehältern
- Schränke zum Selbstaufbau


Eine vielfältige und breite Auswahl, die vielen Bedürfnissen gerecht wird.



Schränke 1 Tür

Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Art. Nr.	€
Schrank 1 Tür - Höhe 1910 mm						
	450	580	1910	1	**371160**	**AA -**
	600	580	1910	1	**371161**	**AA -**
	450	370	1910	1	**371162**	**AA -**
	600	370	1910	1	**371163**	**AA -**


Schränke mit 2 Türen

Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Art. Nr.	€
Schrank 2 Türen - Höhe 1910 mm						
	900	580	1910	2	**371164**	**AA -**
	900	370	1910	2	**371165**	**AA -**
	1200	580	1910	2	**371166**	**AA -**
	1200	370	1910	2	**371167**	**AA -**

Schränke 1 Tür an der Unterseite

Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Art. Nr.	€
Schrank 1 Tür auf der Unterseite - Höhe 1910 mm						
	450	580	1910	1	**371168**	**AA -**
	600	580	1910	1	**371169**	**AA -**
	450	370	1910	1	**371170**	**AA -**
	600	370	1910	1	**371171**	**AA -**

Schränke 2 Türen an der Unterseite

Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Art. Nr.	€
Schrank 2 Türen an der Unterseite - Höhe 1910 mm						
	900	580	1910	2	**371172**	**AA -**
	900	370	1910	2	**371173**	**AA -**
	1200	580	1910	2	**371174**	**AA -**
	1200	370	1910	2	**371175**	**AA -**

Hochschränke ClearLine®(Fortsetzung)

ClearLine

Schränke 2 Glastüren

Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Art. Nr.	€
Schrank 2 Glastüren - Höhe 1910 mm						
	900	580	1910	2	**371180**	**AA -**
	900	370	1910	2	**371181**	**AA -**
	1200	580	1910	2	**371182**	**AA -**
	1200	370	1910	2	**371183**	**AA -**

Schränke 1 Glastür

Schema	L. (mm)	T. (mm)	H. (mm)	Anzahl Türen	Art. Nr.	€
Schrank 1 Glastür - Höhe 1910 mm						
	450	580	1910	1	**371176**	**AA -**
	600	580	1910	1	**371177**	**AA -**
	450	370	1910	1	**371178**	**AA -**
	600	370	1910	1	**371179**	**AA -**

Laborabzug

ClearLine

Hochleistungsfähige und zuverlässige Hauben ermöglichen den Umgang mit Gasumgebungen und einen sicheren Betrieb.
Ihre Ergonomie und ihr fortschrittliches Design sorgen für sicheres und komfortables Arbeiten.
Hauben bieten verschiedene Eigenschaften, um eine sichere und zuverlässige Umgebung für den täglichen Betrieb zu gewährleisten :
verschiedene schadstoffbeständige Oberflächen, integrierte LED-Beleuchtung, höhenverstellbarer Rahmen, Sicherheitssystem für das Schiebefenster, usw.

Smart CHOICE

- Mehrere Längen verfügbar : 1.200 / 1.500 / 1.800 mm
- Tiefe und Höhe : 900 x 2.400 mm
- Arbeitsplatte: Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) mit erhöhten Kanten
- Höhe der Arbeitsfläche vom Boden : 900 mm
- Innenwände aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC)
- „H"-Metallrahmen aus Stahl, 60 x 30 mm, mit Epoxidbeschichtung, geschlossenes rechteckiges Profil
- Zuluftklappe aus Kompaktlaminat
- LED-Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Rahmenbeine, Einstellung bis zu 20 mm ;
- Schiebefenster vorne aus gehärtetem Glas
- Luftabzugskanal aus Polypropylen, Ø 250 mm
- Farbe: hellgrau
- Zertifiziert nach EN 14175-1/2/3

Bitte fragen Sie bei uns nach.



Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie kisker-biotech.com