KISKER
DUTSCHER GROUP

ClearLine® Prime

NEU

Entdecken Sie Ihr neues Rack : neues Rack, gleiche Spitzen!

Die CLEARLINE® Scharnier-Racks werden neu überarbeitet und werden durch die neuen CLEARLINE® Prime Racks ersetzt. Die Spitzen bleiben jedoch gleich, d. h. die Qualität und die Kompatibilität sind identisch.

Alte ClearLine® Racks → Neue ClearLine® Prime Racks





Wenn Sie die Spitzen in Racks verwenden ▶▶ brauchen Sie nichts zu tun!
Kisker wird Ihnen die neuen Racks bei Ihrer nächsten Bestellung zusenden.

Wenn Sie Nachfüllsysteme verwenden ▶ vergessen Sie nicht, neue leere Racks zu bestellen.
Die neuen Nachfüllsysteme sind nicht mit den alten violetten Racks kompatibel.


Neue Nachfüllpackung ClearLine® Prime



Kompatibel mit den neuen ClearLine® Prime Racks



Nicht kompatibel mit älteren ClearLine®-Racks





Bieten Sie Ihren alten Racks ein zweites Leben!

Kisker bietet einen Recycling-Service
für Plastikabfälle von Spitzen an
oder seien Sie kreativ und verwandeln Sie Ihre leeren
Racks in eine Aufbewahrungsbox
oder sogar in einen Blumentopf :-)

Scannen Sie mich!

KISKER
DUTSCHER GROUP

ClearLine® Prime

NEU

Neue Referenzen

Filterspitzen im Rack, steril, Low Binding

Volumen (µl)	Alte Art. Nr.	Neue Art. Nr.
10	713130	257517
10	713114	257509
20	713115	257510
100	713116	257511
200	713117	257512
300	713131	257518
1000	713118	257513
1250	713119	257514



Spitzen ohne Filter im Rack, steril, Standard oder Low Binding

	Spitzen ohne Filter im Rack, steril, Standard		Spitzen ohne Filter im Rack, steril, Low Binding	
Volumen (µl)	Alte Art. Nr.	Neue Art. Nr.	Alte Art. Nr.	Neue Art. Nr.
10	713136	257520	713142	257526
10	713135	257519	713141	257525
200	713137	257521	713143	257527
300	713138	257522	713144	257528
1000	713139	257523	713145	257529
1250	713140	257524	713146	257530

Spitzen ohne Filter in Nachfüllpackung, Standard oder Low Binding

	Spitzen ohne Filter in Nachfüllpackung, Standard				Spitzen ohne Filter in Nachfüllung, Low Binding			
	Kartonhalter		CleanPack		Kartonhalter		CleanPack	
Volumen (µl)	Alte Art. Nr.	Neue Art. Nr.	Alte Art. Nr.	Neue Art. Nr.	Alte Art. Nr.	Neue Art. Nr.	Alte Art. Nr.	Neue Art. Nr.
10	713128	257764	713165	257531	713151	257770	713172	257537
10	713110	257765	713166	257532	713147	257771	713173	257538
200	713111	257766	713167	257533	713148	257772	713174	257539
300	713129	257767	713168	257534	713162	257773	713175	257540
1000	713112	257768	713169	257535	713149	257774	713176	257541
1250	713113	257769	713170	257536	713150	257775	713177	257542

Leeres Rack für neue ClearLine® Prime Nachfüllsysteme

Art. Nr.	Bezeichnung	VE
257515	Leere Box für Spitzen 10 µl bis 300 µl ClearLine®	10
257516	Leere Box für Spitzen 1000 µl und 1250 µl ClearLine®	8



Kisker Biotech GmbH & Co. KG :
Tel. : (49) 02551-864310
Fax : (49) 02551-864312
Postfach 1329 D-48543 Steinfurt
contact@kisker-biotech.com
www.kisker-biotech.com

KISKER
DUTSCHER GROUP