
KISKER
DUTSCHER GROUP

ClearLine Plus oder HybridRack Spitzen



Hergestellt aus reinem Polypropylen

5 PP

Universalspitzen

Graduierte Spitzen

DNase RNase

RNase/DNase frei

ISO 8655

ISO 8655

Keine verwendeten Trennmittel

Low Binding Technologie neue Generation

Form auf Diamantspitze poliert, daher vermeiden die Spitzen Hohlräume oder Verschließen


Stapelbare und wiederverwendbare Racks mit Nachfüllpackungen für Spitzen ohne Filter

Farbige Halterung entsprechend dem Volumen der Spitze

Scharnier-deckel

Recycelbar


ClearLine Plus-Spitzen



ClearLine



ClearLine HybridRack Spitzen



ClearLine Plus





ClearLine HybridRack



- Boxen mit Scharnieren
- Nachhaltig
- Wiederverwendbar
- Kann leicht mit Spitzen ohne Filter nachgefüllt werden
- Boxen aus Karton
- Kann unverändert verwendet werden
- Die Spitzen können auf eine Box mit Scharnieren übertragen werden
- Umweltfreundlich

KISKER DUTSCHER GROUP

MµLTI

Racks aus Karton HybridRack

Reduzieren Sie Ihren Kunststoffverbrauch und Ihre CO2-Belastung um 80% mit HybridRacks!



Das HybridRack besteht aus einem Rack und einem Stülpdeckel aus 100% recycelbarem Karton

Der Boden des Racks ist verstärkt, um die gleiche Stabilität und den gleichen Pipettierkomfort zu gewährleisten wie bei herkömmlichen Kunststoff-Racks

GoGREEN

Pro Karton **beträgt die Kunststoffreduktion** bei HybridRacks **3 kg**, was auch **eine Einsparung von 1801 Litern Wasser*** bedeutet.


Tatsächlich werden bei der Herstellung eines HybridRacks im Vergleich zu einem herkömmlichen Rack zwischen 77 und 86 % weniger Kunststoff verwendet.



Immer mit denselben farbigen Polypropylen-Plattformen ausgestattet, bleibt die Qualität der Spitzen der HybridRacks unverändert!

Erhältlich mit sterilem Filter oder ohne Filter

* Kompletter Karton mit 40 Racks mit 300 µl-Spitzen





Und außerdem :

- HybridRacks sind leichter und tragen so dazu bei, den mit dem Transport verbundenen CO2-Fußabdruck zu verringern

- Bei der Herstellung dieses Produkts wird ein Drittel der Energie aus erneuerbaren Quellen gewonnen und Wasser und Kunststoff reduziert

- Die Verpackung wird zu 100 % aus recyceltem Material hergestellt



ClearLine Plus oder HybridRack Spitzen

Spitzen ohne Filter

Vol. (µl)	Beschreibung	Tablett Farbe	Graduierung	VE	ClearLine Plus – Standard-Spitzen Nicht steril	ClearLine Plus – Standard-Spitzen Steril	ClearLine Plus – Low Retention Spitzen Steril	ClearLine Plus auf Nachfüllpackung – Standard-Spitzen Nicht steril	ClearLine HybridRack – Standard-Spitzen Steril
10	Lange Spitze 45 mm	Rot	2, 5, 10 µl	10 x 96	713275	713276	713277	713268	258361
10	Lange feine Spitze 45 mm	Rot	1, 2, 5, 10 µl	10 x 96	713245	713246	713247	-	-
200	Universalspitze - Länge 51,5	Gelb	10, 50, 100 µl	10 x 96	713248	713249	713250	713269	258362
300	Universal- Spitze - Länge 59 mm	Grün	10, 50, 100 µl	10 x 96	713251	713252	713253	713270	258363
300	Lange Spitze 78 mm	Grün	10, 50, 100, 200, 300 µl	8 x 96	258328	258329	-	-	258364
1250	Lange Spitze 102 mm	Blau	200, 500, 1000 µl	8 x 96	713254	713255	-	713271	258365

ClearLine lose Spitzen ohne Filter

Vol. (µl)	Beschreibung	Graduierung	VE	Standard-Spitzen Art. Nr.	Standard-Spitzen VE	Standard-Spitzen Art. Nr.	Standard-Spitzen VE	Low Retention Spitzen Art. Nr.	Low Retention Spitzen VE	Low Retention Spitzen Art. Nr.	Low Retention Spitzen VE
10	Lange Spitze 45 mm	2, 5, 10 µl	10 x 96	258272	10 x 1000	258272A	1000	258273	10 x 1000	258273A	1000
10	Lange feine Spitze 45 mm	1, 2, 5, 10 µl	10 x 96	258270	10 x 1000	258270A	1000	258271	10 x 1000	258271A	1000
200	Universal- Spitze - Länge 50,7 mm	10, 50, 100 µl	10 x 96	258274	10 x 1000	258274A	1000	258275	10 x 1000	258275A	1000
300	Universal- Spitze - Länge 59 mm	10, 50, 100 µl	10 x 96	258276	10 x 1000	258276A	1000	258277	10 x 1000	258277A	1000
1250	Lange Spitze 102 mm	200, 500, 1000 µl	8 x 96	258278	10 x 1000	258278A	1000	-	-	-	-

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
713257	Leere Box für ClearLine® Plus Nachfüllpackung 10, 200 und 300 µl
713258	Leere Box für ClearLine® Plus 1000 und 1250 µl Nachfüllpackung

Kisker Biotech GmbH & Co. KG :
Tel. : (49) 02551-864310
Fax : (49) 02551-864312

Postfach 1329 D-48543 Steinfurt
contact@kisker-biotech.com
www.kisker-biotech.com

ClearLine Plus oder HybridRack Filterspitzen

Filterspitzen

Vol. (µl)	Beschreibung	Tablett Farbe	Graduierung	VE	ClearLine Plus Low Retention Spitzen Steril	ClearLine HybridRack Low Retention Spitzen Steril
10	Lange Spitze 45 mm 	Rot	2, 5, 10 µl	10 x 96	713278	258355
10	Lange feine Spitze 45 mm 	Rot	1, 2, 5, 10 µl	10 x 96	713260	-
20	Universal- Spitze - Länge 51,5 mm 	Gelb	10, 50, 100 µl	10 x 96	713261	258356
100	Universal- Spitze - Länge 51,5 mm 	Gelb	10, 50, 100 µl	10 x 96	713262	258357
200	Universalspitze - Länge 59 mm 	Gelb	10, 50, 100 µl	10 x 96	713263	258358
200	Mehrzweckspitze für 20, 100 oder 200 µl Mikropipette - Länge 78 mm 	Gelb	10, 50, 100, 200, 1000 µl	8 x 96	713264	258367
300	Lange Spitze 78 mm 	Grün	10, 50, 100, 200, 1000 µl	8 x 96	713265	258359
1250	Lange Spitze 102 mm 	Blau	200, 500, 1000 µl	8 x 96	713266	258360

Kisker Biotech GmbH & Co. KG :
Tel. : (49) 02551-864310
Fax : (49) 02551-864312

Postfach 1329 D-48543 Steinfurt
contact@kisker-biotech.com
www.kisker-biotech.com