KISKER
DUTSCHER GROUP

IMPLEN

UV/Vis-Spektralphotometer

Implen NanoPhotometer® NP80
Präzision trifft Innovation

2 Jahre Garantie

- Deutsche Ingenieurskunst – Entwickelt & gefertigt in Deutschland für höchste Qualität.
- Wartungsfrei – Dank patentierter Sample Compression & True Path Technology: Keine Kalibrierung nötig!
- Blitzschnell & einfach – Präzise Messergebnisse in unter 4 Sekunden.
- Perfekte Konnektivität – USB, WLAN, Hotspot, LAN & REST API für nahtlose LIMS-Integration.

- **Maximale Effizienz. Höchste Präzision. Null Wartung.**

Modell	NP80
Messbereich (nm)	200 - 900
Konzentrationsbereich	dsDNA bis 16500 ng/µl; BSA: 0,03 bis 478 mg/ml
Vortex	Integrierter Vortex-Mischer; Sample Compression Technology™
Probenvolumen (µl)	0,3 bis 2 (Nano); Standard-Küvetten möglich
Messzeit/Spektralanalyse (Sekunden)	2,5 - 4
Schnittstelle, Konnektivität	USB, WLAN, LAN, REST API für LIMS-Integration
Art. Nr. mit Steuerung über Computer, Tablet oder Smartphone	**499205**
€	**AA -**



Kisker Biotech GmbH & Co. KG :
Tel.: (49) 02551-864310
Fax : (49) 02551-864312
Postfach 1329 D-48543 Steinfurt
contact@kisker-biotech.com
www.kisker-biotech.com

KISKER
DUTSCHER GROUP

IMPLEN

OD600 Photometer

Implen OD600
Flexibilität und Präzision auf Knopfdruck

- Kompakt & mobil: Flexibel im Labor einsetzbar.
- Schnelle Messungen: Ergebnisse in unter 4 Sekunden.
- Vielseitige Tubenkompatibilität: Unterstützt verschiedene Probentypen.
- Hohe Genauigkeit: Präzise Trübungsmessung bis 4 A

Modell	OD600
Messbereich	0 - 4 A
Messgeschwindigkeit	Ergebnisse in unter 4 Sekunden
Tubenkompatibilität	10 - 18 mm Küvetten und Tubes
Wellenlänge	600 nm
Genauigkeit	± 00,1 A bei 1 A
Display	3,5 Zoll Touchscreen
Konnektivität	USB, WLAN, LAN, REST API für LIMS-Integration
Besondere Funktionen	OD600- und McFarland-Messungen möglich
Art. Nr. mit Steuerung über Computer, Tablet oder Smartphone	499257
€	AA -





IMPLEN

Kisker Biotech GmbH & Co. KG :
Tel.: (49) 02551-864310
Fax : (49) 02551-864312
Postfach 1329 D-48543 Steinfurt
contact@kisker-biotech.com
www.kisker-biotech.com