milian® DUTSCHER GROUP

eppendorf

GoGreen

epT.I.P.S.® BIOBASED EPPENDORF

- Verbessern Sie die CO2-Bilanz Ihres Labors und steigen Sie um auf epT.I.P.S.®BioBased in den neuen Eppendorf Reload variants. Diese Pipettenspitzen werden aus recycelten Rohstoffen der zweiten Generation hergestellt, die ausschließlich aus Abfall und Resten aus der Pflanzenölproduktion gewonnen werden, wie z. B. Altspeiseöl
- Reduzieren Sie Ihre Menge an Laborabfall erheblich – verwenden Sie Reloads statt Einweg-Racks
- Vertrauen Sie in das Nachhaltigkeitsversprechen – Produktionsstätte ist zertifiziert durch ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification) zur Verfolgbarkeit entlang der gesamten Lieferkette
- Pipettenspitzen mit Zertifizierung durch ACT (Accountability, Consistency, and Transparency), der unabhängigen Validierungsstelle für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Produkten
- **BioPure:** Ohne Filter, steril und pyrogenfrei, RNAse, DNase, DNA und ATP, keine PCR-Inhibitoren.
- **PCR Clean und Sterile:** Mit Filter, steril und frei von Pyrogenen, RNAsen, DNasen, DNA und ATP sowie PCR-Inhibitoren.
- **SealMax:** Selbstdichtender Filter. Ein innovatives Zwei-Phasen-Filtersystem hält alle Flüssigkeiten und Feuchtigkeit sicher zurück. Steril und frei von Pyrogenen, RNAsen, DNasen, DNA und ATP sowie PCR-Inhibitoren.



Premium-Material, Qualität und Reinheit zertifiziert:

- Ausgezeichnete Probenintegrität durch Verzicht auf Gleitmittel, Weichmacher und Biozide
- Chargenspezifische Reinheitszertifikate von einem unabhängigen Labor können von der Eppendorf-Internetseite heruntergeladen werden
- Allgemeine Qualitätszertifikate über die Einhaltung von Standards und allgemeinen Eppendorf-Qualitätsanforderungen
- Erhältlich in Volumina von 10 µL bis 1.250 µL, long in Reloads zur Verwendung mit epT.I.P.S.® Box 2.0
- Erhältlich als epT.I.P.S.® BioBased Biopur®, ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased PCR clean and sterile, ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax® BioBased Biopur®

milian® DUTSCHER GROUP

Oberebenestrasse 61 CH-5620 Bremgarten
Tel. +41 (0) 56 610 49 27
verkauf@milian.com www.milian.com

milian® DUTSCHER GROUP

eppendorf

GoGREEN

ep.T.I.P.S.® BioBased Reloads - Eppendorf

Art. Nr.	Bezeichnug	Volumen	Verpackungseinheit
	Autoklavierbare wiederverwendbare Boxen		
041-033360	epT.I.P.S.® Box 2.0 leer, epQuality, für epT.I.P.S.® Reloads, (0 Plattformen × 0 Spitzen)	10 - 300 µL	1 autoklavierbare, wiederverwendbare Box
041-033361	epT.I.P.S.® Box 2.0 leer, epQuality, für epT.I.P.S.® Reloads, (0 Plattformen × 0 Spitzen)	1000 - 1250 µL	1 autoklavierbare, wiederverwendbare Box
041-033362	epT.I.P.S.® Box 2.0 leer, epQuality, für epT.I.P.S.® Reloads, (0 Plattformen × 0 Spitzen)	1250 µL lang - 5 mL	1 autoklavierbare, wiederverwendbare Box
	Spitzen BioBased – BioPure Reloads		
041-033354	epT.I.P.S.® Reloads, BioBased, Biopur, 40 mm, mittelgrau	0,1 bis 20 µL	5 Plattformen mit 96 Spitzen (480 Spitzen)
041-033355	epT.I.P.S.® Reloads, BioBased, Biopur, 53 mm, gelb	2 bis 200 µL	5 Plattformen mit 96 Spitzen (480 Spitzen)
041-033356	epT.I.P.S.® Reloads, BioBased, Biopur, 55 mm, orange	20 bis 300 µL,	5 Plattformen mit 96 Spitzen (480 Spitzen)
041-033357	epT.I.P.S.® Reloads, BioBased, Biopur, 71 mm, blau	50 bis 1000 µL	5 Plattformen mit 96 Spitzen (480 Spitzen)
041-033358	epT.I.P.S.® Reloads, BioBased, Biopur, 76 mm, grün	50 bis 1250 µL	5 Plattformen mit 96 Spitzen (480 Spitzen)
041-033359	epT.I.P.S.® Reloads, BioBased, Biopur, L, 103 mm, dunkelgrün	50 bis 1250 µL	5 Plattformen mit 96 Spitzen (480 Spitzen)
	Filterspitzen BioBased – Dualfilter – PCR Clean und Steril Reloads		
041-033363	ep Dualfilter T.I.P.S.® Reloads, BioBased, PCR clean und Steril, M, 40 mm, mittelgrau	0,1 bis 10 µL	10 Plattformen mit 96 Spitzen (960 Spitzen)
041-033364	ep Dualfilter T.I.P.S.® Reloads, BioBased, PCR clean und Steril, L, 46 mm, hellgrau	0,5 bis 20 µL	10 Plattformen mit 96 Spitzen (960 Spitzen)
041-033365	ep Dualfilter T.I.P.S.® Reloads, BioBased, PCR clean und Steril, 53 mm, gelb	2 bis 20 µL	10 Plattformen mit 96 Spitzen (960 Spitzen)
041-033366	ep Dualfilter T.I.P.S.® Reloads, BioBased, PCR clean und Steril, 53 mm, gelb	2 bis 100 µL	10 Plattformen mit 96 Spitzen (960 Spitzen)
041-033367	ep Dualfilter T.I.P.S.® Reloads, BioBased, PCR clean und Steril, 55 mm, gelb	2 bis 200 µL	10 Plattformen mit 96 Spitzen (960 Spitzen)
041-033368	ep Dualfilter T.I.P.S.® Reloads, BioBased, PCR clean und Steril, 55 mm, orange	20 bis 300 µL	10 Plattformen mit 96 Spitzen (960 Spitzen)
041-033369	ep Dualfilter T.I.P.S.® Reloads, BioBased, PCR clean und Steril, 76 mm, blau	50 bis 1000 µL	10 Plattformen mit 96 Spitzen (960 Spitzen)
041-033370	ep Dualfilter T.I.P.S.® Reloads, BioBased, PCR clean und Steril, L, 103 mm, dunkelgrün	50 bis 1250 µL	10 Plattformen mit 96 Spitzen (960 Spitzen)
	Filterspitzen BioBased – Dualfilter – SealMax Realoads		
041-033371	ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, Reloads, BioBased, Biopur, L, 46 mm, hellgrau	0,5 bis 20 µL	10 Plattformen mit 96 Spitzen (960 Spitzen)
041-033372	ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, Reloads, BioBased, Biopur, 53 mm, gelb	2 bis 100 µL	10 Plattformen mit 96 Spitzen (960 Spitzen)
041-033373	ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, Reloads, BioBased, Biopur, 55 mm, gelb	2 bis 200 µL	10 Plattformen mit 96 Spitzen (960 Spitzen)
041-033374	ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, Reloads, BioBased, Biopur, 55 mm, orange	20 bis 300 µL	10 Plattformen mit 96 Spitzen (960 Spitzen)
041-033375	ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, Reloads, BioBased, Biopur, 76 mm, bleu	50 bis 1000 µL	10 Plattformen mit 96 Spitzen (960 Spitzen)
	BioBased Spitzen - lose		
041-033448	EpT.I.P.S.® Spitze 0,1-10 uL lose BioBased dunkelgrau x500x2	0.1 - 10 µL	Lose : 1000 Spitzen
041-033449	EpT.I.P.S.® Spitze 0.1-20 uL lose BioBased hellgrau x500x2	0.1 - 20 µL	Lose : 1000 Spitzen
041-033450	EpT.I.P.S.® Spitze 0,5-20 uL, L, lose BioBased hellgrau x500x2	0.5 - 20 µL L	Lose : 1000 Spitzen
041-033451	EpT.I.P.S.® Spitze 2-200 uL lose BioBased gelb x500x2	20 - 300 µL	Lose : 1000 Spitzen
041-033452	EpT.I.P.S.® Spitze 20-300 uL lose BioBased orange x500x2	2 - 200 µL	Lose : 1000 Spitzen
041-033453	EpT.I.P.S.® Spitze 50-1000 uL lose BioBased blau x500x2	50 - 1000 µL	Lose : 1000 Spitzen
041-033454	EpT.I.P.S.® Spitze 50-1250 uL lose BioBased grün x500x2	50 - 1250 µL	Lose : 1000 Spitzen
041-033455	EpT.I.P.S.® Spitze 250-2500 uL lose BioBased rot x100x5	50 - 1250 µL L	Lose : 1000 Spitzen
041-033456	EpT.I.P.S.® Spitze 250-2500 uL Lose BioBased red x100x5	0.25 - 2.5 mL	Lose : 500 Spitzen
041-033457	EpT.I.P.S.®-Spitze 100-5000 uL lose BioBased violett x100x5	0.1 - 5 mL	Lose : 500 Spitzen
041-033458	EpT.I.P.S.® Spitze 200-5000 uL, L, lose BioBased violett x100x3	0.2-5 mL L	Lose : 300 Spitzen

DIESE PIPETTENSPITZEN SIND ZU MINDESTENS 90 % AUS BIOBASIERTEM POLYPROPYLEN HERGESTELLT.

ACT. The Environmental Impact Factor Label

Ausgezeichnete Qualität

- Allgemeine Qualitätszertifikate: Entspricht den allgemeinen Qualitätsstandards und -anforderungen sowie produktbezogenen Reinheitszertifikaten
- ACT-Zertifikate: Unabhängige Zertifizierung des Umwelteinflussfaktors, verliehen von My Green Lab

Unterstützen Sie uns bei unseren globalen Bemühungen um Nachhaltigkeit :

- Sammeln Sie die Kartonverpackungen Ihrer Röhrchen.
- Werfen Sie die Verpackung in die von Ihrem Unternehmen und Ihrer Region angegebenen Sammelbehälter.







milian® DUTSCHER GROUP

Oberebenestrasse 61 CH-5620 Bremgarten
Tel. +41 (0) 56 610 49 27
verkauf@milian.com www.milian.com