milian®
DUTSCHER GROUP


ClearLine®

NEU

ClearLine®-Neuheiten

ClearLine® 15 und 50 ml Zentrifugenröhrchen

- Polypropylen-Röhrchen und Polyethylen-Verschluss
- Standard- und umgekehrte Graduierung
- Graduierung am Röhrchenboden
- Anzeige der maximalen Füllmenge zum Einfrieren sowie der maximalen Zentrifugiergeschwindigkeit
- Große Markierungsfläche



Volumen (ml)	15		50		
Außen-Ø (mm)	15,4		27,8		
Höhe (mm)	119		115		
Autoklavierbar	Ja				
Max. Zentrifug. -geschwindigkeit (g)	15000		12000		
Rand	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Farben	Transparent				
Einsatztemperatur	±86 °C bis ±121 °C				
Eigenschaften	Frei von DNAsen, RNAsen, Endotoxinen; absolut wasserdicht bei - 95 kPa				
VE	20 Beutel mit 25 Röhrchen	10 Racks mit 50 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	20 Racks mit 25 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen
Art. Nr. Verschluss türkis	258372	258373	258369	258370	258371
CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

DNase RNase | Endo-toxin




Serologiepipetten ClearLine® PRIME und ClearLine®

Serologiepipetten ClearLine® PRIME

- Aus hochtransparentem Polystyrol
- Leicht ablesbare Zweiweg-Graduierung
- Steril (SAL 10^{-6})
- Mit Farbcode auf der Verpackung und auf der Pipette
- Mit synthetischem Filter
- Anti-Tropf-System bei den Modellen 25 und 50 ml
- Erhältlich lose oder einzeln verpackt
- Angabe auf der Einzelverpackung von Art. Nr., Verfallsdatum und Chargennummer
- Modelle 1, 2, 5 und 10ml in einem Stück

DNase RNase | DNA | Pyrogen



			Einzelverpackung Papier/Kunststoff				Lose			
Vol. (ml)	Graduierung (ml)	Farbcode	Art. Nr.	Verpackt zu	VE	CHF/VE	Art. Nr.	Verpackt zu	VE	CHF/VE
1	0,01	Gelb	258333	100	1000	AA -	258334	25	1000	AA -
2	0,01	Grün	258335	100	800	AA -	258336	25	800	AA -
5	0,1	Blau	258337	50	300	AA -	258338	25	500	AA -
10	0,1	Orange	258343	50	200	AA -	258344	25	350	AA -
25	0,2	Rot	258339	50	200	AA -	258340	25	350	AA -
50	1	Violett	258341	25	100	AA -	258342	25	100	AA -

ClearLine® Kurze Serologiepipetten

- Länge 232 mm
- Aus Polystyrol
- Mit Wattepads
- Farbcode nach Volumen
- Zweifache Graduierung
- Einfaches Handling unter einer Haube
- Gleiche Genauigkeit wie eine Standardpipette

DNase RNase | Cyto-toxin | Pyrogen



			Einzelverpackung Papier/Kunststoff			In Beutel		
Vol. (ml)	Graduierung (ml)	Farbcode	Art. Nr.	VE	CHF/VE	Art. Nr.	VE	CHF/VE
5	0,1	Blau	258398	200	AA -	258401	200	AA -
10	0,2	Orange	258399	200	AA -	258402	200	AA -
25	0,5	Rot	258400	200	AA -	258403	100	AA -
50	1	Violett	-	-	-	258404	50	AA -



Marie-Laure CURCHOD
ClearLine Specialist & Technical Sales
Tel. +41 022 884 16 78
mlcurchod@milian.com



Deborah FEINTUCH
Life Sciences Specialist
Tel. +41 79 526 13 29
dfeintuch@milian.com

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie milian.com

Oberebenestrasse 61
CH-5620 Bremgarten
Tel. +41 (0) 56 610 49 27
verkauf@milian.com
www.milian.com