milian®
DUTSCHER GROUP

CLEARStable

Zuverlässiges und stabiles System zur mikrobiellen Konservierung

ClearLine®

NEUE GRÖSSE DER BEADS!

Vereinfachen Sie Ihren Workflow mit den größeren Beads und dem effizienten Design von CLEARStable!

NEU



80 Röhrchen



2D-Version



1D-Version



25 Röhrchen

- **Langfristige Konservierung :** gewährleistet die Lebensfähigkeit und Stabilität von Mikroorganismen über lange Zeiträume hinweg
- **Mehrere Einfrieroptionen:** Mikroorganismen bei -20°C, -80°C oder in Stickstoffdampf aufbewahren
- **Größere Beads für eine bessere Handhabung :** leichtere Handhabung, wodurch die Effizienz verbessert wird
- **Vereinfachte Identifikation :** Caps und Beads in verschiedenen Farben zur einfachen Identifizierung der Proben
- **Flexible Optionen:** mit oder ohne Kryoprotektor und mit 1D- oder 2D-Barcode erhältlich



milian®
DUTSCHER GROUP

Oberebenestrasse 61
CH-5620 Bremgarten
Tel. +41 (0) 56 610 49 27
verkauf@milian.com
www.milian.com

milian®
DUTSCHER GROUP

CLEARStable

Zuverlässiges und stabiles System zur mikrobiellen Konservierung

ClearLine®

- Die größeren CLEARStable-Beads erleichtern die Handhabung, sodass Ihre Proben schneller eingefroren und aufgetaut werden können.
- CLEARStable bietet eine zuverlässige und innovative Lösung für das stabile Einfrieren und die langfristige Konservierung von Mikroorganismen bei verschiedenen Temperaturen
- Jede Flasche enthält große poröse Beads, mit oder ohne Kryoschutzmittel
- Auswahl an 1D- oder 2D-Barcodes zur schnellen Probenidentifikation und Rückverfolgbarkeit auf Schachteln und Fläschchen



Vorteile:

- Lange und stabile Aufbewahrung
- Steril SAL 10^{-6}
- Mehrere Gefriertemperaturen
- Einfache Handhabung
- Farbkodierte Kennzeichnung
- Anpassbare Optionen



Größere Beads für eine einfachere Handhabung.

Optimieren Sie die Stabilität und den Erhalt Ihrer Mikroorganismen mit CLEARStable!

CLEARStable 1D

Art. Nr.	Farben	Kryo-Schutz-Flüssigkeit	VE	CHF
395130	Blau	Ja	80	AA -
395131	Gelb	Ja	80	AA -
395132	Rot	Ja	80	AA -
395133	Grün	Ja	80	AA -
395134	Weiß	Ja	80	AA -
395135	Assortiert	Ja	80	AA -
395136	Blau	Nein	80	AA -
395137	Gelb	Nein	80	AA -
395138	Rot	Nein	80	AA -
395139	Grün	Nein	80	AA -
395140	Weiß	Nein	80	AA -
395141	Assortiert	Nein	80	AA -
395156	Blau	Ja	25	AA -
395157	Gelb	Ja	25	AA -
395158	Rot	Ja	25	AA -
395159	Grün	Ja	25	AA -
395160	Weiß	Ja	25	AA -
395161	Assortiert	Ja	25	AA -
395162	Blau	Nein	25	AA -
395163	Gelb	Nein	25	AA -
395164	Rot	Nein	25	AA -
395165	Grün	Nein	25	AA -
395166	Weiß	Nein	25	AA -
395167	Assortiert	Nein	25	AA -

CLEARStable 2D

Art. Nr.	Farben	Kryo-Schutz-Flüssigkeit	VE	CHF
395142	Blau	Ja	80	AA -
395143	Gelb	Ja	80	AA -
395144	Rot	Ja	80	AA -
395145	Grün	Ja	80	AA -
395146	Weiß	Ja	80	AA -
395147	Assortiert	Ja	80	AA -
395148	Blau	Nein	80	AA -
395149	Gelb	Nein	80	AA -
395150	Rot	Nein	80	AA -
395151	Grün	Nein	80	AA -
395152	Weiß	Nein	80	AA -
395153	Assortiert	Nein	80	AA -

Kryoboxen einzeln

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
390808	Kryobox mit 1D-Barcode aus Polycarbonat, 132 x 132 x 52 mm für 81 Kryoröhrchen	AA -
390717	Kryobox mit 2D-Barcode aus Polycarbonat, 132 x 132 x 52 mm für 81 Kryoröhrchen	AA -

milian®
DUTSCHER GROUP

Oberebenestrasse 61
CH-5620 Bremgarten
Tel. +41 (0) 56 610 49 27
verkauf@milian.com
www.milian.com