milian®
DUTSCHER GROUP

SPITZEN FÜR LTS MIKROPIPETTEN

ClearLine®

ClearLine® LTS kompatible Pipettenspitzen

Die neuen ClearLine® LTS-kompatiblen Spitzen sind ergonomisch gestaltet, um den Komfort zu erhöhen, und für die Zusammenarbeit mit Rainin LiteTouch™-Pipetten optimiert - und das alles mit der Qualität, die Sie von ClearLine® erwarten.


- **Spürbarer Komfort** : LTS-kompatible Spitzen reduzieren die Kraft, die zum Versiegeln und Auswerfen benötigt wird, und bieten ein optimiertes Erlebnis vom Ansaugen bis zur Abgabe. Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die Pipette für eine gute Abdichtung, beseitigen Sie Schwierigkeiten beim Abwurf der Spitzen und minimieren Sie die Ermüdung der Hand und des Handgelenks nach intensivem Pipettieren.

- **Bequemlichkeit der Wahl** : LTS-kompatible Spitzen sind in Ihren bevorzugten Verpackungsformaten erhältlich, einschließlich Rack, Rack/Filter, Spitzenstation, Nachfüllstacks und unserer neuen, nachhaltigeren Lösung : ClearLine® HybridRack™ Pipettenspitzen. Wenn Sie keinen LTS-Pipettierer verwenden, ist das kein Problem. Wir bieten ein umfassendes Sortiment an universellen Pipettenspitzen an

- **Qualität** : Unsere Produktionsstandort in den USA wird von Dritten überwacht, um sicherzustellen, dass sie die gesetzlich vorgeschriebenen Herstellungsstandards, einschließlich ISO 13485 und ISO 14001, einhält. Sterile Produkte haben einen Sterilitätssicherungsgrad (SAL)$^{10-3}$ und alle Produkte werden mit USP-Harz der Klasse VI hergestellt

- **Gedankenruhe** : Unsere LTS-kompatiblen Pipettenspitzen sind frei von RNase/DNase, humaner gDNA, PCR-Hemmung und apyrogen. So können Sie stressfrei pipettieren und wissen, dass Ihre Proben sicher sind. Außerdem sind die Spitzen bei 121°C für 15 Minuten autoklavierbar

Müheloses Auswerfen, überlegene Abdichtung, ergonomische Spitzenleistung



milian®
DUTSCHER GROUP

Oberebenestrasse 61
CH-5620 Bremgarten
Tel. +41 (0) 56 610 49 27
verkauf@milian.com
www.milian.com

milian®
DUTSCHER GROUP

SPITZEN FÜR MIKROPIPETTEN LTS

ClearLine®

Spitzen ohne Filter und mit Filter ClearLine® für LTS-Mikropipetten

- Spitzen aus Polypropylen mit Filter und ohne Filter
- Kompatibel mit Rainin LTS Mikropipetten
- 4 Racks zur Auswahl

DNase RNase · Human DNA · PCR Inhibitor · Pyrogen

NOUVEAU



ClearLine® Plus Rack :

+ Scharnier-Rack aus recycelbarem Kunststoff* ;
+ farbcodierte Plattform;
+ nachfüllbar ;
+ stapelbar und autoklavierbar.




ClearLine® Plus Nachfüllpackung :

+ Wiederverwertbare Nachfüllplattform mit Farbcode ;
+ Nachfüllpackung für Clearline Plus- und HybridRacks.



Tipstation

+ 5 Ebenen mit 192 Spitzen, minimaler Platzbedarf ;
+ Entfernen Sie einfach eine Ebene, nachdem Sie die Spitzen benutzt haben;
+ sehr stabile Basis ;
+ Ideal für Mehrkanal-Mikropipetten;
+ Aus recycelbarem Polypropylen*.



HybridRack :

+ Rack und Stülpdeckel aus recyceltem und leicht wiederverwertbarem Karton ;
+ farbige Plattform aus recycelbarem Kunststoff* ;
+ 77 bis 86 % weniger Kunststoffabfall als ein herkömmliches Kunststoffrack ;
+ Plattform kompatibel mit ClearlinePlus-Racks.

* siehe unser Recyclingprogramm auf milian.com

Spitzen ohne Filter

						ClearLine® Plus Rack				ClearLine® Plus Nachfüllpackung		Tipstation				
						Steril		Nicht steril		Nicht steril			Steril		Nicht steril	
Fotonummer**	Vol. (µl)	Bezeichnung	Tablett Farbe	Graduierung (µl)	VE	Art. Nr.	CHF/VE	Art. Nr.	CHF/VE	Art. Nr.	CHF/VE	Tablett Farbe	Art. Nr.	CHF/VE	Art. Nr.	CHF/VE
1	20	Feine Spitze, Länge 49,5 mm	Rot	2, 10	10 x 96	258380	AA -	258383	AA -	258386	AA -	Blau	258389	AA -	258391	AA -
2	200	Spitze Länge 50,2 mm	Gelb	10, 50, 100	10 x 96	258381	AA -	258384	AA -	258387	AA -	Blau	258390	AA -	258392	AA -
3	1000	Spitze Länge 98,6 mm	Blau	200, 500, 1000	8 x 96	258382	AA -	258385	AA -	258388	AA -	-	-	-	-	-

** Beziehen Sie sich auf das Foto des Modells mit Filter (unten), indem Sie diesen nicht mit einbeziehen.

Filterspitzen

Spitzen sind nicht maßstabsgetreu dargestellt	Num. Foto	Vol. (µl)	Bezeichnung	Tablett Farbe	Graduierung (µl)	VE	ClearLine® Plus Rack Steril Art. Nr.	ClearLine® Plus Rack Steril CHF/VE	Hybridrack Steril Art. Nr.	Hybridrack Steril CHF/VE
	1	20	Feine Spitze, Länge 49,5 mm	Rot	2, 10	10 x 96	258377	AA -	258393	AA -
	2	200	Spitze Länge 50,2 mm	Gelb	10, 50, 100	10 x 96	258378	AA -	258394	AA -
	3	1000	Spitze Länge 98,6 mm	Blau	200, 500, 1000	8 x 96	258379	AA -	258395	AA -

milian®
DUTSCHER GROUP

Oberebenestrasse 61
CH-5620 Bremgarten
Tel. +41 (0) 56 610 49 27
verkauf@milian.com
www.milian.com