milian®
DUTSCHER GROUP

SEROLOGIE-PIPETTEN

ClearLine®

Smart CHOICE

Pipetten, die für alle Ihre Anwendungen konzipiert sind ohne jemals auch nur einen Tropfen an Präzision zu verlieren!

- Die ClearLine®-Serologiepipetten werden aus transparentem Polystyrol hergestellt und erfüllen die strengsten Anforderungen an Sterilität, Präzision und Ergonomie.
  Sie bieten eine hohe Leistungsfähigkeit in einer Vielzahl von Laboranwendungen
- Die bidirektionalen und negativen Graduierungen verbessern die Pipettiergenauigkeit


DNase RNase | Cyto-toxin | Endo-toxin | DNase RNase | Human DNA

Standardpipetten

- Von Standardpipetten, die sich ideal für den täglichen Einsatz eignen, über kompakte, kurze Modelle für beengte Platzverhältnisse bis hin zu Ansaugpipetten und Pipetten mit breiter Öffnung für viskose Proben – dieses Sortiment garantiert konsistente Ergebnisse in jedem Arbeitsablauf
- Alle Produkte sind steril und einzeln verpackt.
  Die kurzen Pipetten sind auch als lose Ware erhältlich, während die Standard-Pipetten in Zip-Beuteln zu je 25 Stück geliefert werden


Standard

+ Filter 10 mm
+ Farbcode
+ Von 1 bis 100 ml




Ansaugen

+ Nicht graduiert
+ Ohne Filter
+ 1–10 ml




Breite Öffnung

+ Open-End
+ runde Öffnung
+ Farbcode
+ 1–10 ml



Kurz

+ Kompakt
+ Farbcode
+ 5–50 ml




milian®
DUTSCHER GROUP

SEROLOGIE-PIPETTEN CLEARLINE®

Standard Serologische Pipetten

Diese Pipetten sind für den Einsatz mit elektronischen oder manuellen Piperetten konzipiert und ermöglichen die präzise Entnahme von Flüssigkeiten unterschiedlicher Volumina bei Laborarbeiten.
Sie verfügen über bidirektionale und negative Graduierungen, die ein einfacheres Ablesen und eine höhere Genauigkeit beim Pipettieren gewährleisten.
Sie sind mit einem 10 mm langen Filter ausgestattet und verhindern so das versehentliche Ansaugen von Flüssigkeiten oder Fremdpartikeln, wodurch sowohl der Pipettierer als auch die Probe vor Verunreinigungen geschützt werden.

- Einzeln verpackt oder in wiederverschließbaren Beuteln zu je 25 Stück
- Volumengenauigkeit von ≤ 2 % bei vollem Volumen
- Hochwertiger Filter, 10 mm
- Farbcodierung; bidirektionale und negative Graduierungen





Individuelle Verpackung

Art. Nr.	Volumen (ml)	Negative Graduierung (ml)	Farbcode	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/VE
258333	1	-0,4	Gelb	5,16 ± 0,05 mm	282 ±2 mm	100	1000	AA -
258335	2	-0,5	Grün	5,16 ± 0,05 mm	284.35 ±2 mm	100	800	AA -
258337	5	-2,5	Blau	7.94 ±0.05 mm	342.2 ±2 mm	50	300	AA -
258343	10	-3	Orange	9.7 ±0.05 mm	346 ±2 mm	50	200	AA -
258339	25	-10	Rot	14.3 ±0.10 mm	344 ±2 mm	50	200	AA -
258341	50	-10	Violett	17.7 ±0.10 mm	342 ±2 mm	25	100	AA -
258424	100	-	Rosa	24.5 ±0.10 mm	346.2 ±2 mm	-	50	AA -

Beutel mit 25 Stück

Art. Nr.	Volumen (ml)	Negative Graduierung (ml)	Farbcode	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/VE
258334	1	-0,4	Gelb	5,16 ± 0,05 mm	282 ±2 mm	25	1000	AA -
258336	2	-0,5	Grün	5,16 ± 0,05 mm	284.35 ±2 mm	25	800	AA -
258338	5	-2,5	Blau	7.94 ±0.05 mm	342.2 ±2 mm	25	300	AA -
258344	10	-3	Orange	9.7 ±0.05 mm	346 ±2 mm	25	200	AA -
258340	25	-10	Rot	14.3 ±0.10 mm	344 ±2 mm	25	200	AA -
258342	50	-10	Violett	17.7 ±0.10 mm	342 ±2 mm	25	100	AA -
258425	100	-	Rosa	24.5 ±0.10 mm	346.2 ±2 mm	25	50	AA -

Saugpipetten

Diese Pipetten ohne Skala sind für schnelle Absaugvorgänge im Labor konzipiert, bei denen keine genaue Messung erforderlich ist.
Sie eignen sich ideal zum Entfernen von Flüssigkeiten während des Zentrifugierens, beim Pufferwechsel und bei der Reinigung der Proben.

- Individuelle Verpackung
- Nicht graduiert
- Ohne Filter für eine direkte und schnelle Absaugung
- Ideal zum Absaugen von Überstand, zum Pufferwechsel und zur Reinigung



Art. Nr.	Volumen (ml)	Negative Graduierung (ml)	Farbcode	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/VE
923046	1	-	-	4,6 ± 0,2 mm	270 ± 1 mm	100	1000	AA -
923047	2	-	-	6,1 ± 0,2 mm	276 ± 1 mm	100	800	AA -
923048	5	-	-	8 ± 0,2 mm	344 ± 1 mm	50	300	AA -
923058	10	-	-	9,95 ± 0,2 mm	344 ± 1 mm	50	200	AA -

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie Milian.com

Oberebenestrasse 61
CH-5620 Bremgarten
Tel. +41 (0) 56 610 49 27
verkauf@milian.com
www.milian.com

milian®
DUTSCHER GROUP

milian®
DUTSCHER GROUP

SEROLOGIE-PIPETTEN CLEARLINE®


Kurze Pipetten

Diese Pipetten sind kürzer als die Standardmodelle und wurden entwickelt, um die Handhabung unter Abzugshauben oder in Umgebungen mit begrenztem Platz zu erleichtern. Durch ihre kompakte Bauweise werden Ermüdungserscheinungen in Arm und Handgelenk verringert, was den Komfort bei wiederholten Pipettiervorgängen erhöht.

- Einzelverpackung Lose
- Kompakteres Design für verbesserte Ergonomie und optimale Handhabung
- Hochwertiger Filter
- Farbcodierung; bidirektionale und negative Graduierungen



Art. Nr.	Volumen (ml)	Negative Graduierung (ml)	Farbcode	Format	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/VE
923039	5	-2,2	Blau	Einzelverpackung	7,94 ± 0,05 mm	230 ± 1 mm	50	300	AA -
923040	10	-9	Orange	Einzelverpackung	9,7 ± 0,05 mm	230 ± 1 mm	50	200	AA -
923041	25	-8	Rot	Einzelverpackung	14,3 ± 0,10 mm	230 ± 1 mm	50	200	AA -
923052	50	-10	Violett	Einzelverpackung	17,7 ± 0,10 mm	230 ± 1 mm	25	100	AA -
923042	5	-2,2	Blau	Lose	7,94 ± 0,05 mm	230 ± 1 mm	25	500	AA -
923043	10	-9	Orange	Lose	9,7 ± 0,05 mm	230 ± 1 mm	25	350	AA -
923044	25	-8	Rot	Lose	14,3 ± 0,10 mm	230 ± 1 mm	25	350	AA -
923045	50	-10	Violett	Lose	17,7 ± 0,10 mm	230 ± 1 mm	25	100	AA -



Pipetten mit breiter Öffnung

Diese Pipetten verfügen über eine offene Spitze und sind für Proben mit hoher Viskosität ausgelegt.
Sie gewährleisten eine schnelle und reibungslose Ansaugung und Verteilung von Flüssigkeiten wie Ölen, Kosmetika oder Lösungen auf Lebensmittelbasis.

- Individuelle Verpackung
- Eine offene Spitze für hochviskose Flüssigkeiten
- Hochwertiger Filter
- Farbcodierung; bidirektionale und negative Graduierungen



Art. Nr.	Volumen (ml)	Negative Graduierungen (ml)	Farbcode	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/VE
923049	1	- 2	Gelb	4,6 ± 0,2 mm	276 ± 1 mm	100	1000	AA -
923050	2	- 2	Grün	6,1 ± 0,2 mm	276 ± 1 mm	100	800	AA -
923051	5	- 3,5	Blau	8 ± 0,2 mm	344 ± 1 mm	50	300	AA -
923054	10	- 3	Orange	9,95 ± 0,2 mm	344 ± 1 mm	50	200	AA -



Alle ClearLine®-Produkte
finden Sie auf milian.com

Oberebenestrasse 61
CH-5620 Bremgarten
Tel. +41 (0) 56 610 49 27
verkauf@milian.com
www.milian.com

milian®
DUTSCHER GROUP

Preisänderung vorbehalten, Besuchen Sie Milian.com