milian®
DUTSCHER GROUP


SINGLE CELL SUSPENSIONSDISSOZIATOR

WARUM IST DIE FORSCHUNG AN PRIMÄREN ZELLEN NOTWENDIG ?

RWD
RWD Life Science

Der RWD Einzelsuspensionsdissoziator verwendet Gewebeverarbeitungsröhrchen, Gewebedissoziationskits und integrierte Optimierungsprogramme, um hochaktive Einzelsuspensionen und Gewebehomogenate herzustellen.


Plus-Modell repräsentativ für den in-vivo-Zustand



Bewertung der Toxizität von Verbindungen

Entwicklungsprozess von Medikamenten

Sequenzierung einer einzelnen Zelle











Sampling → **Vorbehandlung** → **Gewebe + Enzym MIX** → **Wasserbad** → **Programm Ausführung**

Intelligent

Effektiv

Schonend

Sicher

milian®
DUTSCHER GROUP

Oberebenestrasse 61
CH-5620 Bremgarten
Tel. +41 (0) 56 610 49 27
verkauf@milian.com
www.milian.com

SINGLE CELL SUSPENSIONSDISSOZIATOR





Röhrchen zur Gewebebehandlung

Modell	SCT-25	SCT-100
Art. Nr.	041-413164	041-413165
Probenvolumen	20-4000 mg	
Puffervolumen	0,3-10 ml	
Maße	35*89 mm	
Packung	25 Stk./Box	100 Stk./Box

Modell	DSC-200	DSC-410	DSC-810
Art. Nr.	041-413788	041-413162	041-413163
Probenvolumen	20-4000 mg		
Puffervolumen	0.3-10 ml		
Geschwindigkeit	0-4000 rpm		
Temperatur	37°C		
Kanäle	2/4/8		
Vorgehensweise	Touchscreen 7"		
Maße (BxTxH)	215*380*190/215*380*190 mm/415*381*256 mm		
Gewicht	9.0 kg/10.3 kg/18 kg		

Art. Nr.	Modell	Anzahl Reaktionen	Art. Nr.	Modell	Anzahl Reaktionen	Bezeichnung
041-413166	DHTE-5001	50T	041-413210	DHTE-5001	10T	Kit für den enzymatischen Verdau von hochaktivem TUMORGEWEBE (Maus)
041-413167	DHNBE-5002	50T	041-413211	DHNBE-5002	10T	Kit für den enzymatischen Verdau des NEONATALEN GEHIRNS mit hoher Aktivität (Maus und Ratte)
041-413168	DHABE-5003	50T	041-413212	DHABE-5003	10T	Kit für den enzymatischen Verdau des ERWACHSENEN GEHIRNS mit hoher Aktivität (Maus und Ratte)
041-413169	DHSE-5004	50T	041-413213	DHSE-5004	10T	Kit für den enzymatischen Verdau von ALLGEMEINEN GEWEBEN mit hoher Aktivität
041-413170	DHTEH-2505	25T	041-413214	DHTEH-2505	10T	Kit für den enzymatischen Verdau von hochaktivem TUMORGEWEBE (human)
041-413171	DHDR-5006	50T	041-413215	DHDR-5006	10T	Hochwirksames Kit zurENTFERNUNG VON RESTE
041-413172	DHIE-5007	50T	041-413216	DHIE-5007	8T	Kit für den enzymatischen Verdau von hochaktivem DARMGEWEBE (Maus)
041-413173	DHBTE-2508	25T	041-413217	DHBTE-2508	10T	Kit für den enzymatischen Verdau von hochaktiven HIRNTUMOREN
041-413174	DHWSE-2509	25T	041-413219	DHWSE-2509	10T	Kit für den enzymatischen Verdau der GESAMTEN HAUT mit hoher Aktivität (Maus)
041-413175	DHAE-5010	50T	041-413218	DHAE-5010	10T	Kit für den enzymatischen Verdau von hochaktivem FETTGEWEBE (Maus und Ratte)
041-413184	HJ-400	-				Wärmende Hüllen (4 Stk.)
041-413220	HJ-200	-				Wärmende Hüllen (2 Stk.)



Wärmende Hülle



Enzymatischer Verdauungssatz



Wenden Sie sich an Ihren Life Sciences Spezialisten

Deborah FEINTUCH
Life Sciences Specialist
dfeintuch@milian.com
Tel. +41 79 526 13 29

Oberebenestrasse 61
CH-5620 Bremgarten
Tel. +41 (0) 56 610 49 27
verkauf@milian.com
www.milian.com