milian®
DUTSCHER GROUP


ONE-TOUCH-SPITZEN

MACHEN SIE AUS IHRER AKTUELLEN PIPETTE EINE ERGONOMISCHE PIPETTE!

Sorenson™ BioScience, Inc.

Multi Sorenson Spitzen





Hergestellt aus natürlichem, reinem Polypropylen

Universalspitzen

Graduierte Spitzen

Ohne RNase/DNase

Es werden keine Trennmittel verwendet

Zwei-Komponenten-Spitzen: Oberteil aus flexiblem Elastomer für optimale Abdichtung und Präzision

Ideale Spitzen für Mehrkanal

Recycling-Prozess

Verringerung der Muskelermüdung

Jede Spitze befindet sich in einer einzeln versiegelten Einheit, um das Risiko einer Kontamination von einer Spitze zur anderen auszuschließen. Erhältlich mit oder ohne Filter

CellRack

- Innovativ : Zweikomponentenspitzen : Weiche Elastomere und Polypropylen
- Die Spitzen in stabilen, vollständig geschlossenen Einheiten halten, um statische Elektrizität und Verunreinigungen zu minimieren.
- Hervorragende Plattformen für das Ein- und Mehrkanalpipettieren
- Geringere Muskelermüdung: weniger Druck, um die optimale Verbindung herzustellen, und weniger Kraftaufwand für den Spitzenabwurf erforderlich



DNase RNase

Nucleic acid

Pyro-gens

Sterile Filterspitzen

Volumen (µl)	Art. Nr.	VE
1 - 20	**010320**	10 x 96
10 - 100	**010510**	10 x 96
20 - 330	**010350**	10 x 96
100 - 1250	**010380**	8 x 96

Sterile Spitzen ohne Filter

Volumen (µl)	Art. Nr.	VE
1-20	**010310**	10 x 96
20 - 330	**010340**	10 x 96
100 - 1250	**010370**	8 x 96

Spitzen ohne Filter nicht steril

Volumen (µl)	Art. Nr.	VE
1-20	**010300**	10 x 96
20 - 330	**010330**	10 x 96
100 - 1250	**010360**	8 x 96

Oberebenestrasse 61
CH-5620 Bremgarten
Tel. +41 (0) 56 610 49 27
verkauf@milian.com
www.milian.com

milian®
DUTSCHER GROUP