milian®
DUTSCHER GROUP

eppendorf


GoGREEN

ep.T.I.P.S.® BIOBASED EPPENDORF

- Améliorez l'empreinte carbone de votre laboratoire et passez à epT.I.P.S.®BioBased avec les nouveaux Eppendorf Reload. Ces pointes de pipette sont fabriquées à partir de matières premières recyclées de deuxième génération, obtenues exclusivement à partir de déchets et de résidus de la production d'huile végétale, comme l'huile alimentaire usagée.
- Réduisez considérablement votre quantité de déchets de laboratoire - utilisez des recharges plutôt que des racks jetables
- Faites confiance à la promesse de durabilité - le site de production est certifié par ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification) pour la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
- Embouts de pipette certifiés par ACT (Accountability, Consistency, and Transparency), l'organisme de validation indépendant pour l'évaluation de la durabilité des produits
- **BioPure:** Sans filtre, stérile et sans pyrogènes, RNAses, DNases, ADN et ATP, ni inhibiteurs PCR
- **PCR Clean et Sterile:** Avec filtre, stérile et sans pyrogènes, RNAses, DNases, ADN et ATP, ni inhibiteurs PCR
- **SealMax:** Filtre auto-obturant. Un système innovant de filtrage à deux phases permet de retenir en toute sécurité tous les liquides et l'humidité. Stérile et sans pyrogènes, RNAses, DNases, ADN et ATP, ni inhibiteurs PCR







Matériau premium, qualité et pureté certifiées :

- Excellente intégrité des échantillons grâce à l'absence de lubrifiants, de plastifiants et de biocides
- Les certificats de pureté spécifiques aux lots, délivrés par un laboratoire indépendant, peuvent être téléchargés sur le site Internet d'Eppendorf.
- Certificats de qualité globaux sur le respect des normes et des exigences générales de qualité Eppendorf
- Disponible en volumes de 10 µL à 1.250 µL, long en recharges pour utilisation avec epT.I.P.S.® Box 2.0
- Disponible en tant que epT.I.P.S.® BioBased Biopur®, ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased PCR clean and sterile, ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax® BioBased Biopur®

milian®
DUTSCHER GROUP

Chemin du Champ-des-Filles n°4A
Campus Spark
CH-1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
www.milian.com

milian DUTSCHER GROUP

eppendorf

GoGREEN

M = Moyen
L = Long

ep.T.I.P.S.® BioBased Reloads

Référence	Désignation	Volume	Unité d'emballage
	Boîtes réutilisables autoclavables		
041-033360	epT.I.P.S.® Box 2.0 vide, epQuality, pour epT.I.P.S.® Reloads, (0 plateaux × 0 pointes)	10 - 300 µL	1 boîte réutilisable autoclavable
041-033361	epT.I.P.S.® Box 2.0 vide, epQuality, pour epT.I.P.S.® Reloads, (0 plateaux × 0 pointes)	1000 - 1250 µL	1 boîte réutilisable autoclavable
041-033362	epT.I.P.S.® Box 2.0 vide, epQuality, pour epT.I.P.S.® Reloads, (0 plateaux × 0 pointes)	1250 µL long - 5 mL	1 boîte réutilisable autoclavable
	Pointes BioBased - BioPur Reloads		
041-033354	epT.I.P.S.® Reloads, BioBased, Biopur, 40 mm, gris moyen	0,1 à 20 µL	5 trays de 96 pointes (480 pointes)
041-033355	epT.I.P.S.® Reloads, BioBased, Biopur, 53 mm, jaune	2 à 200 µL	5 trays de 96 pointes (480 pointes)
041-033356	epT.I.P.S.® Reloads, BioBased, Biopur, 55 mm, orange	20 à 300 µL,	5 trays de 96 pointes (480 pointes)
041-033357	epT.I.P.S.® Reloads, BioBased, Biopur, 71 mm, bleu	50 à 1000 µL	5 trays de 96 pointes (480 pointes)
041-033358	epT.I.P.S.® Reloads, BioBased, Biopur, 76 mm, vert	50 à 1250 µL	5 trays de 96 pointes (480 pointes)
041-033359	epT.I.P.S.® Reloads, BioBased, Biopur, L, 103 mm, vert foncé	50 à 1250 µL	5 trays de 96 pointes (480 pointes)
	Pointes BioBased - Dualfilter - PCR Clean et Sterile Reloads		
041-033363	ep Dualfilter T.I.P.S.® Reloads, BioBased, PCR clean et Sterile, M, 40 mm, gris moyen	0,1 à 10 µL	10 trays de 96 pointes (960 pointes)
041-033364	ep Dualfilter T.I.P.S.® Reloads, BioBased, PCR clean et Sterile, L, 46 mm, gris clair	0,5 à 20 µL	10 trays de 96 pointes (960 pointes)
041-033365	ep Dualfilter T.I.P.S.® Reloads, BioBased, PCR clean et Sterile, 53 mm, jaune	2 à 20 µL	10 trays de 96 pointes (960 pointes)
041-033366	ep Dualfilter T.I.P.S.® Reloads, BioBased, PCR clean et Sterile, 53 mm, jaune	2 à 100 µL	10 trays de 96 pointes (960 pointes)
041-033367	ep Dualfilter T.I.P.S.® Reloads, BioBased, PCR clean et Sterile, 55 mm, jaune	2 à 200 µL	10 trays de 96 pointes (960 pointes)
041-033368	ep Dualfilter T.I.P.S.® Reloads, BioBased, PCR clean et Sterile, 55 mm, orange	20 à 300 µL	10 trays de 96 pointes (960 pointes)
041-033369	ep Dualfilter T.I.P.S.® Reloads, BioBased, PCR clean et Sterile, 76 mm, bleu	50 à 1000 µL	10 trays de 96 pointes (960 pointes)
041-033370	ep Dualfilter T.I.P.S.® Reloads, BioBased, PCR clean et Sterile, L, 103 mm, vert foncé	50 à 1250 µL	10 trays de 96 pointes (960 pointes)
	Pointes BioBased - DualFilter - SealMax reloads		
041-033371	ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, Reloads, BioBased, Biopur, L, 46 mm, gris clair	0,5 à 20 µL	10 trays de 96 pointes (960 pointes)
041-033372	ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, Reloads, BioBased, Biopur, 53 mm, jaune	2 à 100 µL	10 trays de 96 pointes (960 pointes)
041-033373	ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, Reloads, BioBased, Biopur, 55 mm, jaune	2 à 200 µL	10 trays de 96 pointes (960 pointes)
041-033374	ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, Reloads, BioBased, Biopur, 55 mm, orange	20 à 300 µL	10 trays de 96 pointes (960 pointes)
041-033375	ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, Reloads, BioBased, Biopur, 76 mm, bleu	50 à 1000 µL	10 trays de 96 pointes (960 pointes)
	Pointes BioBased - vrac		
041-033448	Pointe epT.I.P.S.® 0,1-10 uL vrac BioBased gris fonce x500x2	0.1 - 10 µL	Vrac : 1000 pointes
041-033449	Pointe epT.I.P.S.® 0,1-20 uL vrac BioBased gris clair x500x2	0.1 - 20 µL	Vrac : 1000 pointes
041-033450	Pointe epT.I.P.S.® 0,5-20 uL, L, vrac BioBased gris clair x500x2	0.5 - 20 µL L	Vrac : 1000 pointes
041-033451	Pointe epT.I.P.S.® 2-200 uL vrac BioBased jaune x500x2	20 - 300 µL	Vrac : 1000 pointes
041-033452	Pointe epT.I.P.S.® 20-300 uL vrac BioBased orange x500x2	2 - 200 µL	Vrac : 1000 pointes
041-033453	Pointe epT.I.P.S.® 50-1000 uL vrac BioBased bleu x500x2	50 - 1000 µL	Vrac : 1000 pointes
041-033454	Pointe epT.I.P.S.® 50-1250 uL vrac BioBased vert x500x2	50 - 1250 µL	Vrac : 1000 pointes
041-033455	Pointe epT.I.P.S.® 50-1250 uL, L, vrac BioBased vert fonce x250x4	50 - 1250 µL L	Vrac : 1000 pointes
041-033456	Pointe epT.I.P.S.® 250-2500 uL vrac BioBased rouge x100x5	0.25 - 2.5 mL	Vrac : 500 pointes
041-033457	Pointe epT.I.P.S.® 100-5000 uL vrac BioBased violet x100x5	0.1 - 5 mL	Vrac : 500 pointes
041-033458	Pointe epT.I.P.S.® 200-5000 uL, L, vrac BioBased violet x100x3	0.2-5 mL L	Vrac : 300 pointes

CES POINTES DE PIPETTES SONT FABRIQUÉES À PARTIR D'AU MOINS 90 % DE POLYPROPYLÈNE BIOSOURCÉ.

ACT. The Environmental Impact Factor Label

Excellente qualité

- Certificats généraux de qualité : conforme aux normes et exigences de qualité générales ainsi que certificats de pureté liés aux produits
- Certificats ACT : certification indépendante du facteur d'impact environnemental décernée par My Green Lab

Soutenez-nous dans notre effort global de durabilité :

- Collectez les emballages en carton de vos tubes.
- Jetez l'emballage dans les poubelles de collecte indiquées par votre organisation et votre région.







milian DUTSCHER GROUP

Chemin du Champ-des-Filles n°4A
Campus Spark
CH-1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
www.milian.com