CONDENSYN
CONDENSEURS À REFLUX SANS EAU


CondenSyn et CondenSyn MINI - Condenseurs à reflux sans eau :
- Convient pour le reflux et la distillation
- Résistant aux produits chimiques et durable
- Utilisation à long terme jusqu'à 230 °C
- Utilisation à court terme jusqu'à 400 °C
- Pas d'eau, pas de risque d'inondation
- Facile à utiliser, sans tuyau ni débit d'eau à contrôler
- Peut être utilisé sous vide / dans des conditions inertes
- Convient aux travaux sensibles à l'air en connectant
- Léger - moins de serrage nécessaire, idéal pour les orifices coudés
- Efficace en termes d'espace - pas nécessaire d'être à proximité d'une source d'eau
- Facile à nettoyer - Rinçage avec un solvant/bain de solvant
- Visibilité - Possibilité de voir la condensation pendant l'utilisation et la contamination lors du nettoyage
- Peut être séché dans un four à des températures standard (~120°C) ou pistolet thermique

NOUVEAU EN 2023

Désignation	Réf. Asynt	Réf. Milian	Unités/ carton	CHF/ carton
CondenSyn MINI 200 mm				
Asynt CondenSyn MINI : longueur de 200 mm avec raccords B14	**GB-C-200-B14**	**041-412121**	1	**NC -**
Asynt CondenSyn MINI : longueur de 200 mm avec raccords B19	**GB-C-200-B19**	**041-412122**	1	**NC -**
Asynt CondenSyn MINI : longueur de 200 mm avec raccords B24	**GB-C-200-B24**	**041-412123**	1	**NC -**
Asynt CondenSyn MINI : longueur de 200 mm avec raccords B29	**GB-C-200-B29**	**041-412124**	1	**NC -**
CondenSyn 350 mm				
Asynt CondenSyn 350 : longueur de 350 mm avec raccords B14	**GB-C-350-B14**	**041-412125**	1	**NC -**
Asynt CondenSyn 350 : longueur de 350 mm avec raccords B19	**GB-C-350-B19**	**041-412126**	1	**NC -**
Asynt CondenSyn 350 : longueur de 350 mm avec raccords B24	**GB-C-350-B24**	**041-412128**	1	**NC -**
Asynt CondenSyn 350 : longueur de 350 mm avec raccords B29	**GB-C-350-B29**	**041-412134**	1	**NC -**
CondenSyn 450 mm				
Asynt CondenSyn 450 : longueur de 450 mm avec raccords B14	**GB-C-450-B14**	**041-412138**	1	**NC -**
Asynt CondenSyn 450 : longueur de 450 mm avec raccords B19	**GB-C-450-B19**	**041-412139**	1	**NC -**
Asynt CondenSyn 450 : longueur de 450 mm avec raccords B24	**GB-C-450-B24**	**041-412140**	1	**NC -**
Asynt CondenSyn 450 : longueur de 450 mm avec raccords B29	**GB-C-450-B29**	**041-412141**	1	**NC -**
Asynt CondenSyn 450 : longueur de 450 mm avec raccords B34	**GB-C-450-B34**	**041-412142**	1	**NC -**



CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR ASYNT
DE NOMBREUSES AUTRES OPTIONS SONT DISPONIBLES
APPAREILS DE DÉMONSTRATION DISPONIBLES



Chemin du Champ-des-Filles n°4A
Campus Spark
CH-1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
www.milian.com

DRYSYN CLASSIC
BLOCS CHAUFFANTS SIMPLE POSITION

- Fabriqué en aluminium anodisé
- Résistant aux produits chimiques et durable
- Réduit le risque d'incendie (pas de déversement,pas d'émissions de fumées toxiques
- Pas d'entretien
- Temps de chauffe constants
- S'adapte à toutes les plaques de cuisson
- Visibilité claire de la réaction
- Chauffage jusqu'à 500 °C

Polyvalent :

- Base avec poignées résistante à la chaleur
- Base accepte une fiole standard à fond rond de 1 000 ml
- Base s'adapte à toutes les fioles standard jusqu'à 25 ml
- Base s'adapte à tous les flacons standard jusqu'à 25 ml
- Pieds réglables pour une compatibilité totale avec tous les agitateurs à plaque chauffante



Désignation	Réf. Asynt	Réf. Milian	Unités/ carton	CHF/ carton
DrySyn Single Position Heating: 25 mL - 1000 mL				
DRYSYN KIT COMPLET AVEC BASE 1000ml AVEC POIGNEES ET 4 ADAPTATEURS	**ADS1**	**041-411987**	1	**NC -**
DRYSYN BASE 1000ml AVEC POIGNEES RESISTANTES	**ADS1-B**	**041-411988**	1	**NC -**
Accessoires				
DRYSYN ADAPTATEUR 25ml	**ADS1-25**	**041-411989**	1	**NC -**
DRYSYN ADAPTATEUR 50ml	**ADS1-50**	**041-411990**	1	**NC -**
DRYSYN ADAPTATEUR 100ml	**ADS1-100**	**041-411991**	1	**NC -**
DRYSYN ADAPTATEUR 250ml	**ADS1-250**	**041-411992**	1	**NC -**
DRYSYN ADAPTATEUR 500ml	**ADS1-500**	**041-411993**	1	**NC -**
DRYSYN MULTI-E BASE AVEC POIGNEES	**ADS3-B**	**041-412001**	1	**NC -**
DRYSYN MULTI-E PINCE 3 POSITIONS	**ADS3-C**	**041-412002**	1	**NC -**
DRYSYN MULTI-E ADAPTATEUR 5ml X3	**ADS3-5**	**041-412003**	1	**NC -**
DRYSYN MULTI-E ADAPTATEUR 10ml X3	**ADS3-10**	**041-412004**	1	**NC -**
DRYSYN MULTI-E ADAPTATEUR 25ml X3	**ADS3-25**	**041-412005**	1	**NC -**
DRYSYN MULTI-E ADAPTATEUR 50ml X3	**ADS3-50**	**041-412006**	1	**NC -**
DRYSYN MULTI-E ADAPTATEUR 100ml X3	**ADS3-100**	**041-412007**	1	**NC -**
DRYSYN MULTI-E ADAPTATEUR VIALS X3	**ADS3-R-(size)**	**041-412008**	1	**NC -**
DRYSYN MULTI-E KIT COMPLET	**ADS3**	**041-412016**	1	**NC -**
DRYSYN MULTI-E SUPER KIT	**ADS3-A**	**041-412017**	1	**NC -**
DRYSYN KIT DE SYNTHESE EN PARALLELE	**ADS3-S-(size)**	**041-412018**	1	**NC -**

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR ASYNT DE NOMBREUSES AUTRES OPTIONS SONT DISPONIBLES APPAREILS DE DÉMONSTRATION DISPONIBLES

Asynt
www.asynt.com



Chemin du Champ-des-Filles n°4A
Campus Spark
CH-1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
www.milian.com