milian®
DUTSCHER GROUP


ClearLine®

NOUVEAU

Nouveautés ClearLine®

Tubes à centrifuger 15 et 50 ml ClearLine®

- Tubes en polypropylène et bouchons en polyéthylène
- Graduation standard et inversée
- Graduation sur le fond du tube
- Indication du niveau maximal pour congélation ainsi que la vitesse maximale de centrifugation
- Large zone de marquage





Volume (ml)	15		50		
Diamètre ext. (mm)	15,4		27,8		
Hauteur (mm)	119		115		
Autoclavable	Oui				
Vitesse max de centrifugation (g)	15000		12000		
Jupe	Non	Non	Non	Non	Oui
Coloris	Transparent				
Températures d'utilisation	- 86 °C à + 121 °C				
Spécificités	Exempt de DNAses, RNAses, endotoxines ; parfaitement étanche à - 95 kPa				
Unités/carton	20 sachets de 25 tubes	10 portoirs de 50 tubes	20 sachets de 25 tubes	20 portoirs de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes
Réf. bouchon turquoise	**258372**	**258373**	**258369**	**258370**	**258371**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Pipettes de sérologie ClearLine® PRIME et ClearLine®

Pipettes de sérologie ClearLine® PRIME

- En polystyrène de haute transparence
- Graduation bidirectionnelle facile à lire
- Stériles (SAL 10^{-6})
- Avec code couleur sur l'emballage et sur la pipette
- Avec filtre synthétique
- Système anti-goutte sur les modèles 25 et 50 ml
- Disponibles en vrac ou en emballage individuel
- Indication sur l'emballage individuel de la réf., date d'expiration et numéro de lot
- Modèles 1, 2, 5 et 10 ml en une pièce

DNase RNase · ADN · Pyro-gènes




			Emballage individuel papier/plastique				En vrac			
Vol. (ml)	Graduation (ml)	Code couleur	Réf.	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
1	0,01	Jaune	**258333**	100	1000	**NC -**	**258334**	25	1000	**NC -**
2	0,01	Vert	**258335**	100	800	**NC -**	**258336**	25	800	**NC -**
5	0,1	Bleu	**258337**	50	300	**NC -**	**258338**	25	500	**NC -**
10	0,1	Orange	**258343**	50	200	**NC -**	**258344**	25	350	**NC -**
25	0,2	Rouge	**258339**	50	200	**NC -**	**258340**	25	350	**NC -**
50	1	Violet	**258341**	25	100	**NC -**	**258342**	25	100	**NC -**

Pipettes de sérologie courtes ClearLine®

- Longeur 232 mm
- En polystyrène
- Cotonnées
- Code couleur par volume
- Graduation bidirectionnelle
- Faciles à manipuler sous une hotte
- Précision identique à une piepette standard

DNase RNase · Cyto-toxines · Pyro-gènes



			Emballage unitaire papier/plastique			En sachet		
Vol. (ml)	Graduation (ml)	Code couleur	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton
5	0,1	Bleu	**258398**	200	**NC -**	**258401**	200	**NC -**
10	0,2	Orange	**258399**	200	**NC -**	**258402**	200	**NC -**
25	0,5	Rouge	**258400**	200	**NC -**	**258403**	100	**NC -**
50	1	Violet	-	-	-	**258404**	50	**NC -**



Marie-Laure CURCHOD
Spécialiste ClearLine & Support Technique
Tél. +41 022 884 16 78
mlcurchod@milian.com



Deborah FEINTUCH
Spécialiste Life Sciences
Tél. +41 79 526 13 29
dfeintuch@milian.com

Prix indicatifs, Consultez milian.com

Chemin du Champ-des-Filles n°4A
Campus Spark
CH-1228 Plan-Les-Ouates
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
www.milian.com