milian®
DUTSCHER GROUP

MAGNETAPURE ET KIT D'EXTRACTION NUCLEOMAG

AUTOMATES DE PURIFICATION D'ACIDES NUCLÉIQUES

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

MN
MACHEREY-NAGEL

- Systèmes automatisés pour la purification d'ADN, d'ARN, de protéines et de cellules issues d'une large variété d'échantillons comme le sang, les bactéries, les tissus, les fluides corporels et les plantes
- Technologie basée sur la séparation magnétique, pour extraction à haut débit et de haute qualité sans contaminations croisées entre les échantillons ou de transferts de réactifs
- Volume de réaction de 50 µl à 1 ml
- Cycle d'extraction rapide : 20 à 60 minutes
- Écran tactile intuitif
- Fonction de chauffe pour une lyse et une élution optimales
- Lampe UV pour la décontamination de l'automate
- Programmes prêts à l'emploi pour une large gamme de protocoles

Notre sélection • Notre sélection



Modèle	MagnetaPure mini	MagnetaPure 32 Plus	MagnetaPure 32	MagnetaPure 96
Nombre d'échantillons	1 à 16	1 à 32	1 à 32	1 à 96
Volume d'échantillon par puits	20 µl à 1 ml	30 µl à 1 ml	50 µl à 1 ml	
Température de chauffage	Ambiante jsuqu'à 120 °C	Ambiante jsuqu'à 120 °C	Ambiante jsuqu'à 120 °C	
Écran	Tactile 4,3"	Tactile 7"	Tactile 7"	
Capacité de stockage	Jusqu'à 100 programmes	Jusqu'à 500 programmes	Jusqu'à 100 programmes	
Étapes d'extraction	Lyse, rétention, lavage, élution	Lyse, rétention, lavage, élution	Lyse, rétention, lavage, élution	
Connexion	USB et ethernet	4 ports USB et ethernet	4 ports USB et Ethernet	
Stérilisation	Lampe UV	Lampe UV	Lampe UV	
Lecteur de code-barres'	Oui	Non	Ventilateur	
Voltage d'alimentation max. (W)	450	450	450	
Dimensions L x p x h (cm)	20 x 26 x 30	42 x 41 x 43	40 x 47 x 45	56 x 62 x 50
Poids (kg)	7	20	25	54
Réf.	**531623**	**255744**	**255743**	**255745**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Consommables associés

	Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
MagnetaPure mini	**531557B**	Plaque deepwell 96 puits	50	**NC -**
	531565B	Peigne 8 dents	200	**NC -**
MagnetaPure 32	**531564B**	Plaque deepwell 96 puits	50	**NC -**
	531565B	Peigne 8 dents	200	**NC -**
MagnetaPure 32 Plus	**531557B**	Plaque deepwell 96 puits	50	**NC -**
	531565B	Peigne 8 dents	200	**NC -**
MagnetaPure 96	**531557B**	Plaque deepwell 96 puits	50	**NC -**
	531556B	Peigne 96 dents	100	**NC -**
	531558B	Plaque d'élution 96 puits	100	**NC -**







milian®
DUTSCHER GROUP



Contactez votre Life Sciences Specialist chez Milian !

Deborah FEINTUCH
Life Sciences Specialist
dfeintuch@milian.com
Tel. +41 79 526 13 29

MAGNETAPURE ET KIT D'EXTRACTION NUCLEOMAG

KIT D'EXTRACTION D'ADN ET D'ARN NUCLEOMAG MACHEREY-NAGEL


NOUVEAU !
KITS NUCLEOMAG DE MACHEREY NAGEL MAINTENANT DISPONIBLES CHEZ MILIAN !


MACHEREY-NAGEL

Les séries Magnetapure sont programmées avec des protocoles « NucleoMag « kits de billes magnétiques de Macherey Nagel



Réf.	Désignation	CHF/ carton
041-872154	NucleoMag Pathogen (4x96)	NC -
041-872155	NucleoMag Dx Pathogen (4x96)	NC -
041-872157	NucleoMag DNA/RNA Water (4x96)	NC -
041-872159	NucleoMag 96 Tissue (24x96)	NC -
041-872160	NucleoMag 96 Tissue (4x96)	NC -
041-872162	NucleoMag DNA Bacteria (4x96)	NC -
041-872164	NucleoMag DNA FFPE (4x96)	NC -
041-872166	NucleoMag DNA Microbiome (4x96)	NC -
041-872168	NucleoMag RNA (4x96)	NC -
041-872172	NucleoMag Plant (24x96)	NC -
041-872173	NucleoMag Plant (4x96)	NC -
041-872175	NucleoMag 384 Plant (4x384)	NC -
041-872177	NucleoMag Blood 200 µL (4x96)	NC -
041-872178	NucleoMag Blood 3mL (1x96)	NC -
041-872180	NucleoMag cfDNA (4x48)	NC -
041-872182	NucleoMag Trace (24x96)	NC -
041-872183	NucleoMag Trace (4x96)	NC -
041-872185	NucleoMag DNA Swab (24x96)	NC -
041-872186	NucleoMag DNA Swab (4x96)	NC -
041-872188	NucleoMag Forensic (4x96)	NC -
041-872190	NucleoMag DNA Forensic (4x96)	NC -
041-872192	NucleoMag Virus (4x96)	NC -
041-872210	NucleoMag DNA Food (4x96)	NC -







Contactez votre Life Sciences Specialist chez Milian !

Deborah FEINTUCH
Life Sciences Specialist
dfeintuch@milian.com
Tel. +41 79 526 13 29