
POINTES POUR MICROPIPETTES LTS

Pointes de pipette compatibles ClearLine® LTS

Les nouvelles pointes compatibles ClearLine® LTS sont conçues de manière ergonomique pour améliorer le confort et optimisées pour fonctionner avec les pipettes Rainin LiteTouch™, le tout avec la qualité que vous attendez de ClearLine®.

- **Un confort palpable** : Les pointes compatibles LTS réduisent la force nécessaire pour sceller et éjecter, offrant une expérience optimisée de l'aspiration à la distribution. Évitez une pression excessive sur la pipette pour une bonne étanchéité, éliminez les difficultés d'éjection des pointes et minimisez la fatigue de la main et du poignet après un pipetage intensif.
- **Commodité de choix** : Les pointes compatibles LTS sont disponibles dans vos formats d'emballage préférés, y compris en rack, en rack/filtré, station de pointes, stacks de rechargement, et notre nouvelle solution plus durable : Pointes de pipette ClearLine® HybridRack™. Si vous n'utilisez pas de pipetteur LTS, pas de problème. Nous proposons une gamme complète de pointes de pipette universelles
- **Qualité** : Notre site de production aux États-Unis est contrôlé par des tiers afin de garantir le respect des normes de fabrication réglementées, notamment les normes ISO 13485 et ISO 14001. Les produits stériles présentent un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10^{-3}, et tous les produits sont fabriqués à l'aide de résine USP de classe VI
- **Tranquillité d'esprit** : Nos pointes de pipette compatibles LTS sont exemptes de RNase/DNase, d'ADNg humain, d'inhibition de la PCR et apyrogènes. Vous pouvez donc pipeter sans stress, en sachant que vos échantillons sont en sécurité. En outre, les pointes sont autoclavables à 121°C pendant 15 minutes

Ejection sans effort, étanchéité supérieure, excellence ergonomique



Campus Spark
Chemin du Champ-des-Filles n°4A
CH-1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
milian@milian.com / www.milian.com

milian®
DUTSCHER GROUP

POINTES POUR MICROPIPETTES LTS

ClearLine®

Pointes sans filtre et à filtre ClearLine® pour micropipettes LTS

- Pointes à filtre et sans filtre en polypropylène
- Compatibles avec les micropipettes Rainin LTS
- 4 racks au choix

DNase RNase · ADN humain · Inhibiteur de PCR · Pyro-gènes

NOUVEAU




Rack ClearLine® Plus :
+ Rack à charnière en plastique recyclable* ;
+ plateau à code couleur ;
+ rechargeable ;
+ empilable et autoclavable.



Recharge ClearLine® Plus :
+ Plateau de recharge recyclable avec code couleur ;
+ Recharge pour racks Clearline Plus et HybridRack.



TipStation:
+ 5 étages de 192 pointes, encombrement minimal ;
+ il suffit de retirer un niveau après utilisation des pointes ;
+ base très stable ;
+ idéal pour les micropipettes multicanaux ;
+ en polypropylène recyclable*.



HybridRack :
+ Rack et couvercle coiffant en carton recyclé et facilement recyclable ;
+ plateau de couleur en plastique recyclable* ;
+ Réduction de 77 à 86 % de déchets plastiques en moins qu'un rack plastique conventionnel ;
+ Plateau compatible avec les racks ClearlinePlus.

* voir notre programme de recyclage sur milian.com

Pointes sans filtre

						Rack ClearLine® Plus				Recharge ClearLine® Plus		TipStation				
						Stérile		Non stérile		Non stérile			Stérile		Non stérile	
Numéro de photo**	Vol. (µl)	Désignation	Coloris plateau	Graduation (µl)	Unités/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton	Coloris plateau	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton
1	20	Pointe fine, longueur 49,5 mm	Rouge	2, 10	10 x 96	258380	NC -	258383	NC -	258386	NC -	Bleu	258389	NC -	258391	NC -
2	200	Pointe longueur 50,2 mm	Jaune	10, 50, 100	10 x 96	258381	NC -	258384	NC -	258387	NC -	Bleu	258390	NC -	258392	NC -
3	1000	Pointe longueur 98,6 mm	Bleu	200, 500, 1000	8 x 96	258382	NC -	258385	NC -	258388	NC -	-	-	-	-	-

** Se référer à la photo du modèle avec filtre (ci-dessous) en ne tenant pas compte de celui-ci.

Pointes à filtre

							Rack ClearLine® Plus		Hybridrack	
							Stérile		Stérile	
Pointes non représentées à l'échelle	Num. photo	Vol. (µl)	Désignation	Coloris plateau	Graduation (µl)	Unités/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton
	1	20	Pointe fine, longueur 49,5 mm	Rouge	2, 10	10 x 96	258377	NC -	258393	NC -
	2	200	Pointe longueur 50,2 mm	Jaune	10, 50, 100	10 x 96	258378	NC -	258394	NC -
	3	1000	Pointe longueur 98,6 mm	Bleu	200, 500, 1000	8 x 96	258379	NC -	258395	NC -

milian®
DUTSCHER GROUP

Campus Spark
Chemin du Champ-des-Filles n°4A
CH-1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
milian@milian.com / www.milian.com