milian®
DUTSCHER GROUP

ClearLine®

Zellkultur

MILIAN bietet Ihnen eine Auswahl an Materialien mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis

Entdecken Sie unsere Auswahl an ClearLine Verbrauchsmaterialien und Reagenzien für Ihre

Zellkultur-anwendungen



milian®
DUTSCHER GROUP

Oberebenestrasse 61
CH-5620 Bremgarten
Tel. +41 (0) 56 610 49 27
verkauf@milian.com
www.milian.com

milian®
DUTSCHER GROUP

ClearLine®

Zellkultur

ClearLine® Standard Zellkulturflaschen

Unsere Auswahl



- Flaschen aus Kristall Polystyrol
- Einfaches Stapeln
- Verpackt in abziehbaren Beuteln
- Zertifikate auf Anfrage erhältlich
- Aufdruck von Chargennummer und Verfallsdatum auf jeder Flasche
- Modell mit Filterkappe: mit hydrophober Membran, verhindert den Durchgang von Bakterien und Sporen und Partikeln größer als 0,2 µm

DNase RNase · Endo-toxin

Art. Nr.	Hals-Typ	Verschluss-Typ	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Oberfläche 25 cm²						
131000C	Geneigt	Standard	TC	10	200	AA -
131006C	Geneigt	Filtrierend	TC	10	200	AA -
Oberfläche 75 cm²						
131002C	Geneigt	Standard	TC	5	100	AA -
131008C	Geneigt	Filtrierend	TC	5	100	AA -
Oberfläche 175 cm²						
131004C	Geneigt	Standard	TC	5	40	AA -
131010C	Geneigt	Filtrierend	TC	5	40	AA -

ClearLine® Petrischalen für Kulturen



- In abziehbaren Beuteln
- Sterilisiert durch Gammastrahlen
- Zertifizierte Endotoxinwerte unter 0,5 EU/ml
- Zertifikate auf Anfrage erhältlich

DNase RNase · Endo-toxin


Art. Nr.	Außen-Ø x Außen-H. (mm)	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Ø 35 mm					
131046C	37,8 x 12,5	TC	10	960	AA -
Ø 60 mm					
131048C	58,8 x 17,8	TC	10	600	AA -
Ø 100 mm					
131050C	95,6 x 22	TC	10	300	AA -
Ø 150 mm					
131052C	143 x 21,9	TC	10	120	AA -

ClearLine®- Platten

ClearLine® transparente Multiwell-Platten und Mikrotiterplatten

- Aus Polystyrol
- Sterilisiert durch Gammastrahlen
- Alphanumerische Kennzeichnung
- Abgeschnittene Ecken
- Zertifizierte Endotoxinwerte unter 0,5 EU/ml
- Mit Deckel

Endo-toxin · DNase RNase · Unsere Auswahl



Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
131028C	6	Flach	TC	1	100	AA -
131024C	12	Flach	TC	1	100	AA -
131020C	24	Flach	TC	1	100	AA -
131019C	48	Flach	TC	1	100	AA -
131012C	96	Flach	TC	1	100	AA -

milian®
DUTSCHER GROUP

milian®
DUTSCHER GROUP

ClearLine®

Zellkultur


ClearLine®-Zellschaber

Unsere Auswahl

- Einzeln verpackt steril
- ABS-Griff und TPE-Klinge

Art. Nr.	Länge des Griffs (cm)	Länge der Klinge (mm)	Packungs-einheit	VE	CHF/ VE
131054C	25	20	1	100	AA -
131056C	39	30	1	100	AA -

DNase RNase



ClearLine® Zellsieb

- Steril

Art. Nr.	Porengröße (µm)	Farbcode	Für Röhrchen	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
141378C	40	Blau	50 ml	1	50	AA -
141379C	70	Weiß	50 ml	1	50	AA -
141380C	100	Gelb	50 ml	1	50	AA -

DNase RNase

Unsere Auswahl



Serologische Pipetten ClearLine®

Unsere Auswahl

NEU



- Aus Polystyrol
- Bidirektionale Graduierung
- Steril
- Farbkodierung

			Einzelverpackung Papier / Kunststoff				Lose			
Vol. (ml)	Graduierung (ml)	Farb Code	Art. Nr.	Verpackt zu	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
1	0,01	Gelb	258333	100	1000	AA -	258334	25	1000	AA -
2	0,01	Grün	258335	100	800	AA -	258336	25	800	AA -
5	0,1	Blau	258337	50	300	AA -	258338	25	500	AA -
10	0,1	Orange	258343	50	200	AA -	258344	25	350	AA -
25	0,2	Rot	258339	50	200	AA -	258340	25	350	AA -
50	1	Violett	258341	25	100	AA -	258342	25	100	AA -

Zentrifugenröhrchen 15 und 50 ml ClearLine®

NEU



Volumen (ml)	15		50		
Außendurchmesser (mm)	15,4		27,8		
Höhe (mm)	119		115		
Material	Tube en polypropylène et bouchon en polyéthylène				
Steril	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Autoklavierbar	Oui				
Max. Zentrifugation Geschwindigkeit (g)	15000		12000		
Rand	Non	Non	Non	Non	Oui
Graduierung	Oui standard et inversée : indication du niveau maximal pour congélation				
Markierungsbereich	Oui				
Farbe	Transparent				
Anwendungs-temperaturen	- 86 °C à + 121 °C				
Spezifikationen	Exempt de DNAses, RNAses, endotoxines ; parfaitement étanche à - 95 kPa				
VE	20 sachets de 25 tubes	10 portoirs de 50 tubes	20 sachets de 25 tubes	20 portoirs de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes
Art. Nr. türkis Verschluss	258372	258373	258369	258370	258371
CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

milian®
DUTSCHER GROUP

milian®
DUTSCHER GROUP

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

Zellkultur

Entdecken Sie unsere Auswahl an ClearLine Reagenzien für Ihre Zellkulturanwendungen

HEPES

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
509060	Puffer HEPES 1M - 100 ml	AA -

DMEM

➤ **Hohe Glukose 4,5 g/l mit Phenolrot**

L-Glutamin	HEPES	$NaHCO_3$	Natrium-pyruvat	Art. Nr.	Volumen	CHF
In Lösung						
Stabil	-	√	√	509051	500 ml	AA -
√	-	√	√	509052	500 ml	AA -

Vitamine

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
509597	MEM nicht-essentielle Aminosäuren 100X ohne L-Glutamin - 100 ml	AA -

RMPI 1640

L-Glutamin	HEPES	Phenolrot	$NaHCO_3$	Art. Nr.	Volumen	CHF
In Lösung						
√	-	√	√	509090	500 ml	AA -
Stabil	-	√	√	509088	500 ml	AA -

Zell-Dissoziation

Trypsin calciumfrei magnesiumfrei - Lösung

Art. Nr.	Bezeichnung	Phenolrot	Vol. (ml)	CHF
509131	Trypsin-EDTA 1X in PBS	√	100	AA -
509132	Trypsin-EDTA 1X in PBS	√	500	AA -

Accutase

➤ **Alternative zu Trypsin**

➤ **Ablösung und Dissoziation von anhaftenden Zellen, ohne Säugetierpräparate**

Art. Nr.	Volumen	Lagertemperatur	CHF
509138	100 ml	-20 °C	AA -

Antibiotika


Art. Nr.	Bezeichnung	Vol.	CHF
509028	G-418 (Geneticin) Lösung	20 ml	AA -
509029	G-418 (Geneticin) Lösung	100 ml	AA -
509030	Penicillin-Streptomycin	100 ml	AA -
509031	Streptomycin Lösung 100 X	20 ml	AA -
509030	Streptomycin Lösung 100 X	100 ml	AA -

Wasser

Steriles, gefiltertes, nicht-pyrogenes Zellkulturwasser.

Art. Nr.	Volumen (ml)	CHF
509141	500	AA -

Sind Sie an unseren Seren interessiert ?
(FBS; Mensch, Tier...)
zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren um Ihre Proben anzufordern





Matthias GROSS
Life Sciences Specialist CHD
mgross@milian.com
+41 79 505 56 15

milian®
DUTSCHER GROUP

Oberebenestrasse 61
CH-5620 Bremgarten
Tel. +41 (0) 56 610 49 27
verkauf@milian.com
www.milian.com

Version 10.2025