milian®
DUTSCHER GROUP


ClearLine®

Culture Cellulaire

MILIAN vous propose une sélection de matériels avec un rapport qualité / prix exceptionnel

Découvrez notre sélection de consommables et réactifs ClearLine pour vos applications de

Culture Cellulaire



milian®
DUTSCHER GROUP

Chemin du Champ-des-Filles n°4A
Campus Spark
CH-1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
www.milian.com

milian®
DUTSCHER GROUP

ClearLine®
Culture Cellulaire

Flacons de culture cellulaire standard ClearLine®

Notre Sélection



- Flacons en polystyrène cristal
- Empilage facile
- Emballés en sachets pelables
- Certificats disponibles sur demande
- Impression du n° de lot et de la date d'expiration sur chaque flacon
- Modèle avec bouchon filtre: à membrane hydrophobe, empêche le passage des bactéries et des spores et des particules supérieures à 0,2 µm

DNase RNase — Endo-toxines

Référence	Type de col	Type de bouchon	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
Surface 25 cm²						
131000C	Incliné	Standard	TC	10	200	NC -
131006C	Incliné	Filtrant	TC	10	200	NC -
Surface 75 cm²						
131002C	Incliné	Standard	TC	5	100	NC -
131008C	Incliné	Filtrant	TC	5	100	NC -
Surface 175 cm²						
131004C	Incliné	Standard	TC	5	40	NC -
131010C	Incliné	Filtrant	TC	5	40	NC -

Boîtes de Petri pour culture ClearLine®



- En sachets pelables
- Stérilisées aux rayons gamma
- Taux d'endotoxines certifié inférieur à 0,5 EU/ml
- Certificats disponibles sur demande

DNase RNase — Endo-toxines

Référence	Ø ext x h ext. (mm)	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
Ø 35 mm					
131046C	37,8 x 12,5	TC	10	960	NC -
Ø 60 mm					
131048C	58,8 x 17,8	TC	10	600	NC -
Ø 100 mm					
131050C	95,6 x 22	TC	10	300	NC -
Ø 150 mm					
131052C	143 x 21,9	TC	10	120	NC -

Plaques ClearLine®

Plaques et microplaques multi-puits transparentes ClearLine®

- En polystyrène
- Stérilisées aux rayons gamma
- Marquage alphanumérique
- Pan coupé
- Taux d'endotoxines certifié ‹ 0,5 EU/ml
- Avec couvercle

Endo-toxines — DNase RNase

Notre Sélection



Référence	Nombre de puits	Type de fond	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
131028C	6	Plat	TC	1	100	NC -
131024C	12	Plat	TC	1	100	NC -
131020C	24	Plat	TC	1	100	NC -
131019C	48	Plat	TC	1	100	NC -
131012C	96	Plat	TC	1	100	NC -

milian®
DUTSCHER GROUP

milian®
DUTSCHER GROUP

ClearLine®

Culture Cellulaire

Grattoirs de cellules ClearLine®


Notre Sélection

ClearLine®

- Emballage individuel stérile
- Poignée en ABS et lame en TPE

Référence	Longueur de la poignée (cm)	Longueur de la lame (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
131054C	25	20	1	100	NC -
131056C	39	30	1	100	NC -

Endo-toxines



Tamis cellulaires ClearLine®

ClearLine®

- Stériles

Référence	Taille des pores (µm)	Code couleur	Pour tubes	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
141378C	40	Bleu	50 ml	1	50	NC -
141379C	70	Blanc	50 ml	1	50	NC -
141380C	100	Jaune	50 ml	1	50	NC -

Endo-toxines

Notre Sélection



Pipettes de sérologie ClearLine®

Notre Sélection

NOUVEAU



ClearLine®

- En polystyrène
- Graduation bidirectionnelle
- Stériles
- Code couleur

			Emballage individuel papier/plastique				En vrac			
Vol. (ml)	Graduation (ml)	Code couleur	Réf.	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
1	0,01	Jaune	258333	100	1000	NC -	258334	25	1000	NC -
2	0,01	Vert	258335	100	800	NC -	258336	25	800	NC -
5	0,1	Bleu	258337	50	300	NC -	258338	25	500	NC -
10	0,1	Orange	258343	50	200	NC -	258344	25	350	NC -
25	0,2	Rouge	258339	50	200	NC -	258340	25	350	NC -
50	1	Violet	258341	25	100	NC -	258342	25	100	NC -

Tubes à centrifuger 15 et 50 ml ClearLine®

ClearLine®

NOUVEAU



Volume (ml)	15		50		
Diamètre ext. (mm)	15,4		27,8		
Hauteur (mm)	119		115		
Matière	Tube en polypropylène et bouchon en polyéthylène				
Stérile	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Autoclavable	Oui				
Vitesse max de centrifugation (g)	15000		12000		
Jupe	Non	Non	Non	Non	Oui
Graduation	Oui standard et inversée : indication du niveau maximal pour congélation				
Zone de marquage	Oui				
Coloris	Transparent				
Températures d'utilisation	- 86 °C à + 121 °C				
Spécificités	Exempt de DNAses, RNAses, endotoxines ; parfaitement étanche à - 95 kPa				
Unités/carton	20 sachets de 25 tubes	10 portoirs de 50 tubes	20 sachets de 25 tubes	20 portoirs de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes
Réf. bouchon turquoise	258372	258373	258369	258370	258371
CHF/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

milian®
DUTSCHER GROUP

milian®
DUTSCHER GROUP

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

Culture Cellulaire

Découvrez notre sélection de réactifs pour vos applications de Culture Cellulaire

HEPES

Référence	Désignation	CHF
509060	Tampon HEPES 1M - 100 ml	NC -

DMEM

➤ **Glucose élevé 4,5 g/l avec rouge de phénol**

L-Glutamine	HEPES	$NaHCO_3$	Pyruvate de sodium	Réf.	Volume	CHF
En solution						
Stable	-	√	√	509051	500 ml	NC -
√	-	√	√	509052	500 ml	NC -

Vitamines

Référence	Désignation	CHF
509597	MEM acides aminés non essentiels 100X sans L-Glutamine - 100 ml	NC -

RMPI 1640

L-Glutamine	HEPES	Rouge de phénol	$NaHCO_3$	Réf.	Volume	CHF
En solution						
√	-	√	√	509090	500 ml	NC -
Stable	-	√	√	509088	500 ml	NC -

Dissociation cellulaire

Trypsine sans calcium sans magnésium - en solution

Référence	Désignation	Rouge phénol	Vol. (ml)	CHF
509131	Trypsine-EDTA 1X dans PBS	√	100	NC -
509132	Trypsine-EDTA 1X dans PBS	√	500	NC -

Accutase

➤ **Alternative à la trypsine**

➤ **Détachement et dissociation des cellules adhérentes, sans composés mammifères**

Référence	Volume	T° de stockage	CHF
509138	100 ml	-20 °C	NC -

Antibiotiques


Référence	Désignation	Vol.	CHF
509028	G-418 (Généticine) Solution	20 ml	NC -
509029	G-418 (Généticine) Solution	100 ml	NC -
509030	Pénicilline-Streptomycine	100 ml	NC -
509031	Streptomycine Solution 100 X	20 ml	NC -
509030	Streptomycine Solution 100 X	100 ml	NC -

Eau

Eau pour culture cellulaire apyrogène, stérile filtrée.

Référence	Volume (ml)	CHF
509141	500	NC -

Etes-vous intéressés par nos sérums ?
(FBS ; humain, animaux…)
n'hésitez pas à nous contacter
pour demander vos échantillons





Deborah FEINTUCH
Life Sciences Specialist
dfeintuch@milian.com
Tel. +41 79 526 13 29

milian®
DUTSCHER GROUP
Chemin du Champ-des-Filles n°4A
Campus Spark
CH-1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
www.milian.com

version 10.2025