milian®
DUTSCHER GROUP

PIPETTES SÉROLOGIQUES

ClearLine®

Smart CHOICE
L'essentiel pour vos besoins, au meilleur prix.

Des pipettes pensées pour toutes vos manipulations, sans jamais perdre une goutte de précision !

- Les pipettes sérologiques ClearLine® sont fabriquées en polystyrène transparent et conçues pour répondre aux normes les plus strictes en matière de stérilité, de précision et d'ergonomie. Elles offrent des performances élevées dans une large gamme d'applications de laboratoire
- Les graduations bidirectionnelles et négatives améliorent la précision de pipetage


DNase RNase | Cyto-toxines | Endo-toxines | BSE/TSE | ADN humain

Pipettes standard

- Des pipettes standards, idéales pour une utilisation quotidienne, aux modèles compacts courts conçus pour les environnements à espace restreint, en passant par les pipettes d'aspiration et à ouverture large adaptées aux échantillons visqueux, cette gamme garantit des résultats constants dans chaque flux de travail
- Tous les produits sont stériles et emballés individuellement. Les pipettes courtes sont également disponibles en vrac, tandis que les pipettes standards sont livrées dans des sachets zip de 25 unités


Standard

+ Filtre 10 mm
+ Code couleur
+ De 1 à 100 ml




Aspiration

+ Non graduée
+ Sans filtre
+ De 1-10 ml




Ouverture large

+ Open-End
+ Ouverture ronde
+ Code couleur
+ De 1-10 ml



Courte

+ Compacte
+ Code couleur
+ De 5-50 ml




milian®
DUTSCHER GROUP

PIPETTES SEROLOGIQUES CLEARLINE®

Pipettes sérologiques standard

Conçues pour être utilisées avec des pipeteurs électroniques ou manuels, ces pipettes permettent le transfert précis de liquides de différents volumes lors des manipulations en laboratoire.
Elles disposent de graduations bidirectionnelles et négatives, garantissant une lecture facilitée et une précision accrue lors du pipetage.
Équipées d'un filtre de 10 mm de long, elles préviennent toute aspiration accidentelle de liquides ou de particules étrangères, protégeant ainsi à la fois le pipeteur et l'échantillon contre les contaminations.

- Emballage individuel ou en sachets refermables de 25 unités
- Précision volumétrique de ≤ 2 % à plein volume
- Filtre haute qualité de 10 mm
- Code couleur; graduations bidirectionnelles et négatives





Emballage individuel

Réf.	Volume (ml)	Graduation négative (ml)	Code couleur	Ø extérieur (mm)	Longueur (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
258333	1	-0.4	Jaune	5.16 ± 0.05 mm	282 ±2 mm	100	1000	NC -
258335	2	-0.5	Vert	5.16 ± 0.05 mm	284.35 ±2 mm	100	800	NC -
258337	5	-2.5	Bleu	7.94 ±0.05 mm	342.2 ±2 mm	50	300	NC -
258343	10	-3	Orange	9.7 ±0.05 mm	346 ±2 mm	50	200	NC -
258339	25	-10	Rouge	14.3 ±0.10 mm	344 ±2 mm	50	200	NC -
258341	50	-10	Violet	17.7 ±0.10 mm	342 ±2 mm	25	100	NC -
258424	100	-	Rose	24.5 ±0.10 mm	346.2 ±2 mm	-	50	NC -

Sachet de 25 unités

Réf.	Volume (ml)	Graduation négative (ml)	Code couleur	Ø extérieur (mm)	Longueur (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
258334	1	-0.4	Jaune	5.16 ± 0.05 mm	282 ±2 mm	25	1000	NC -
258336	2	-0.5	Vert	5.16 ± 0.05 mm	284.35 ±2 mm	25	800	NC -
258338	5	-2.5	Bleu	7.94 ±0.05 mm	342.2 ±2 mm	25	300	NC -
258344	10	-3	Orange	9.7 ±0.05 mm	346 ±2 mm	25	200	NC -
258340	25	-10	Rouge	14.3 ±0.10 mm	344 ±2 mm	25	200	NC -
258342	50	-10	Violet	17.7 ±0.10 mm	342 ±2 mm	25	100	NC -
258425	100	-	Rose	24.5 ±0.10 mm	346.2 ±2 mm	25	50	NC -

Pipettes d'aspiration

Ces pipettes non graduées sont conçues pour des manipulations d'aspiration rapides ne nécessitant pas de mesure précise dans les laboratoires.
Elles sont idéales pour l'élimination des liquides lors des étapes de centrifugation, des changements de tampon et du nettoyage des échantillons.

- Emballage individuel
- Non graduées
- Sans filtre pour une aspiration directe et rapide
- Idéales pour l'élimination des surnageants, les changements de tampon et le nettoyage



Réf.	Volume (ml)	Graduation négative (ml)	Code couleur	Ø extérieur (mm)	Longueur (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
923046	1	-	-	4.6 ± 0.2 mm	270 ± 1 mm	100	1000	NC -
923047	2	-	-	6.1 ± 0.2 mm	276 ± 1 mm	100	800	NC -
923048	5	-	-	8 ± 0.2 mm	344 ± 1 mm	50	300	NC -
923058	10	-	-	9.95 ± 0.2 mm	344 ± 1 mm	50	200	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Milian.com

Campus Spark
Chemin du Champ-des-Filles n°4A
CH-1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
milian@milian.com / www.milian.com

milian®
DUTSCHER GROUP

milian®
DUTSCHER GROUP

PIPETTES SEROLOGIQUES CLEARLINE®


Pipettes courtes

Plus courtes que les modèles standard, ces pipettes sont conçues pour faciliter la manipulation sous les hottes ou dans les environnements où l'espace est limité. Leur format compact réduit la fatigue du bras et du poignet, améliorant le confort lors des pipetages répétitifs.

- Emballage individuel ou en vrac
- Design plus compact pour une ergonomie et une prise en main optimisées
- Filtre de haute qualité
- Code couleur ; graduations bidirectionnelles et négatives



Réf.	Volume (ml)	Graduation négative (ml)	Code couleur	Format	Ø extérieur (mm)	Longueur (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
923039	5	-2.2	Bleu	Emb. individuel	7.94 ± 0.05 mm	230 ± 1mm	50	300	NC -
923040	10	-9	Orange	Emb. individuel	9.7 ± 0.05 mm	230 ± 1mm	50	200	NC -
923041	25	-8	Rouge	Emb. individuel	14.3 ± 0.10 mm	230 ± 1mm	50	200	NC -
923052	50	-10	Violet	Emb. individuel	17.7 ± 0.10 mm	230 ± 1mm	25	100	NC -
923042	5	-2.2	Bleu	Vrac	7.94 ± 0.05 mm	230 ± 1mm	25	500	NC -
923043	10	-9	Orange	Vrac	9.7 ± 0.05 mm	230 ± 1mm	25	350	NC -
923044	25	-8	Rouge	Vrac	14.3 ± 0.10 mm	230 ± 1mm	25	350	NC -
923045	50	-10	Violet	Vrac	17.7 ± 0.10 mm	230 ± 1mm	25	100	NC -



Pipettes à ouverture large

Dotées d'un embout ouvert, ces pipettes sont conçues pour les échantillons à forte viscosité.
Elles assurent une aspiration et une distribution rapides et fluides de liquides tels que les huiles, les cosmétiques ou les solutions à base de produits alimentaires.

- Emballage individuel
- Une pointe ouverte pour les fluides à forte viscosité
- Filtre de haute qualité
- Code couleur ; graduations bidirectionnelles et négatives



Réf.	Volume (ml)	Graduation négative (ml)	Code couleur	Ø extérieur (mm)	Longueur (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
923049	1	- 2	Jaune	4.6 ± 0.2 mm	276 ± 1 mm	100	1000	NC -
923050	2	- 2	Vert	6.1 ± 0.2 mm	276 ± 1 mm	100	800	NC -
923051	5	- 3.5	Bleu	8 ± 0.2 mm	344 ± 1 mm	50	300	NC -
923054	10	- 3	Orange	9.95 ± 0.2 mm	344 ± 1 mm	50	200	NC -



Retrouvez tous
les produits ClearLine®
sur www.milian. com

Campus Spark
Chemin du Champ-des-Filles n°4A
CH-1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
milian@milian.com / www.milian.com

milian®
DUTSCHER GROUP

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Milian.com