milian®
DUTSCHER GROUP


SINGLE CELL
DISSOCIATEUR DE SUSPENSION

POURQUOI LA RECHERCHE SUR LES CELLULES PRIMAIRES EST-ELLE NÉCESSAIRE ?

RWD
RWD Life Science

Le dissociateur de suspension unicellulaire RWD utilise des tubes de traitement des tissus, des kits de dissociation des tissus et des programmes d'optimisation intégrés pour préparer des suspensions unicellulaires et des homogénats de tissus de haute activité.


Modèle plus représentatif de l'état in vivo



Évaluation de la toxicité des composés

Processus de développement des médicaments

Séquençage d'une seule cellule











Échantillonnage → **Prétraitement** → **Tissu + MIX Enzyme** → **Bain marie** → **Programmes exécutés**

Intelligent

Efficace

Délicat

Secure

milian®
DUTSCHER GROUP

Campus Spark
Chemin du Champ-des-Filles n°4A
CH-1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
milian@milian.com / www.milian.com

milian®
DUTSCHER GROUP

SINGLE CELL
DISSOCIATEUR DE SUSPENSION



Tube de traitement des tissus

Modèle	SCT-25	SCT-100
Référence	041-413164	041-413165
Volume de l'échantillon	20-4000 mg	
Volume de tampon	0.3-10 ml	
Dimensions	35*89 mm	
Paquet	25 pcs/boîte	100 pcs/boîte



Modèle	DSC-200	DSC-410	DSC-810
Référence	041-413788	041-413162	041-413163
Volume de l'échantillon	20-4000 mg		
Volume de tampon	0.3-10 ml		
Vitesse	0-4000 rpm		
Température	37°C		
Canaux	2/4/8		
Mode opératoire	Écran tactile 7 pouces		
Dimensions (LxPxH)	215*380*190/215*380*190 mm/415*381*256 mm		
Poids	9.0 kg/10.3 kg/18 kg		

Référence	Modèle	Nombre de réactions	Référence	Modèle	Nombre de réactions	Description du produit
041-413166	DHTE-5001	50T	041-413210	DHTE-5001	10T	Kit de digestion enzymatique de TISSUS TUMORAUX à haute activité (souris)
041-413167	DHNBE-5002	50T	041-413211	DHNBE-5002	10T	Kit de digestion enzymatique du CERVEAU NÉONATAL à haute activité (souris et rat)
041-413168	DHABE-5003	50T	041-413212	DHABE-5003	10T	Kit de digestion enzymatique du CERVEAU ADULTE à haute activité (souris et rat)
041-413169	DHSE-5004	50T	041-413213	DHSE-5004	10T	Kit de digestion enzymatique de TISSUS GÉNÉRAUX à haute activité
041-413170	DHTEH-2505	25T	041-413214	DHTEH-2505	10T	Kit de digestion enzymatique de TISSUS TUMORAUX à haute activité (humain)
041-413171	DHDR-5006	50T	041-413215	DHDR-5006	10T	Kit d'ÉLIMINATION DES DÉBRIS à haute efficacité
041-413172	DHIE-5007	50T	041-413216	DHIE-5007	8T	Kit de digestion enzymatique de TISSUS INTESTINAUX à haute activité (souris)
041-413173	DHBTE-2508	25T	041-413217	DHBTE-2508	10T	Kit de digestion enzymatique de TUMEURS CÉRÉBRALES à haute activité
041-413174	DHWSE-2509	25T	041-413219	DHWSE-2509	10T	Kit de digestion enzymatique de la PEAU ENTIÈRE à haute activité (souris)
041-413175	DHAE-5010	50T	041-413218	DHAE-5010	10T	Kit de digestion enzymatique de TISSUS ADIPEUX DE haute activité (souris et rat)
041-413184	HJ-400	-				Enveloppe chauffante (4 pièces)
041-413220	HJ-200	-				Enveloppe chauffante (2 pièces)



Enveloppe chauffante



Kit de digestion enzymatique



Contactez votre spécialiste en Sciences de la Vie.

Deborah FEINTUCH
Life Sciences Specialist
dfeintuch@milian.com
Tel. +41 79 526 13 29

milian®
DUTSCHER GROUP

Campus Spark
Chemin du Champ-des-Filles n°4A
CH-1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
milian@milian.com / www.milian.com