MOBILIER DE LABORATOIRE

ClearLine®

Smart CHOICE

FABRIQUÉ EN EUROPE

Nous proposons du mobilier de laboratoire pratique et robuste adapté à toutes tailles de laboratoire.
De nombreux revêtements sont disponibles et adaptés à chaque besoin.





Consultez votre responsable régional des ventes ou votre spécialiste pour un devis sur mesure !





Retrouvez une séléction de modèles sur les pages suivantes.

Meubles de travail ClearLine® : paillasses de laboratoire à monter

ClearLine

Nos paillasses offrent des longueurs et des profondeurs différentes. Nous offrons différents revêtements adaptés à tous les besoins au laboratoire.

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Piètements en H en acier de dimensions 60 x 30 mm
- Piètements thermolaqués de couleur grise
- Pieds réglables en hauteur (plage de 20 mm) pour une mise à niveau parfaite
- Charge maximale : 180 kg poids reparti
- Paillasse composée de deux pietements, d'un cadre, des bandeaux avant et arrière, un plan de travail
- Revêtements disponibles : verre Securit, stratifié compact, stratifié mélaminé et céramique
- Paillasses de laboratoire à monter



Robustes , choix varié , élégantes





Paillasses revêtement en verre

- Les paillasses en verre offrent une très bonne résistance chimique et thermique et une résistance à l'humidité
- La surface lisse du verre convient parfaitement aux environnements nécessitants des nettoyages très fréquents



	Hauteur 900 mm Profondeur 600 mm		Hauteur 900 mm Profondeur 750 mm		Hauteur 900 mm Profondeur 900 mm	
Longueur (mm)	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
600	371184	NC -	371189	NC -	371194	NC -
900	371185	NC -	371190	NC -	371195	NC -
1200	371186	NC -	371191	NC -	371196	NC -
1500	371187	NC -	371192	NC -	371197	NC -
1800	371188	NC -	371193	NC -	371198	NC -

Paillasses revêtement stratifié compact

- Le stratifié compact offre une très bonne résistance aux chocs, à l'abrasion et à l'humidité
- Il conviendra à beaucoup d'environnements



	Hauteur 900 mm Profondeur 600 mm		Hauteur 900 mm Profondeur 750 mm		Hauteur 900 mm Profondeur 900 mm	
Longueur (mm)	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
600	371199	NC -	371204	NC -	371209	NC -
900	371200	NC -	371205	NC -	371210	NC -
1200	371201	NC -	371206	NC -	371211	NC -
1500	371202	NC -	371207	NC -	371212	NC -
1800	371203	NC -	371208	NC -	371213	NC -

Paillasses revêtement mélaminé offre une bonne résistance aux chocs et à l'abrasion

- Idéales pour des laboratoires de biologie moléculaire, biologie, physique



	Hauteur 900 mm Profondeur 600 mm		Hauteur 900 mm Profondeur 750 mm		Hauteur 900 mm Profondeur 900 mm	
Longueur (mm)	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
600	371214	NC -	371219	NC -	371224	NC -
900	371215	NC -	371220	NC -	371225	NC -
1200	371216	NC -	371221	NC -	371226	NC -
1500	371217	NC -	371222	NC -	371227	NC -
1800	371218	NC -	371223	NC -	371228	NC -

Paillasses revêtement céramique qui offre une bonne résistance aux produits chimiques et à l'humidité

- Idéales pour tous les laboratoires et très adapatées aux environnements de chimie



	Hauteur 900 mm Profondeur 600 mm		Hauteur 900 mm Profondeur 750 mm		Hauteur 900 mm Profondeur 900 mm	
Longueur (mm)	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
600	371229	NC -	371234	NC -	371239	NC -
900	371230	NC -	371235	NC -	371240	NC -
1200	371231	NC -	371236	NC -	371241	NC -
1500	371232	NC -	371237	NC -	371242	NC -
1800	371233	NC -	371238	NC -	371243	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W

Tables de laboratoire avec cuve céramique ou polypropylène

ClearLine



- Plan de travail en verre emaillé ou mélaminé
- Piétement en H coloris gris clair
- Pieds ajustables de 20 mm pour mise à niveau
- Cuve avec :
  - 2 dimensions internes possibles : 400 x 400 mm ou 380 x 380 mm. Profondeur identique 250 mm
  - En céramique ou en polypropylène
- Modèles avec ou sans meuble sous cuve
- Livrées avec un mitigeur

Des laveries robustes sur piétement ou sur meuble, équipées d'une cuve en céramique ou en polypropylène !

Paillasses revêtement verre et cuve polypropylène

Dimensions (cm)	600 x 600	900 x 600	1200 x 600	1500 x 600	1800 x 600
Avec meuble sous cuve	371258	371259	371260	371261	371262
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Paillasses revêtement verre et cuve céramique

Type	Dimensions : 600 x 750 cm	€	Dimensions : 900 x 750 cm	€
Avec meuble sous cuve	371246	NC -	371247	NC -
Sur piètement	371244	NC -	371245	NC -

Paillasses revêtement stratifiée et cuve polypropylène

Type	Dimensions : 600 x 750 cm	€	Dimensions : 900 x 750 cm	€
Avec meuble sous cuve	371250	NC -	371251	NC -
Sur piètement	371248	NC -	371249	NC -

Compléments des paillasses ClearLine® : dosserets

ClearLine

Composés d'un montant et d'une tablette pour créer un rebord en hauteur . Peut aussi servir de gaine technique.



- Différentes longeurs adaptées à chaque paillasse : 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800
- Dimensions P X H (mm) : 150 x 150
- En mélamine

Révêtement	Mélaminé	
Dimensions : l x p x h (mm)	Réf.	€
600 x 150 x 150	371253	NC -
900 x 150 x 150	371254	NC -
1200 x 150 x 150	371255	NC -
1500 x 150 x 150	371256	NC -
1800 x 150 x 150	371257	NC -

Accessoires pour dosseret tablette

Réf.	Désignation	€
371266	Bloc de 2 prises electriques a monter sur dosseret	NC -
371267	Prise RJ 45 a monter sur dosseret	NC -
371269	Robinet air comprimé sans mano detendeur à monter sur dosseret	NC -
371270	Robinet eau purifiée à monter sur dosseret	NC -
371272	Flexible alimentation en eau l. 500 mm raccord 1/2 femelle	NC -

Table ajustable électriquement

ClearLine

- Table à hauteur réglable disponible en différentes longueurs : 1200/1500/1800
- La hauteur est réglable électriquement
- Hauteur ajustable de 585 à 1236 mm (sans le plan de travail)

Désignation	Longueur : 1200 mm	Longueur : 1500 mm	Longueur : 1800 mm
Table ajustable électriquement, largeur 700 mm	371263	371264	371265
€	NC -	NC -	NC -

NEW

FABRIQUÉ EN EUROPE

Smart CHOICE



Installation des paillasses



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W

Meubles mobiles sous paillasse ClearLine®

Nos meubles mobiles ClearLine® sont pratiques, robustes et qualitatifs, ils se positionnent sous la paillasse et se déplacent facilement si nécessaire.

- Deux hauteurs différentes pour optimiser l'espace disponible sous les différentes paillasses
- Meubles mélaminés renforcés
- Des configurations multiples pour répondre à tous les besoins :
  - à portes : ouverture à 270°
  - à tiroirs : système de fermeture assisté «soft close»
  - à porte et tiroirs
- Poignées en polypropylène
- Equipés de 4 roulettes diamètre 75 mm dont deux avec freins
- Couleur gris clair
- Conviennent pour le stockage de la verrerie, de récipients et d'outils de laboratoire
- Ne conviennent pas pour le stockage de produits chimiques
- Livrés montés








Meubles mobiles sous paillasse 1 porte

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Nbr. de tiroirs	Réf.	€
Meubles 1 porte - hauteur 640 mm							
	450	520	640	1	-	**370105**	**NC -**
	530	520	640	1	-	**370106**	**NC -**
	600	520	640	1	-	**370107**	**NC -**
Meubles 1 porte - hauteur 790 mm							
	450	520	790	1	-	**370102**	**NC -**
	530	520	790	1	-	**370103**	**NC -**
	600	520	790	1	-	**370104**	**NC -**

Meubles mobiles sous paillasse 2 portes

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Nbr. de tiroirs	Réf.	€
Meubles 2 portes - hauteur 640 mm							
	830	520	640	2	-	**370138**	**NC -**
	900	520	640	2	-	**370139**	**NC -**
Meubles 2 portes - hauteur 790 mm							
	830	520	790	2	-	**370136**	**NC -**
	900	520	790	2	-	**370137**	**NC -**









Meubles mobiles sous paillasse 1 porte et 1 tiroir

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Nbr. de tiroirs	Réf.	€
Meubles 1 porte et 1 tiroir - hauteur 640 mm							
	450	520	640	1	1	**370129**	**NC -**
	530	520	640	1	1	**370130**	**NC -**
	600	520	640	1	1	**370131**	**NC -**
Meubles 1 porte et 1 tiroir - hauteur 790 mm							
	450	520	790	1	1	**370126**	**NC -**
	530	520	790	1	1	**370127**	**NC -**
	600	520	790	1	1	**370128**	**NC -**

Meubles mobiles sous paillasse 2 portes et 1 tiroir

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Nbr. de tiroirs	Réf.	€
Meubles 2 portes et 1 tiroir - hauteur 640 mm							
	830	520	640	2	1	**370134**	**NC -**
	900	520	640	2	1	**370135**	**NC -**
Meubles 2 portes et 1 tiroir - hauteur 790 mm							
	830	520	790	2	1	**370132**	**NC -**
	900	520	790	2	1	**370133**	**NC -**

Retrouvez la suite de nos meubles mobiles page suivante



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W

Meubles mobiles sous paillasse ClearLine® *(suite)*

Meubles mobiles sous paillasse 2 tiroirs

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Nbr. de tiroirs	Réf.	€
Meubles 2 tiroirs - hauteur 640 mm							
	450	520	640	-	2	**370121**	**NC -**
	530	520	640	-	2	**370122**	**NC -**
	600	520	640	-	2	**370123**	**NC -**
	830	520	640	-	2	**370124**	**NC -**
	900	520	640	-	2	**370125**	**NC -**

Meubles mobiles sous paillasse 4 tiroirs

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Nbr. de tiroirs	Réf.	€
Meubles 4 tiroirs - hauteur 790 mm							
	450	520	790	-	4	**370100**	**NC -**
	530	520	790	-	4	**370101**	**NC -**
	600	520	790	-	4	**370108**	**NC -**
	830	520	790	-	4	**370109**	**NC -**
	900	520	790	-	4	**370110**	**NC -**

Meubles mobiles sous paillasse 3 tiroirs

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Nbr. de tiroirs	Réf.	€
Meubles 3 tiroirs - hauteur 640 mm							
	450	520	640	-	3	**370116**	**NC -**
	530	520	640	-	3	**370117**	**NC -**
	600	520	640	-	3	**370118**	**NC -**
	830	520	640	-	3	**370119**	**NC -**
	900	520	640	-	3	**370120**	**NC -**
Meubles 3 tiroirs - hauteur 790 mm							
	450	520	790	-	3	**370111**	**NC -**
	530	520	790	-	3	**370112**	**NC -**
	600	520	790	-	3	**370113**	**NC -**
	830	520	790	-	3	**370114**	**NC -**
	900	520	790	-	3	**370115**	**NC -**

Meubles muraux ClearLine®

ClearLine

- Tailles très variées offrant un large choix
- Meubles mélaminés renforcés
- Couleur gris clair
- Conviennent pour le stockage de la verrerie, de récipients, outils de laboratoire
- Ne conviennent pas pour le stockage de produits chimiques
- Livrés montés

Smart CHOICE








Meubles muraux 1 porte

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Nbr. de tiroirs	Réf.	€
Meubles 1 porte - hauteur 380 mm							
	600	350	380	1	-	**370149**	**NC -**
Meubles 1 porte - hauteur 730 mm							
	450	370	730	1	-	**370140**	**NC -**
	600	370	730	1	-	**370141**	**NC -**
	900	370	730	1	-	**370142**	**NC -**


Meubles muraux 2 portes

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Nbr. de tiroirs	Réf.	€
Meubles 2 portes - hauteur 380 mm							
	900	350	380	2	-	**370150**	**NC -**
	1200	350	380	2	-	**370151**	**NC -**
Meubles 2 portes - hauteur 730 mm							
	1200	370	730	2	-	**370143**	**NC -**

Meubles vitrés

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Nbr. de tiroirs	Réf.	€
Meubles vitrés - hauteur 730 mm							
	450	370	730	1	-	**370156**	**NC -**
	600	370	730	1	-	**370157**	**NC -**
	900	370	730	2	-	**370158**	**NC -**
	1200	370	730	2	-	**370159**	**NC -**

Meubles ouverts

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Nbr. de tiroirs	Réf.	€
Meubles ouverts - hauteur 380 mm							
	450	370	380	-	-	**370152**	**NC -**
	600	370	380	-	-	**370153**	**NC -**
	900	370	380	-	-	**370154**	**NC -**
	1200	370	380	-	-	**370155**	**NC -**
Meubles ouverts - hauteur 730 mm							
	450	370	730	-	-	**370144**	**NC -**
	600	370	730	-	-	**370145**	**NC -**
	900	370	730	-	-	**370146**	**NC -**
	1200	370	730	-	-	**370147**	**NC -**

Plus de modèles page suivante



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W


Armoires hautes ClearLine®



Les armoires hautes sont disponibles avec différents aménagements de portes et d'intérieurs.

- Armoires en bois mélaminé à bord renforcé
- Ouverture des portes à 270 °
- Étagères intérieures réglables en hauteur
- Poignées en polypropylène
- Socle fabriqué dans un matériau résistant à l'humidité
- Réglage de mise à niveau
- Portes en bois mélaminé ou en verre trempé
- Couleur gris clair
- Pour le stockage d'outils et d'accessoires
- Ne conviennent pas pour :
  - Stockage de bases, d'acides et stockage de liquides ou de récipients à gaz inflammables
- Armoires à monter

Un choix varié et large répondant à beaucoup de besoins.



Installation des armoires en supplément : notre équipe vous propose le montage et l'installation des armoirses. Nous consulter.

Armoires 1 porte

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Réf.	€
Armoire 1 porte - hauteur 1910 mm						
	450	580	1910	1	**371160**	**NC -**
	600	580	1910	1	**371161**	**NC -**
	450	370	1910	1	**371162**	**NC -**
	600	370	1910	1	**371163**	**NC -**


Armoires 2 portes

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Réf.	€
Armoire 2 portes - hauteur 1910 mm						
	900	580	1910	2	**371164**	**NC -**
	900	370	1910	2	**371165**	**NC -**
	1200	580	1910	2	**371166**	**NC -**
	1200	370	1910	2	**371167**	**NC -**

Armoires 1 porte sur la partie basse

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Réf.	€
Armoire 1 porte sur partie basse - hauteur 1910 mm						
	450	580	1910	1	**371168**	**NC -**
	600	580	1910	1	**371169**	**NC -**
	450	370	1910	1	**371170**	**NC -**
	600	370	1910	1	**371171**	**NC -**

Armoires 2 portes sur la partie basse

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Réf.	€
Armoire 2 portes sur la partie basse - hauteur 1910 mm						
	900	580	1910	2	**371172**	**NC -**
	900	370	1910	2	**371173**	**NC -**
	1200	580	1910	2	**371174**	**NC -**
	1200	370	1910	2	**371175**	**NC -**

Armoire hautes ClearLine® (suite)

Armoires 2 portes vitrées

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Réf.	€
Armoire 2 portes vitrées - hauteur 1910 mm						
	900	580	1910	2	**371180**	**NC -**
	900	370	1910	2	**371181**	**NC -**
	1200	580	1910	2	**371182**	**NC -**
	1200	370	1910	2	**371183**	**NC -**

Armoires 1 porte vitrée

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Réf.	€
Armoire 1 porte vitrée - hauteur 1910 mm						
	450	580	1910	1	**371176**	**NC -**
	600	580	1910	1	**371177**	**NC -**
	450	370	1910	1	**371178**	**NC -**
	600	370	1910	1	**371179**	**NC -**

Sorbonne de laboratoire

Les sorbonnes hautement performantes et fiables, permettent de gérer les environnements gazeux et d'opérer en toute sécurité.
Leur ergonomie et leur conception avancée garantissent un travail sûr et confortable.
Les sorbonnes offrent différentes caractéristiques pour garantir un environnement sûr et fiable pour les opérations quotidiennes :
différentes finitions résistantes aux substances dangereuses, éclairage LED intégré, cadre réglable en hauteur, système de sécurité pour la vitre coulissante, etc.

- Plusieurs longueurs disponibles : 1 200 / 1 500 / 1 800 mm
- Profondeur et hauteur : 900 x 2 400 mm
- Plan de travail : aggloméré mélaminé (MFC) avec bords relevés
- Hauteur du plan de travail depuis le sol : 900 mm
- Parois intérieures en aggloméré mélaminé (MFC)
- Cadre métallique en « H » en acier, 60 x 30 mm, avec revêtement époxy, profilé rectangulaire fermé
- Déflecteur d'air intérieur en stratifié compact
- Éclairage intérieur LED
- Pieds de cadre réglables en hauteur, réglage jusqu'à 20 mm ;
- Vitre coulissante avant en verre trempé
- Conduit d'extraction d'air en polypropylène, Ø 250 mm
- Couleur : gris clair
- Certifié selon la norme EN 14175-1/2/3

Nous consulter pour toute demande.



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W