IMPLEN OD600®

Monitoriza el crecimiento de cultivos microbianos, compara muestras y toma decisiones con lecturas de turbidez en tu flujo de trabajo.



REF: 499257

LECTURA DIRECTA

Seguimiento de la densidad óptica de tus cultivos.

TRABAJO SENCILLO

Una solución dedicada a mediciones OD600.

APLICACIÓN PRÁCTICA

Ideal para microbiología, biotecnología e investigación.

PACK DE CUBETAS DILUCELL
(ref:499220)
GRATIS POR LA COMPRA DE UN EQUIPO

Especificaciones ópticas		
Longitud de onda	600 nm	
Rango fotométrico	OD600: 0-4 A	McFarland: 0-16 MFU
Exactitud	OD600: a 1 A: < ±0,01 A	McFarland: de 0 a 8 MFU: ≤ ±0,1 MFU
Reproductibilidad	OD600: a 1 A: < ±0,002 A	McFarland: de 0 a 8 MFU: ≤ ±0,05 MFU
Cubetas/tubos	• DiluCells • Cubetas macro y semimicro de 10 mm • Tubos de vidrio/tipo Falcon de 10, 12, 16 y 18 mm, sin necesidad de adaptadores. • Compartimento de muestras lavable, equipado con orificio de drenaje.	
Altura óptica	8,5 mm	
Información mostrada	Función de lista de muestras: permite visualizar los datos de las muestras en el propio equipo, incluyendo el valor de absorbancia (Abs), el valor MFU, el nombre de la muestra, así como la fecha y hora de la medición.	

CONSÚLTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

Cultek
www.cultek.com
info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
comercial@teknovas.com