SUPER PROMO

NIPPON Genetics EUROPE
INNOVATION FOR YOU

FAS-DIGI PRO, FOTODOCUMENTADOR DE GELES

Imágenes de máxima calidad sin UV

20% DTO



Ref. 523408

La nueva generación de sistemas de documentación en gel de agarosa combina iluminación LED avanzada y cámaras de alta resolución para obtener imágenes nítidas, seguras y reproducibles. Un sistema diseñado para modernizar y simplificar la visualización y análisis de ADN, ARN y proteínas en el laboratorio.

Características

- **Tecnología Blue/Green LED** que protege los ácidos nucleicos y elimina la exposición UV.
  Compatible con colorantes verdes, amarillos y rojos (SYBR, MIDORI Green, GelRed).
- **Amplia superficie de iluminación**: 26 × 21 cm para múltiples geles.
- **Cámara Canon de 24 MP** con sensor APS-C para máxima nitidez.
- Software intuitivo **NIPPON Genetics Camera Studio** (control total de enfoque, apertura y exposición).
- **Ultrasensibilidad** para detectar incluso bandas muy tenues.
- Diseño compacto, robusto y pensado para uso intensivo en laboratorio.

Conectividad y flujo de trabajo

- **Sistema totalmente red-compatible** para transferir imágenes fácilmente a PC en JPEG o TIFF.
- Software sencillo y potente para optimizar la documentación del laboratorio.

Versatilidad en aplicaciones

- Detección de **ADN y ARN** en geles de agarosa.
- Visualización de **proteínas y placas Petri** con LED blanco adicional incluido.
- Ideal para labs de biología molecular, genetica, microbiología y educación.

Condiciones

- Precios sin IVA
- Códigos de promoción: **NI_GELDOC26**
- Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026

Cultek
www.cultek.com
info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
comercial@teknovas.com