Nouveautés et promotions

LE MESSAGER DE LA SCIENCE

du 1er septembre au 31 décembre 2026



SOMMAIRE

LES INDISPENSABLES : ÉQUIPEMENTS // PAGES 4 À 15

LES INDISPENSABLES : CONSOMMABLES ET FOURNITURES // PAGES 16 À 25

LES INDISPENSABLES : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ // PAGES 26 À 28

LES INDISPENSABLES : PIPETAGE // PAGES 29 À 32

CULTURE CELLULAIRE // PAGES 33 À 35

BIOLOGIE MOLÉCULAIRE // PAGES 36 À 40

INSTRUMENTS DE MESURE // PAGES 41 À 48

STOCKAGE / CRYOGÉNIE // PAGES 49 À 54

FILTRATION // PAGES 55 À 58

CHIMIES ET PROCÉDÉS // PAGES 59 À 64

HACCP // PAGES 65 À 68

LAVERIE // PAGES 69 À 70


STERILISATION // PAGES 71 À 72

MOBILIER DE LABORATOIRE // PAGES 73 À 75



INDEX ALPHABETIQUE

Absorbants chimiques, kits déversement chimique	60 à 61
Acides pour analyse de trace	64
Adaptateur pour caméra	14
Agitateur à pales, vortex, orbital, 3D, roller, rotatif	5 à 7, 34
Agitateur orbital CO2	34
Agitateur-incubateurs pour microplaques, rotatif, orbital	8
Agitateurs magnétiques, chauffants	4
Aluminium en rouleau	70
Amersham ECL	39
Armoire haute	73
Armoires sous paillasse, de sécurité	61
Aspirateur de givre	52
Autoclaves de paillasse	71
Bacs à glace	54
Bacs rectangulaires empilables	16
Bacs renforcés	16
Bain à billes	10
Bain à sec à agitation, chauffant, digital	8, 9
Bain à ultrason	10
Bain à ultrasons	63
Balances portable, analytique, de précision	41 à 42
Barreaux d'agitation	4
Béchers	17
Blouses	26
Boîte à gants	11
Boîte anti-bruits	10
Bonbonnes	17
Bouchon de sécurité, filtres event	60
Bouteilles en verre	22
Brosses ergonomiques, rondes, rectangulaires, pinceau plat	69
Caisses ajourées	16
Caméra et adaptateur	14
Chaise haute de laboratoire	75
Chariots inox	75
Clavier et souris filaires, sans fil	25
Collecteurs de pipettes usagées	20
Combiné laboratoire, congélateurs, -86C	49 à 51
Conductimètre de paillasse	42
Containers non pressurisés d'azote liquide	54
Cryoboîtes carton, polycarbonate, mousse polyuréthane	53
Cryogants	52
Cryopan	33
Cryotubes	53
Cuillères et spatules	22
Cuillères, à spatule, de prélèvement, pelles	66 à 67
Cuves et capuchons	48
Cuves pour spectroscopie	48
Densimètre	43
Désinfectant pour bain-marie	10
Dessiccateurs à chassis renforcé	62
Dessiccateurs d'analyse	43
Dewars de transport	54
Dispensette	64
Dissociation cellulaire	33
Distributeur automatiques de surchaussures, boite de gants	28
Distributeur de membranes	57
Distributeur de parafilm	18
Distributeurs pour film aluminium ou étirable	70
DNA-ExitusPlus IF	39
Egouttoir de table ou à suspendre	69
Enceintes thermostatiques	13
Enregistreurs de température et humidité, systèmes de surveillance, sondes	44 à 45
Entonnoirs de filtration magnétique	56
Eprouvettes graduées	23
Erlenmeyer	24
Erlenmeyer verre borosilicaté	23
Etagères de rangement	76
Etiquettes détectables, résistants chaleur	66
Etiquettes pour cryogénie	18
eTranscriptase UltraMix avec gDNA CleanUp et Oligo(dt)	38
Film extensible	18
Filtres seringue stériles	58
Fioles jaugées, PFA	23, 64
Flacons carrés, de prélèvement	68
Gaines de stérilisation à plat ou à soufflets	71
Gants de protection chimique, thermique, en nitrile	26 à 27, 59, 70
Générateurs	39
Goupillons pour tube à essai	69
Huile à immersion pour microscopes	14
Incubateur à CO2, mini-incubateur	33 à 34
Liquide pour bains	11
Lunettes et surlunettes de sécurité, écran facial	28
Machines à glace	54
Marqueurs	18
Marqueurs permanents, tableau blanc, surligneurs	65
Masque médical, 3 panneaux, FFP3	27
Masters Mix 2X	37 à 38
Mélangeur homogénéiseur	12
Meubles de travail, mobile, sous paillasse	73 à 74
Microcentrifugeuse	11 à 12, 39
Micropipettes électroniques, monocanal, multicanaux, en lot	29 à 31
Microscope inversé	35
Microscope numérique, droit	13
Microtubes Safe-Lock, Biobased,	21
Milieux de culture	33
Minuteurs	17
Module de nettoyage de tamis pour bains à ultrasons	63
Noix de serrage	19
pH-mètres de paillasse, portable	45 à 47
Pinces 3 doigts, pincette, en acier	19
Pipettes distributrices, pipeteurs	32
Pissettes PFA	64
Plaque chauffante	4
Plateau anti-vibrations	42
Pointes à filtre stériles	31
Pompe péristaltiques	15
Pompe pour analyses microbiologiques	56
Portoirs polypropylène, acétal, multi-face, monotube, pliables, fibre de verre	21 à 22
Poubelles à pédale, pince-sacs, jetables en carton	20, 70
Préleveur de poudre	66
Rack de stockage pour cryoboîtes	52
Récipients pour échantillon	35
Réfractomètre	47
Ruban indicateur de stérilisation	72
Rubans adhésifs	18
Socle à roulettes	16
Solutions de nettoyage	46, 48
Solvants qualité technique	59
Spectrophotomètres, à microvolume	36, 47
Statif en fonte	19
Stations de travail PCR	36
Support rotatif pour unités de filtration	55
Système d'aspiration	14
Systèmes de filtration, sous vide, à entonnoir, en verre, ultrafiltration	40, 55 à 57, 39
Tabouret selle	76
Tampons pour l'étalonnage des électrodes pH	46
Tapis de décontamination	28
Test de scellage	72
Test Mini Bowie Dick	72
Thermocycleurs	36 à 38
Thermosoudeuse à impulsion, à défilement	72



Chère cliente, cher client,

La science ne tient jamais en place. Une idée en entraîne une autre, une intuition devient une découverte, un projet se transforme en innovation.

Encore faut-il avoir les bons outils au bon moment.
Pour cette fin d'année, Dulis endosse le rôle de votre Messager de la Science et vous apporte une sélection de produits soigneusement choisis pour accompagner tous vos projets, des plus simples aux plus ambitieux.

Consommables, équipements, solutions innovantes, grandes marques, prix exceptionnels et service de proximité : tout est réuni pour vous permettre d'avancer sereinement.
Le Messager est en route...
Il ne vous reste plus qu'à écrire la suite.

Merci pour votre confiance et votre fidélité.
Claude Gazel - Chief Sales and Marketing Officer



Plus de promotions ?
Vous n'avez pas trouvé l'article que vous cherchez ?
Consultez : **Dulis.be et Dulis.nl.**
De nombreux autres équipements, réactifs et consommables sont actuellement proposés à des prix promotionnels très avantageux.
Ne les manquez pas !

LES INDISPENSABLES : EQUIPEMENTS

MINI-AGITATEUR MAGNÉTIQUE AM-ECO CLEARLINE®

ClearLine

3 ANS GARANTIE

Dimensions minis,
il se glissera dans tout laboratoire



Smart CHOICE

- Pour barreaux magnétiques jusqu'à 40 mm
- Livré avec support pour sonde

Capacité d'agitation (l)	1,5
Vitesse (rpm)	300 - 2000
Dimensions plateau (mm)	120 x 115
Réf.	**258533**
€	~~64,30 -~~
€ PROMO	**51,40 -**

AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT CLEARLINE® SÉRIE AMC-5

ClearLine

3 ANS GARANTIE

IP 42



Smart CHOICE

- Sélection du mode de chauffe pour une variation plus rapide ou un contrôle précis de la température
- Connexion RS232 pour le contrôle via PC

Interface	Digitale
Capacité d'agitation (l)	20
Vitesse (rpm)	50 - 1500
Température de chauffe	Ambiante à 340°C
Ø plateau (mm)	135
Réf. pack (+ sonde + statif)	**258520**
€	~~635,60 -~~
€ PROMO	**508,50 -**

BARREAUX D'AGITATION MAGNÉTIQUE SPINBAR

- En PTFE pur, agréé FDA
- Autoclavables


BARREAU CYLINDRIQUE



l x Ø (mm)	Réf.	€	€ PROMO
25 x 6	**046013**	~~8,20 -~~	**4,10 -**

BARREAU FORME CROIX

- Très stable, provoque de fortes turbulences



l x Ø (mm)	Réf.	€	€ PROMO
20 x 8	**095952**	~~13,80 -~~	**6,90 -**

PLAQUE CHAUFFANTE VELP RC 5

VELP SCIENTIFICA

3 ANS GARANTIE

+ de produits
dulis.be / dulis.nl



- Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures
- Compatible avec les plateaux AluBlock pour une conversion en bloc chauffant

Interface	Analogique
Capacité (l)	15
Température de chauffe	Ambiant à 310°C
Ø plateau (mm)	135
Matériaux plateau	Alliage d'aluminium
Réf.	**399150**
€	~~297 -~~
€ PROMO	**209 -**

AGITATEUR À PALES VELP OHS 20 DIGITAL

- Touche de verrouillage empêchant les changements involontaires de paramètres
- Technologie SpeedServo pour une meilleure homogénéité de vitesse lors des changementsde viscosité
- Interface USB pour mise à jour du logiciel interne
- Mandrin sans clé pour un changement rapide des pales d'agitation



OHS DIGITAL

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	30 - 2000
Capacité d'agitation (l)	25
Couple (Ncm)	20
Viscosité max (mPa.s)	10 000
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Réf.	**399075**
€	~~1181 -~~
€ PROMO	**832 -**

Agitateurs à pales à équiper obligatoirement d'une tige d'agitation, d'une noix de serrage et d'un statif.

PALES D'AGITATION

Type	Hélice
	
Ø pale (mm)	60
Longueur totale (mm)	400
Ø tige (mm)	7
Matériaux pale	Acier inoxydable
Réf.	**399355**
€	~~119,50 -~~
€ PROMO	**90 -**

Sous conditions

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
399098	Noix de serrage	~~88,40 -~~	**66 -**
399097	Statif type H fixe h. 1015 mm	~~394 -~~	**296 -**
399637	Statif type H ajustable h. 615 - 1015 mm	**422,70 -**	

AGITATEUR VORTEX WIZARD VELP

Modèle à capteur infrarouge limitant les risques de TMS.



Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	0 - 3000
Orbite (mm)	4,5
Mode d'utilisation	Manuel ou continu
Capteur infrarouge	Oui
Réf.	**399006**
€	~~303 -~~
€ PROMO	**214 -**

Sous conditions

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

AGITATEUR VORTEX MINIATURE

ClearLine

GARANTIE 5 ANS



Modèle miniature pour un gain de place sur la paillasse.

Vitesse (rpm)	2800 fixe
Orbite (mm)	4
Réf.	**062599CL**
€	~~199,30 -~~
€ PROMO	**131 -**

AGITATEUR VORTEX POUR MICROPLAQUES E-E51LDMP03 OHAUS

OHAUS

GARANTIE 2 ANS



- Livré avec une tête standard et un support pour 4 microplaques
- Connexion RS-232 pour extraction des données ou contrôle à distance
- Détection de la surcharge et des déséquilibres

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	100 - 1200
Orbite (mm)	3
Capacité standard	4 microplaques SBS
Mode d'utilisation	Manuel, continu, minuteur ou programmes
Réf.	**334135**
€	~~970 -~~
€ PROMO	**792 -**

AGITATEUR ORBITAL POUR CHARGES LOURDES SHHD6850DG OHAUS

OHAUS

GARANTIE 2 ANS

+ de produits dulis.be / dulis.nl



- Augmentation progressive de la vitesse pour éviter les éclaboussures
- Compatible avec les environnements riches en CO_2
- Livré avec plateforme antidérapante

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	15 - 300
Orbite (mm)	51
Dimensions plateforme (mm)	610 x 910
Charge maximale (kg)	68
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Réf.	**192109**
€	~~7060 -~~
€ PROMO	**5756 -**

AGITATEUR 3D SHWV02DG ET ROCKER SHRK07AL1 OHAUS

OHAUS

GARANTIE 2 ANS



192119

- Augmentation progressive de la vitesse pour éviter les projections
- Capteur de charge permettant la détection des déséquilibres du plateau
- Livré complet avec plateau en caoutchouc antidérapant

Type d'agitation	3D	Rocker
Interface	Digital	Analogique
Vitesse (rpm)	1 - 30	1 - 75
Angle d'agitation	0 à 20°	0 à 15°
Dimensions plateforme (mm)	299 x 222	356 x 279
Charge maximale (kg)	2,3	7,3
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Réf.	**192118**	**192119**
€	~~1285 -~~	~~1135 -~~
€ PROMO	**1048 -**	**928 -**

AGITATEUR 3D À ANGLE AJUSTABLE COLE-PARMER SÉRIE SH-200D-G

Cole-Parmer an antylia scientific company

- Angle d'agitation ajustable manuellement
- Livré avec une plateforme antidérapante

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	5 - 70
Angle d'agitation	3 à 12°
Dimensions plateforme (mm)	235 x 235
Charge maximale (kg)	3
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Réf.	**090786B**
€	~~1236,50 -~~
€ PROMO	**1051 -**



AGITATEUR ROLLER OSCILLANT COLE-PARMER SÉRIE RS-200

Cole-Parmer an antylia scientific company

- Combinaison d'un mouvement roller et d'un mouvement de balancier
- Plateau de récupération de liquide en acier inox sous les rouleaux

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	33 fixe
Amplitude oscillation	16°
Nombre de rouleaux	6
Dimensions rouleaux (mm)	Ø 30 x l. 340
Charge maximale (kg)	3
Mode d'utilisation	Continu
Réf.	**001337B**
€	~~1064,80 -~~
€ PROMO	**905 -**



AGITATEUR ROTATIF À TAMBOURS COLE PARMER DR-200

Cole-Parmer an antylia scientific company

GARANTIE 3 ANS



- Livré sans supports, à compléter par un tambour au choix

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	6 - 60
Capacité standard	Selon tambour
Mode d'utilisation	Continu, minuteur
Réf.	**001388B**
€	~~1730,20 -~~
€ PROMO	**1471 -**

ACCESSOIRE

Réf.	Désignation	Quantité	€	€ PROMO
STR4-5	Tambour pour 240 microtubes 1,5/2,0ml	~~1~~	~~1029,10 -~~	**875 -**

AGITATEUR ROTATIF POUR TUBES REVOLVER THERMO SCIENTIFIC

thermo scientific

GARANTIE 2 ANS



- Mode d'agitation standard ou "oscillation" : vibration tous les 40°

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	10 - 40
Angle d'agitation	Ajustable 0 - 90°
Adaptateurs inclus	2 x 7 tubes 10/15 ml 2 x 7 tubes 5/7 ml 2 x 15 tubes 1,5/2,0 ml 1 x 6 tubes 50 ml
Réf.	**079547**
€	~~489 -~~
€ PROMO	**367 -**

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

AGITATEUR-INCUBATEUR POUR MICROPLAQUES INCU-MIXER MP4

Benchmark Scientific

GARANTIE 2 ANS



- Couvercle chauffant permettant de minimiser l'évaporation et la condensation
- Accepte les plaques Deepwells jusqu'à 46 mm de haut

Interface	Digitale
Capacité standard	4 microplaques SBS ou plaques Deepwells
Vitesse (rpm)	100 - 1500
Orbite (mm)	2
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à 70°C
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Réf.	**062570**
€	~~2900 -~~
€ PROMO	**1925 -**

AGITATEUR-INCUBATEUR ROTATIF ROTO-THERM PLUS

Benchmark Scientific



- Livré complet avec adaptateurs
- 3 modes de rotation : «mix», «pause» et «rock»

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	5 - 70
Angle d'agitation	360°
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +60°C
Adaptateurs inclus	2 x 11 tubes 1,5/2,0 ml 2 x 5 tubes 5-7 ml 2 x 4 tube 10-15 ml 2 x 1 tube 50 ml
Réf.	**062813**
€	~~947 -~~
€ PROMO	**564 -**

AGITATEUR-INCUBATEUR ORBITAL NB-T205L

N-BIOTEK



NB-T205L
panneau tactile

- Livré avec plateforme antidérapante

Modèle	NB-T205L	NB-T205LF
Interface	Tactile	
Vitesse (rpm)	30 - 300	
Orbite (mm)	22	
Gamme de température	Ambiante +5 à +60°C	Ambiante -12 à +60°C
Dimensions plateforme (mm)	450 x 450	
Réf.	**995041**	**955053**
€	~~8093,70 -~~	~~13317 -~~
€ PROMO	**3360 -**	**5086 -**

BAIN À SEC À AGITATION THERMOMIXER C EPPENDORF

eppendorf

FABRIQUÉ EN EUROPE

GARANTIE 2 ANS



- Livré sans support, à compléter avec un SmartBlock au choix

Modèle	ThermoMixer C
Vitesse (rpm)	300 - 3000
Orbite (mm)	3
Gamme de température (°C)	Ambiante -15 à +100
Précision (°C)	± 0,5
Capacité standard	Sans SmartBlock
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmation
Réf.	**035963**
€/carton	~~3233 -~~
€ PROMO	**2586 -**

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
035979	Couvercle chauffant ThermoTop	~~566 -~~	**453 -**
035968	Smartblock pour 24 microtubes 1.5 ml	~~671 -~~	**537 -**
035969	Smartblock pour 24 microtubes 2 ml	~~671 -~~	**537 -**

SmartBlocks rapidement et facilement interchangeables

BAIN À SEC À AGITATION CHAUFFANT ET REFROIDISSANT CLEARLINE® BSA-100R

ClearLine

- Blocs à fixation magnétique pour un changement rapide, simple et sécurisé

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	200 - 1500
Orbite (mm)	3
Gamme de température (C°)	Ambiante -15 à +100
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Réf.	258523
€	~~1444,10 -~~
€ PROMO	1155,30 -

Bain à sec à agitation à équiper obligatoirement d'un bloc.



Garantie 3 ans

Smart CHOICE

+ de produits dulis.be / dulis.nl

BLOC

Réf.	Compatibilité	Capacité	€	€ PROMO
861199	Microtube 2,0 ml	24	~~216 -~~	172,80 -

BAIN À SEC DIGITAUX THERMO SCIENTIFIC ELED

thermo scientific

- Livré sans support, à compléter par un bloc au choix

Modèle	Digitale
Nombre de blocs	2
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +130
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Réf.	079616
€	~~553 -~~
€ PROMO	415 -



Garantie 2 ans

Réf.	Compatibilité	Capacité	€	€ PROMO
079624	Microtubes 2,0 ml	28	~~88,90 -~~	67 -

BAIN À SEC ECODRYBLOCK

VELP SCIENTIFICA

- Jusqu'à 2 modules chauffants connectables sur le même contrôleur
- Livré seul, sans bloc, sans couvercle et sans sonde

Garantie 3 ans

NEW

Retrouvez des accessoires supplémentaires sur Dulis.be et Dulis.nl

Interface	Tactile
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +165
Nombre de blocs	2
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Réf.	399211
€	~~1069 -~~
€ PROMO	645 -



Bains à sec livrés seul, à compléter avec les blocs associés

BLOC

Réf.	Compatibilité	Capacité	Profondeur	€	€ PROMO
399227	Microtube 2,0 ml	20	38,1	~~168,30 -~~	126 -

ACCESSOIRE

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
399214	Module chauffant supplémentaire sans afficheur	~~703 -~~	424 -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

BAIN À BILLES LABARMOR CHAUFFANT

LabArmor



- Limite les risques de contamination croisée
- Sans évaporation, utilisable en continu 24/7
- Livré avec couvercle
- A compléter par des billes thermique

Modèle	M714
Interface	Digitale
Volume (l)	14
Capacité en billes (l)	12
Dimensions int. (L x p x h) (mm)	305 x 307 x 152
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +80
Mode d'utilisation	Continu
Réf. bain seul	**582007**
€	~~3060 -~~
€ PROMO	**1782 -**

ACCESSOIRE

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
582038	Couvercle haut pour bain à billes LabArmor 14 l	~~490 -~~	**268 -**

DÉSINFECTANT POUR BAIN-MARIE AQUANET



- Bactéricide
- Coloration : bleue
- Dosage : 10 ml par 3 litres de bain
- Stabilité : 135 °C
- Durée d'efficacité : 2 mois

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
063103	Désinfectant Aquanet flacon 100 ml	~~34,50 -~~	**21 -**

BAIN À ULTRASON ELMASONIC SELECT

Elma Premium Partner



- 5 modes d'ultrasons pour un meilleur résultat
- Livré avec couvercle
- Livré sans panier

Modèle	Select 30
Volume (l)	1,6
Dimensions internes L x p x h (mm)	95 x 120 x 220
Gamme de température (C°)	+40 à +80
Fréquence ultrasons (kHz)	37
Mode d'utilisation	Continu, minuteur, degas, Eco, Sweep, Dynamic
Réf. bain	**497715**
€	~~611 -~~
€ PROMO	**550 -**

ACCESSOIRE

Réf.	Désignation	€
950217	Couvercle pour Elmasonic Select 30	**22,80 -**

BOÎTE ANTI-BRUITS ELMA MUTEBOX

Elma Premium Partner



- Réduit le bruit des bains à ultrasons jusqu'à maximum -85 dB
- Extraction des vapeurs pour éviter l'accumulation de chaleur et d'humidité
- Lampe halogène latérale
- Extérieur acier inox

Modèle	Mutebox ML
Compatibilité bains Elmasonic	10 - 20 - 30 - 40 - 60 - 100 - 120 - 180
Dimensions internes (L x p x h) (mm)	430 x 380 x 445
Poids (kg)	18,9
Réf.	**497923**
€	~~940 -~~
€ PROMO	**846 -**

LIQUIDE POUR BAINS À ULTRASONS ELMASONIC LAB CLEAN

- Haute efficacité
- Peu moussant
- Permet d'améliorer les effets de cavitation
- Produit concentré pour un dosage réduit et économique

Gamme	A10
Compatibilité	Instruments en métal, verre, céramique matière synthétique, appareillages en verre
Incompatibilité	Aluminium, magnésium, alliages de métaux légers
Efficace contre	Encre et colle d'étiquette, dépôts de savons de calcaire, graisses et huiles, graisse de coupe-résidus légèrement résineux-empreintes digitales et poussière
Réf. - 1 litre	**950232**
€	~~21,90 -~~
€ PROMO	20 -



Elma Premium Partner

FABRIQUÉ EN EUROPE

BOÎTE À GANTS PLAS LABS SÉRIE 810

PLAS LABS, INC.™

GARANTIE 2 ANS

- Boîtier en acrylique d'épaisseur 10mm transparent
- Sas latéral sur la droit de l'appareil pour le passage de petits ustensiles et consommables
- Livrée avec gants ambidextre Hypalon résistants aux produits chimiques et aux UV
- Porte d'accès latérale sur la gauche de l'appareil

Volume (l)	498
Type	Passive
Dim. int. (L x p x h) (mm)	890 x 740 x 760
Ouverture porte d'accès (mm)	546 x 560
Dimensions sas (Ø x l) (mm)	280 x 305
Ouverture sas (mm)	Ø 280
Matériau chambre	Acrylique
Ouvertures pour gants	2
Dimensions ext. (L x p x h) (mm)	1250 x 760 x 790
Réf.	**102604**
€	~~14158 -~~
€ PROMO	12388 -



MICROCENTRIFUGEUSE SLS

LAB BASICS

GARANTIE 2 ANS

- Capacité maximale de la centrifugeuse : 8 x 1,5/2,0 ml
- Vitesse et accélération maximales de la centrifugeuse 7000 rpm et 2680 × g
- Modèle GLP : équipement général pour les laboratoires de recherche
- Version : ventilée
- Livrées avec 2 rotors :
  - un rotor pour 8 microtubes 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 ml
  - un rotor pour 4 barrettes de 8 tubes PCR

Modèle	Microcentrifugeuse SLS
Température (°C)	Ventilée
Minuterie	Réglable de 10 s à 20 min
Dimensions (L x p x h) (mm)	210 × 180 × 130
Niveau sonore à vitesse maximale selon rotor dB (A)	≤ 58 dB
Réf. GLP avec couvercle noir	**258353**
€	~~318,90 -~~
€ PROMO	125 -
Réf. GLP avec couvercle rouge	**258352**
€	~~255,50 -~~
€ PROMO	125 -



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

MICROCENTRIFUGEUSE PALM



- Capacité maximale de la centrifugeuse : 12 x 1,5/2 ml
- Vitesse et accélération maximales de la centrifugeuse 10000 rpm et 6708 × g
- Modèle GLP : équipement général pour les laboratoires de recherche
- Version : ventilée
- Livrées avec :
  - rotor pour tubes et barrettes 12 x 1,5/2 ml et 32 x 0,2 ml
  - 2 jeux d'adaptateurs 0,2 ml et 0,5 ml

Modèle	Palm
Température (°C)	Ventilée
Minuterie	Réglable de 10 s à 20 min
Dimensions (L x p x h) (mm)	210 × 180 × 130
Niveau sonore à vitesse maximale selon rotor dB (A)	≤ 58 dB
Réf. GLP avec couvercle noir	**258366**
€	~~462 -~~
€ PROMO	**182 -**
Réf. GLP avec couvercle rouge	**258368**
€	~~399 -~~
€ PROMO	**182 -**

MICROCENTRIFUGEUSES MINISPIN ET MINISPIN PLUS



- Capacité maximale de la centrifugeuse minispin et minispin plus : 12 x 1,5/2 ml
- Vitesse et accélération maximales de la centrifugeuse minispin : 13400 rpm et 12000 x g
- Modèles GLP : équipement général pour les laboratoires de recherche
- Versions : ventilées
- Centrifugeuses equipées d'un rotor pour microtubes 12 x 1,5/2 ml

Modèle	Minispin	Minispin plus
Température (°C)	Ventilée	Ventilée
Minuterie	Mode continu ou short spin	Mode continu ou short spin
Dimensions (L x p x h) (mm)	226 x 239 x 130	226 x 239 x 130
Niveau sonore à vitesse maximale selon rotor dB (A)	49	52
Réf. GLP	**934117**	**934118**
€	~~1173 -~~	~~1524 -~~
€ PROMO	**931 -**	**1209 -**

MÉLANGEUR HOMOGÉNÉISEUR MISCEO 250 P



- Polyvalent
- Tige autoclavable
- Volume sonore 60 dB
- Variateur de vitesse gradué
- Volume 4 litres
- Cordon alimentation 3 mètres
- Volume d'agitation : 4 litres

Tige	160 mm
Vitesse de rotation (rpm)	3000 à 13 000
Vitesse de cisaillement	4,5 à 20 m/s
Longueur totale (mm)	395
Puissance (W)	250
Poids (kg)	1
Réf. avec tige cisailleur 2 lames	**085308**
€	~~274 -~~
€ PROMO	**219 -**

ENCEINTES THERMOSTATIQUES ST C SMART POL-EKO

- Contrôleur SMART à écran 4,3" tactile
- Convection forcée
- Extérieur acier peint, intérieur inox
- Plafonnier intérieur LED
- Température de travail : de + 3 °C à 40 °C / de 3 °C à 70 °C pour les versions avec option 70 °C
- Port d'accès 30 mm à gauche

Modèle	ST 1 C SMART	ST 4 C SMART	ST 6 C SMART
Volume (l)	70	250	400
Dimensions ext. (L x p x h) (mm)	550 x 660 x 680	600 x 650 x 1300	600 x 650 x 1900
Porte	1	1	1
Nombre grilles std/max.	2/2	4/6	4/10
Réf.	**485686**	**485689**	**485691**
€	~~1956 -~~	~~2443 -~~	~~3069 -~~
€ PROMO	**1351 -**	**1687 -**	**2032 -**



MICROSCOPE NUMÉRIQUE AVEC TABLETTE



Microscope équipé d'une tablette orientable et détachable. Particulièrement adapté aux applications de routine en fond clair.

Modèle	B-290TB
Eclairage	Led 3,6 W
Oculaire	WF 10/20 mm
Technique d'observation	Fond clair
Modèle	Binoculaire
Type de tête	Tête inclinée à 30° et rotative 360°
Objectifs	4 X 10 X 40 X 100 X (huile)
Condenseur d'Abbe	ON 1,25
Caméra	3 MP
Signal	USB 2
Réf.	**671191**
€	~~1574 -~~
€ PROMO	**1179 -**

MICROSCOPE DROIT B-192



- Microscope pour les travaux pratiques et pour la routine basique au laboratoire
- Modèle binoculaire (pas de caméra)
- Tourelle porte objectifs : 4 positions
- Livré prêt à fonctionner

Avec fond clair					
Modèle	Equipement fond clair	Tête	Réf.	€	€ PROMO
B-192	- Oculaires 10x/18 mm - Objectifs : 4x / 10x / 40x / 100x (oil) - Revolver 4 positions - Platine mécanique x,y - Condenseur Abbe O.N. 1,25 - LED	Binoculaire	**670149B**	~~522 -~~	**457 -**

Autres modèles, sur notre site.

Conseil du spécialiste

Pour un nettoyage impeccables des optiques nous recommandons notre réf. 670959



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

CAMÉRA C-HP4 CONNECTABLE VERS UN PC ET / OU UN ÉCRAN

OPTIKA MICROSCOPES ITALY



Haute définition 8 MP, connectable à un écran et à un ordinateur

GARANTIE 2 ANS

Caméra professionnelle 4K ultra-haute définition, très facile à utiliser, résolution de 8 MP pour révéler clairement les plus beaux détails de l'échantillon à l'écran et effectuer des mesures.

- Caméra couleur 4K haute résolution
- Idéale pour l'analyse en laboratoire et l'enseignement pour projeter des images sur un écran
- Affichage des images sur un écran via la sortie HDMI, ou vers un ordinateur grâce à la connexion USB
- Se connecte aux tubes trinoculaires des microscopes via un adaptateur monture C (non fourni)
- Livrée avec une souris sans fil, une carte SD 16 Go, deux câbles USB et HDMI et une lame de calibration

Modèle	C-HP4
Capteur	SONY CMOS
Taille du capteur	1/1.8 "
Résolution	8 MP, 3840 × 2160 (4K UHD)
Sortie	HDMI, USB 2.0
Fréquences	30 fps sortie HDMI 4K ; 20 fps sortie USB 2.0 4K
Monture C	Oui, adaptateur nécessaire (option)
Fonction	Prise de photos et vidéos
Configuration ordinateur requise	CPU: Intel Core2, 2.8 GHz ; RAM: 2 Go ; USB: 2.0
Compatibilité	Windows 7/8/10/11
Réf.	**671417**
€	~~945 -~~
€ PROMO	**696 -**

HUILE À IMMERSION POUR MICROSCOPES



Réf.	Désignation	€	€ PROMO
670957	Huile à immersion 10 ml	~~8 -~~	**7 -**

Conseil du spécialiste ...

Nous recommandons l'huile à immersion pour les objectifs 100x à huile

ADAPTATEUR CAMÉRA POUR MONTURE C

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
670913	Adaptateur pour caméra	~~47 -~~	**35 -**

SYSTÈME D'ASPIRATION VACUUBRAND BVC

VACUUBRAND

FABRIQUÉ EN EUROPE



- Contrôle par panneau tactile
- Bouteille de récupération autoclavable
- Régulation automatique du vide : la pompe s'éteint quand le vide souhaité est atteint
- Deux poignées peuvent être branchées sur un système d'aspiration avec le kit de connexion en option
- Livré complet avec poignée d'aspiration VHC Pro
- Puissance réglable par écran tactile avec régulation automatique du vide pour un fonctionnement plus silencieux
- Pompe à membranes spéciale chimie : puissante, fiable et durable
- Version Pro : arrêt automatique de la pompe lorsque la bouteille est pleine, pour une sécurité maximale et zéro surveillance

Modèle	BVC Control	BVC Control G	BVC Pro	BVC Pro G
Débit d'air max (l/min)	11,6			
Vide limite (mbar abs.)	100			
Bouteille de récupération	PP 4 l	Verre 2 l	PP 4 l	Verre 2 l
Détecteur de niveau	Non	Non	Oui	Oui
Dim. (L x p x h) (mm)	408 x 194 x 500	408 x 194 x 430	408 x 194 x 500	408 x 194 x 430
Poids (kg)	7,3	7,7	7,3	7,7
Réf.	**978019**	**978020**	**978021**	**978022**
€	~~1940 -~~	~~2040 -~~	~~2555 -~~	~~2485 -~~
€ PROMO	**1662 -**	**1748 -**	**2189 -**	**2129 -**

POMPE PÉRISTALTIQUE INNOFLUID UN CANAL

POMPE PÉRISTALTIQUE LABM1 + TÊTE EASYPUMP I

- Pour les applications de transfert simple avec contrôle de la vitesse de rotation

Vitesse (rpm)	0,1 - 150
Débit (ml / min)	0,0053 - 775
Précision débit	± 0,5 %
Mode d'utilisation	Continu (vitesse uniquement)
Dimensions (L x p x h) (mm)	259 x 157 x 237
Réf.	**129551**
€	~~1343 -~~
€ PROMO	**659 -**



INNOFLUID

POMPE PÉRISTALTIQUE LABV3 + TÊTE EASYPUMPI

- Pour la distribution et les applications de transfert nécessitant une programmation
- Livrée avec une pédale de contrôle

Vitesse (rpm)	0,1 - 350
Débit (ml / min)	0,0053 - 1808
Précision débit	± 0,5 %
Mode distribution : gamme de volume (ml)	0,1 - 9999,99
Mode d'utilisation	Continu, minuteur, distribution ou programmes
Minuteur	0,5 s à 9999 h
Programmation	1 programme, x étapes (+ répétitions)
Dimensions (L x p x h) (mm)	259 x 157 x 237
Réf.	**129135**
€	~~2212 -~~
€/PROMO	**1099 -**



129135

INNOFLUID

TUYAUX SILICONE

Réf.	Type	Dim. (mm) (Ø int/ext)	Epaisseur paroi (mm)	Débits (ml/ min) LabM1	Débits (ml/ min) LabV3	€	€/ PROMO
129303	#13	0,8 x 4	1,6	0,0053 - 8	0,0053 - 19	~~47,70 -~~	**22 -**
129304	#14	1,6 x 4,8		0,027 - 41	0,027 - 95	~~71,50 -~~	**33 -**
129305	#19	2,4 x 5,6		0,055 - 83	0,055 - 193	~~77,20 -~~	**39 -**
129306	#16	3,1 x 6,3		0,0933 - 140	0,0933 - 327	~~95,30 -~~	**46 -**
129307	#25	4,8 x 8		0,1967 - 295	0,1967 - 688	~~154,20 -~~	**76 -**
129308	#17	6,4 x 9,6		0,3333 - 500	0,3333 - 1167	~~180,40 -~~	**79 -**
129309	#18	7,9 x 11,1		0,43 - 645	0,43 - 1505	~~188,50 -~~	**99 -**



LES INDISPENSABLES :
CONSOMMABLES ET FOURNITURES

BACS RECTANGULAIRES EMPILABLES



- Bacs en HDPE contact alimentaire
- Empilables avec ou sans couvercle (livré en option... retrouvez les sur notre site : Dulis.be et Dulis.nl)

Volume (l)	Dimensions L x l x p (mm)	Poids (kg)	Blanc	Gris	€	€ PROMO
12	400 x 300 x 165	0,83	**211987**	-	~~20,50~~	10 -
25	600 x 400 x 165	1,41	**211989**	-	~~35,60~~	19 -
35	600 x 400 x 217	1,6	-	**211983**	~~39,10~~	21 -
55	600 x 400 x 315	2,2	-	**211984**	~~50,60~~	28 -

BACS RENFORCÉS HACCP AVEC COUVERCLE



- Bacs plastique alimentaire 400 x 300 rectangulaire
- Poignée en retrait
- Empilables sans couvercle
- Compatibles avec tous les socles 4 ou 6 roues
- En PEHD

	12 litres 400 x 300 x 180 mm			15 litres 400 x 30x 235 mm		
Couleur	Réf.	€	€ PROMO	Réf.	€	€ PROMO
Blanc	**212101**	~~43,40~~	23 -	**212122**	~~51,60~~	28 -
Bleu	**212103**	~~43,40~~	23 -	**212124**	~~51,60~~	28 -
Jaune	**212105**	~~43,40~~	23 -	**212126**	~~51,60~~	28 -
Rouge	**212102**	~~43,40~~	23 -	**212123**	~~51,60~~	28 -
Vert	**212104**	~~43,40~~	23 -	**212125**	~~51,60~~	28 -

SOCLE À ROULETTES POUR BACS DE 12 ET 15 LITRES



Réf.	Désignation	€	€ PROMO
212020B	Socle 4 roues pivotantes noir	~~79~~	46 -

GoGreen

CAISSES AJOURÉES EMPILABLES EMBOÎTABLES



- En PEHD
- Empilables
- Emboitables
- Volume 27 litres (600 x 400 x 146 mm)

Couleur	Réf.	€	€ PROMO
Blanc	**221414BL**	~~33,80~~	18 -
Bleu	**221414BLE**	~~33,80~~	18 -
Jaune	**221414J**	~~33,80~~	18 -
Rouge	**221414R**	~~33,80~~	18 -
Verte	**221414V**	~~33,80~~	18 -

BÉCHERS EN POLYPROPYLÈNE EMPILABLES AZLON



Retrouver d'autres béchers et bonbonnes DWK en promo sur notre site Dulis.be et Dulis.nl

- Autoclavables

Réf.	Volume (ml)	Graduation (ml)	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	€	€ PROMO
232758	50	10	50,5	61	10	~~31,40 -~~	12 -
761763	100	20	61,5	73	10	~~32,90 -~~	13 -

BONBONNES CARRÉES EN POLYPROPYLÈNE AUTOCLAVABLE



Bonbonnes en polypropylène avec ou sans robinet, à capuchon à vis étanche.

Volume (l)	Base x hauteur (mm)	Col (mm)	Sans robinet Réf.	€	€ PROMO	Avec robinet Réf.	€	€ PROMO
5	220 x 270	GL 45	**090848**	~~51,30 -~~	33 -	**090849**	~~93,40 -~~	59 -

BONBONNE AVEC ROBINET AZLON USP CLASSE VI

- En HDPE conforme norme USP classe VI
- Agréée FDA
- Sans BPA
- Avec robinet étanche et robuste en résine PP
- Légère, durable et résistante aux chocs
- Poignée ergonomique
- Graduation moulée

Volume (l)	5	10	20
Col	GL 45	GL 83	GL 83
Longueur (mm)	220	280	350
Hauteur (mm)	270	360	420
Référence	**991699**	**991701**	**991703**
€	~~96,90 -~~	~~182,90 -~~	~~234 -~~
€ PROMO	58 -	111 -	141 -



MINUTEURS CLEARTIME I ET II CLEARLINE®

MINUTEUR CLEARTIME I CLEARLINE®

- Capacité : 100 min
- Alarme 30 s
- Chiffre : 10 mm
- Avec béquille, aimant et piles

MINUTEUR CLEARTIME II CLEARLINE®

- 2 cannaux
- Capacité : 24 h à la seconde
- 2 alarmes 1 mm
- Chiffre : 15 mm
- Avec béquille, pince, aimant et piles

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
257091	Minuteur ClearTime I	~~10,90 -~~	6 -
257092	Minuteur ClearTime II	~~63,80 -~~	19 -



257091



257092

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

MARQUEURS



- Etui 4 couleurs (rouge, bleu, vert, noir)

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
929212	Etui 4 marqueurs pointe extra-fine	~~22,90~~	9 -
929213	Etui 4 marqueurs pointe medium	~~22,20~~	9 -

RUBANS ADHÉSIFS



- Robustes, résistent à l'eau, à l'huile et aux acides
- S'utilisent au congélateur à - 80 °C et en autoclave 15 min à + 121 °C

RAINBOW PACKS : COLORIS ASSORTIS (BLANC, JAUNE, ROUGE, ORANGE, VERT, BLEU ET ROSE)

Désignation	Réf.	€	€ PROMO
Rainbow Pack : 24 rouleaux 12 m x 13 mm	188007	~~238~~	52 -
Rainbow Pack : 16 rouleaux 12 m x 19 mm	188015	~~266~~	52 -
Rainbow Pack : 12 rouleaux 12 m x 25 mm	188023	~~227~~	52 -

FILM EXTENSIBLE PARAFILM



Film extensible spécialement destiné à la fermeture des récipients de laboratoire.

Largeur (cm)	10
Longueur (m)	38
Réf.	090260
€	~~51,20~~
€ PROMO	19 -

DISTRIBUTEUR DE PARAFILM TOP CUT



- Pour 1 rouleau 10 cm ou 2 rouleaux 5 cm
- Simple d'utilisation, à placer directement sur la boîte de Parafilm

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
257014	Distributeur de parafilm Top Cut ClearLine®	~~73,50~~	32 -

ÉTIQUETTES POUR CRYOGÉNIE



- Température d'utilisation : -196 °C à +121 °C
- Sur feuille format letter, pour imprimante laser

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
188428	Étiquetttes pour cryogénie ClearLine® - 33 x 13mm - coloris assortis	~~169,40~~	55 -

MARQUEURS HYDROPHOBES IMMUNOSTAINING



- Pour dessiner un cercle hydrophobe autour d'un échantillon
- Insolubles dans l'alcool et l'acétone

Réf.	Désignation	Epaisseur de la pointe (mm)	€	€ PROMO
490000	PAP Pen Marqueur Immunostaining fin	2	~~76~~	26 -
490001	PAP Pen Marqueur Immunostaining épais	5	~~85,10~~	30 -

STATIF EN FONTE LABJAWS

SOCLE DE BASE

- En fonte avec revêtement émail noir
- Support de tige avec bouton de verrouillage
- Livré sans tige, à compléter par une tige au choix

Réf.	Forme	Dimensions (mm)	€	€/ PROMO
334051	Rectangulaire	152 x 229	~~94,40~~ -	82 -



TIGE

Ø x l (mm)	Acier inox Réf.	€	€/ PROMO
13 x 610	334057	~~39,90~~ -	34 -

PINCE 3 DOIGTS LABJAWS



- En zinc nickelé
- 3 doigts pour une grande flexibilité
- Livrée sans noix de serrage

Réf.	Ø prise (mm)	L. bras (mm)	Ø bras (mm)	€	€/ PROMO
334064	0 - 71	127	11	~~51,70~~ -	45 -

NOIX DE SERRAGE LABJAWS



- Pour le maintien de deux tiges à un angle de 90°

Réf.	Matériel	Ø prise (mm)	€	€/ PROMO
334071	Acier inox	0 - 18	~~63,10~~ -	55 -

PINCETTE À USAGE UNIQUE - EN POLYSTYRÈNE

- Contact alimentaire
- Longueur totale 130 mm

Réf.	Désignation	€	€/ PROMO
796240	Pincette forme pointue et coudée par 100	~~63~~ -	34 -



% plus de promos dulis.be / dulis.nl

PINCES EN ACIER INOXYDABLE 18/12 WIRONIT

Le Wironit est un acier inoxydable 18/12 avec 18 % de chrome et de 10 à 12 % de nickel, encore plus résistant à la corrosion.

Type		Longueur (mm)	Réf.	€	€/ PROMO
Brucelles	Courbée	130	491036	~~58,70~~ -	29,40 -
	Droite	130	491037	~~56,70~~ -	28,40 -
Dumont	n° 4	105	491041	~~77,40~~ -	38,70 -
	n° 7	105	491044	~~84~~ -	42 -
Pour lamelles	Droite	160	491048	~~103,90~~ -	52 -

FABRIQUÉ EN EUROPE

Brucelles

491036



491037



Dumont

491041



491044



Pour lamelles

491048



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

SUPPORTS POUR SACS 120 L



- En HDPE utilisable de -40 à +90 °C
- Une poignée et 2 roues pour un déplacement facilité
- Pédale permettant d'éviter les contaminations

Réf.	Modèle	€	€/ PROMO
212147	Sans couvercle	~~185,50 -~~	90 -
212153	120 l + couvercle blanc	~~161,70 -~~	85 -
212154	120 l + couvercle bleu	~~200 -~~	105 -
212155	120 l + couvercle rouge	~~200 -~~	105 -
212156	120 l + couvercle jaune	~~200 -~~	105 -
212157	120 l + couvercle vert	~~200 -~~	105 -

POUBELLES À PÉDALE 90 LITRES

FABRIQUÉ EN EUROPE



- Avec 2 roues antitraces
- Avec porte frontale + couvercle
- En polypropylène
- Dimensions : 515 x 485 x 922 mm

Couleur couvercle	Rouge	Bleu	Vert	Blanc	Jaune	€	€/ PROMO
Réf.	221230	221231	221232	221229	221233	~~444 -~~	245 -

POUBELLE INOX PINCE-SACS 110 LITRES



- Réalisation inox AISI 304
- Système de fermeture hermétique à pinces pour sac 110 litres

Dimensions L x l x H (mm)	Réf.	€	€/ PROMO
560 x 435 x 940	011606	~~248 -~~	125 -

COLLECTEURS DE PIPETTES USAGÉES EN CARTON



Collecteurs pour pipettes de sérologie en carton laminé avec gel absorbant.

- Dimensions d'un collecteur L x l x h (mm) :
  168 x 168 x 527 (ouvert) - 153 x 153 x 380 (fermé)
- Supports droits ou inclinés disponibles sur le web Dulis pour faciliter l'utilisation

COLLECTEURS DE PIPETTES 6 L BIO-BIN

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
438000	Collecteur de pipettes Bio-Bin 6 l jaune pour déchets à risque infectieux	40	~~169,30 -~~	105 -
438001	Collecteur de pipettes Bio-Bin 6 l blanc/vert	40	~~169,30 -~~	105 -

Optimisation des matériaux et du poids pour limiter l'impact environnemental

MICROTUBES SAFE-LOCK BIOBASED EPPENDORF

eppendorf

MICROTUBES SAFE-LOCK BIOBASED

Volume (ml)	0,5	1,5	2
Matière	Polypropylène biosourcé issu de résidus de production d'huiles végétales (matière première selon l'USP de classe 6)		
Stérile	Non	Non	Non
Unités/carton	Boîte de 500 microtubes	Boîte de 1000 microtubes	Boîte de 1000 microtubes
Bouchon naturel	**934779**	**934781**	**934783**
€/carton	~~53,50 -~~	~~80,60 -~~	~~73,90 -~~
€ PROMO	**43 -**	**66 -**	**60 -**

MICROTUBES SAFE-LOCK PCR CLEAN BIOBASED

Volume (ml)	0,5	1,5	2
Matière	Polypropylène biosourcé issu de résidus de production d'huiles végétales (matière première selon l'USP de classe 6)		
Stérile	Non	Non	Non
Unités/carton	Boîte de 500 microtubes	Boîte de 1000 microtubes	Boîte de 1000 microtubes
Bouchon naturel	**934778**	**934780**	**934782**
€/carton	~~59,30 -~~	~~59,30 -~~	~~54,10 -~~
€ PROMO	**48 -**	**48 -**	**44 -**



GoGREEN

La performance Eppendorf, avec 100 % d'origine renouvelable et certifiés durables par ISCC Plus

MICROTUBES BIOBASED BOUCHON VISSANT AVEC JOINT

ClearLine

Réf.	Volume (ml)	Jupe	Unités/sachet	Unités/carton	€	€ PROMO
395112	0,5	Non	500	1000	~~191,30 -~~	**122 -**
395113	0,5	Oui	500	1000	~~191,30 -~~	**122 -**
395114	1,5	Non	500	1000	~~196,30 -~~	**125 -**
395115	1,5	Oui	500	1000	~~196,30 -~~	**125 -**
395116	2	Non	500	1000	~~201 -~~	**128 -**
395117	2	Oui	500	1000	~~201 -~~	**128 -**



ACT. The Environmental Impact Factor Label

DNase RNase

Endo-toxines


Produits en polymères biosourcés
Fabriqués à partir
d'au moins 90 % de matières premières
renouvelables (ex. déchets et résidus
de raffinage d'huile, végétale
ou d'huile de friture usagée)
Usines de fabrication en
Italie et en Slovaquie

certifiés ISCC Plus et ACT Label

PORTOIRS EN POLYPROPYLÈNE POUR MICROTUBES 1,5/2 ML

- Autoclavables

L x l x h (mm)	Nombre de tubes	Pour tubes de ø (mm)	Blanc	Bleu	Vert	Rouge	Violet	€	€ PROMO
143 x 90 x 52	5 x 16	11,5	**330136**	**330137**	**330138**	**330139**	**330140**	~~15,50 -~~	**9 -**



PORTOIRS EN ACÉTAL SIMPORT

Simport Scientific


- Idéaux pour incubateur, congélateur, sous hottes et bain-marie
- Empilables et submersibles

L x l x h (mm)	Nombre de tubes	Pour tubes de ø (mm)	Jaune	Bleu	Vert	Orange	Violet	€	€ PROMO
293 x 115 x 65	6 x 14	13	**039841**	**039837**	**039838**	**039840**	**039839**	~~27,50 -~~	**11 -**
293 x 115 x 65	5 x 12	16	**039846**	**039842**	**039843**	**039845**	**039844**	~~20,70 -~~	**11 -**
293 x 115 x 65	3 x 6	30	**039851**	**039847**	**039848**	**039850**	**039849**	~~20,30 -~~	**11 -**



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

PORTOIRS MULTI-FACES / MULTI-TUBES



- En polypropylène
- Autoclavables
- Encliquetables
- 5 portoirs jaune, bleu, vert, rose et orange

- Nombre de tubes :
  + 32 microtubes 0,5 ml
  + 32 microtubes 1,5/2 ml
  + 12 tubes 15 ml
  + 4 tubes 50 ml

Réf.	L x l x h (mm)	€ les 5	€ PROMO
037565	174 x 95 x 52	~~131,80 -~~	35 -

PORTOIRS EN POLYPROPYLÈNE PLIABLES



- Empilables
- Marquage alphanumérique

L x l x h (mm)	Nombre de tubes	Pour tubes de ø (mm)	Vert	Violet	€ les 2	€ PROMO
255 x 137 x 72 (21 plié)	5 x 9	17	-	320055	~~86 -~~	24 -
255 x 137 x 72 (21 plié)	3 x 6	30	320056	-	~~81,20 -~~	24 -

PORTOIRS MONOTUBE 50 ML



- En polypropylène encliquetable pour transformer le rack mono place en rack linéaire multiplaces
- Résistants aux produits chimiques et autoclavables
- Livrés en 5 coloris assortis (bleu, vert, jaune, rose et orange)

Réf.	Désignation	Unités/ boîte	€/ boîte	€ PROMO
037592	Rack encliquetable monotube 50 ml en PP	5	~~93 -~~	31 -

CUILLÈRES ET SPATULES EN ACIER INOXYDABLE 18/12 WIRONIT

Le Wironit est un acier inoxydable 18/12 avec 18 % de chrome et de 10 à 12 % de nickel, encore plus résistant à la corrosion, et antimagnétique.





491028 - Micro-spatule

Réf.	Longueur (mm)	Dimensions spatule (mm)	Diamètre manche (mm)	€	€ PROMO
491051	150	36 x 9	3,5	~~18,90 -~~	9,50 -

MICRO-CUILLÈRE ET MICRO-SPATULE

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
491028	Micro-spatule 150 mm	~~21,40 -~~	10,70 -

BOUTEILLES EN VERRE BOROSILICATÉ CLEARLINE®



- En verre borosilicaté 3.3
- Avec un bouchon en propylène bleu
- Homogénéité du verre
- Grande résistance chimique et thermique

Réf.	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
258643	100	56 x 100	10	~~90,90 -~~	25 -
258646	250	70 x 138	10	~~101,20 -~~	28 -
258647	500	86 x 176	10	~~131,80 -~~	37 -

FIOLES JAUGÉES CLASSE A CLEARLINE®

- En verre borosilicaté de classe A
- Avec un bouchon en polyéthylène
- Verre clair avec écriture bleu ou verre ambré avec écriture blanche

Capacity (ml)	N/S	Tolerance (+/-ml)	Pack of	Verre clair	€/ carton	€ PROMO	Verre Ambré	€/ carton	€ PROMO
5	10/19	0,04	1	**258624**	~~10,10~~	4 -	-	-	-
10	10/19	0,04	2	**258620**	~~32,60~~	9 -	**258601**	~~52~~	13 -
20	10/19	0,04	2	**258622**	~~34,60~~	9 -	-	-	-
25	10/19	0,04	2	**258623**	~~34,70~~	10 -	-	-	-
50	14/23	0,10	2	**258636**	~~37,70~~	10 -	**258614**	~~37,10~~	17 -
100	14/23	0,10	2	**258631**	~~44,90~~	12 -	**258609**	~~43,80~~	22 -
200	14/23	0,15	2	**258633**	~~32,60~~	16 -	-		-
250	14/23	0,15	2	**258634**	~~58,20~~	16 -	-	-	-
500	19/26	0,25	2	**258637**	~~81,60~~	23 -	-	-	-
1000	24/29	0,40	2	**258638**	~~142,10~~	39 -	-	-	-
2000	29/32	0,60	1	**258639**	~~203,40~~	58 -	-	-	-



ERLENMEYER VERRE BOROSILICATÉ 3.3 COL LARGE

- Parois homogènes garantissant une excellente stabilité thermique et mécanique
- Marquage en céramique très résistant

		Col large				
Volume (ml)	Unités/ carton	Réf.	Ø base x Ø col (mm)	Hauteur (mm)	€/ carton	€ PROMO
50	1	**258597**	51 x 35	85	~~79,60~~	22 -
100	1	**258592**	64 x 35	15	~~83,70~~	23 -
250	1	**258596**	85 x 50	140	~~101,20~~	28 -
500	1	**258598**	105 x 50	175	~~142,10~~	39 -
1000	1	**258593**	131 x 50	220	~~223,80~~	62 -



EPROUVETTES GRADUÉES CLASSE A CLEARLINE®

- Verre borosilicaté 3.3
- Conformes ISO 4788
- Graduations bleues

Réf.	Volume (ml)	Graduation (ml)	Tolérance ± (ml)	H. approximative (mm)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
258570	10	85 x 34	0,1	140	2	~~23,40~~	6 -
258574	25	105 x 34	0,3	170	2	~~26,50~~	7 -
258577	50	131 x 42	0,5	200	2	~~28,50~~	8 -
258571	100	132 x 42	0,5	160	2	~~34,60~~	9 -
258575	250	133 x 42	1	335	2	~~51~~	14 -
258578	500	134 x 42	2,5	390	1	~~35,70~~	13 -
258572	1000	135 x 42	5	470	1	~~71,40~~	19 -
258573	2000	136 x 42	10	570	1	~~107,20~~	31 -



BOUTEILLES DURAN® POUR AUTOCLAVE ET SYSTÈME DE BOUCHON À EMBOÎTER

- Verre borosilicaté DURAN® 3.3, excellente résistance thermique et chimique
- Conçues pour des cycles répétés à 121 °C
- Système auto-ventilé : évacue la pression pendant le cycle, évite les risques d'explosion ou de casse
- Plus besoin de desserrer / resserrer les bouchons avant et après autoclavage

Réf.	Volume (ml)	Diamètre (mm)	Hauteur avec bouchon (mm)	Bouteilles/ carton	Bouchons/ carton	€/ carton	€ PROMO
442913	500	78	196	4	4	~~55,90~~	28 -
442914	1000	93	256	4	4	~~82,50~~	42 -
442915	2000	127	261	1	4	~~53,80~~	27 -

- Bouchons inclus

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
442916	Bouchon autoclavable DURAN®Push-on	4	~~58,50~~	14 -

- Bouchon réutilisable jusqu'à 5 cycles de stérilisation



C'est la solution clé en main qui sécurise l'autoclavage tout en diminuant les manipulations manuelles !

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

BÉCHERS FORME BASSE DURAN®



+ de produits
dulis.be / dulis.nl

- En verre borosilicaté avec graduations
- Autoclavables
- Résistants aux chocs thermiques grâce à l'uniformité de l'épaisseur des parois
- Forme basse avec bec verseur
- Code de traçabilité

Réf.	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
211061406	25	34 x 50	10	~~97 -~~	48 -
211061706	50	42 x 60	10	~~93,60 -~~	47 -
211062402	100	50 x 70	10	~~92,70 -~~	46 -
211062908	150	60 x 80	10	~~97,30 -~~	48 -
211063604	250	70 x 95	10	~~100,20 -~~	50 -
211064103	400	80 x 110	10	~~120,50 -~~	60 -
211064806	600	90 x 125	10	~~149,70 -~~	75 -
092085	800	100 x 135	10	~~227 -~~	103 -
211065408	1000	105 x 145	10	~~243 -~~	119 -
211066301	2000	132 x 185	10	~~417 -~~	207 -

BÉCHERS FORME HAUTE DURAN®



- En verre borosilicaté avec graduations
- Autoclavables
- Résistants aux chocs thermiques grâce à l'uniformité de l'épaisseur des parois
- Forme haute avec bec verseur
- Code de traçabilité

Réf.	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
211161704	50	38 x 70	10	~~93,80 -~~	47 -
211162409	100	48 x 80	10	~~94,60 -~~	47 -
092086	150	54 x 95	10	~~111,70 -~~	50 -
211163602	250	60 x 120	10	~~106,10 -~~	53 -
673435	400	70 x 130	10	~~120,30 -~~	63 -
673436	1000	95 x 180	10	~~237 -~~	125 -

ERLENMEYER PYREX® COL ÉTROIT À USAGE INTENSIF



- Grande résistance aux chocs
- Base parfaitement plane optimisant l'agitation

Réf.	Volume (ml)	ø ext. corps (mm)	ø ext. col (mm)	ø int. col (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
231928	25	41	21	14	65	12	~~324 -~~	141 -
231933	50	51	22	15	78	12	~~308 -~~	143 -
231942	125	67	28	24	114	12	~~274 -~~	131 -
231947	250	82	32	28	132	12	~~245 -~~	114 -
231954	500	101	37	32	176	6	~~144,90 -~~	68 -
231960	1000	129	47	40	216	6	~~243 -~~	108 -
231965	2000	160	50	43	268	1	~~104,70 -~~	33 -
231972	4000	206	57	43	356	1	~~417 -~~	111 -
231975	6000	235	67	43	410	1	~~539 -~~	218 -

ERLENMEYER PYREX® COL LARGE À USAGE INTENSIF



- Grande résistance aux chocs
- Base parfaitement plane optimisant l'agitation

Réf.	Volume (ml)	ø ext. corps (mm)	ø ext. col (mm)	ø int. col (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
232442	125	66	32	28	108	12	~~278 -~~	117 -
232447	250	81	39	36	134	12	~~272 -~~	114 -
232454	500	97	47	42	170	6	~~172 -~~	68 -
232460	1000	122	52	49	219	6	~~252 -~~	108 -
232465	2000	156	68	62	279	1	~~126,70 -~~	47 -

INFORMATIQUE ~ CLAVIERS IMMERGEABLES ET DESINFECTABLES

CLAVIER FILAIRE



- Clavier filaire AZERTY blanc avec membrane silicone
- 106 touches / pavé numérique ; USB
- Châssis ergonomique fin ; effet tactile souple
- IP68 ; résistant à la plupart des produits chimiques et liquides

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
306625	Clavier filaire blanc 10⁶ touches	~~145,20 -~~	99 -

CLAVIER SANS FIL



- Clavier sans fil AZERTY blanc avec membrane silicone transparente, souple et remplaçable
- 99 touches / pavé numérique
- Bluetooth, USB et radio 2.4GHz
- IP67 ; traitement antibactérien
- Résistant à la plupart des produits chimiques et liquides

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
306614	Clavier sans fil blanc 99 touches	~~194,50 -~~	160 -

INFORMATIQUE ~ SOURIS IMMERGEABLES ET DESINFECTABLES

SOURIS FILAIRE

- Souris filaire en plastique blanc
- Capteur optique 800 dpi
- 2 boutons + molette mécanique
- IP68 ; surface antimicrobienne ; facile à nettoyer et désinfecter

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
306615	Souris filaire blanche	~~83 -~~	50 -



SOURIS SANS FIL

- Souris sans fil en plastique rigide blanc ABS
- Capteur optique 1000 dpi
- IP68 ; surface antimicrobienne ; facile à nettoyer et désinfecter
- 2 boutons + molette mécanique ; piles AA non fournies

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
306618	Souris sans fil blanche molette mécanique	~~90,80 -~~	57 -



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

LES INDISPENSABLES : HYGIENE ET SECURITE

SHIELD Scientific
compliance comfort protection

SHIELD Scientific, fabricant de gants pour le laboratoire et les applications critiques.
Une mission : conformité, confort, protection. Sécurité et fiabilité : le bon gant pour la bonne application.

- La qualité sans compromis, pour une protection optimale.
- Technologie twinSHIELD™ : un double trempage, pour réduire le risque de micro-trous et améliorer la barrière de protection (AQL 0.25).
- Double couche : une couche interne blanche, plus douce et plus confortable et une couche externe colorée pour identifier le type de risque.
- Aussi simple qu'un feu tricolore ! Un code-couleur facile à suivre, selon le niveau de risque rencontré au laboratoire.

- Astuce GoGreen : pour les usages à faible risque, pensez au latex naturel ! Le gant latex reste une option intéressante pour les laboratoires du fait de son impact environnemental plus faible (matière première renouvelable).



ISO374-1 Type A : JKLNPT — ISO374-5:2016 VIRUS — SHIELDskin CHEM™

ISO374-1 Type B - JKPT — ISO374-5:2016 VIRUS — SHIELDskin™

ISO374-1 Type B - JKPT — ISO374-5:2016 VIRUS — ecoSHIELD™


Performance : de nombreux produits chimiques sont testés et les résultats sont disponibles sur : **shieldscientific.com**

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE

SHIELD Scientific

ISO374-1 Type A - KPTOMS — ISO374-5:2016 VIRUS — EN 388 2xxxx

SMARTLine™



GoGreen

- Gants non poudrés bi-matériaux : néoprène/nitrile
- Technologie double couche, gant plus résistant et risque de microperforations réduit.
- Couche extérieure protectrice (vert) associée à une couche intérieure douce et confortable (violet)
- Extrémités fortement texturées assurant une excellente préhension
- Risque biologique : AQL = 1,0 - étanche aux virus selon ISO16604 procédure B
- Risque chimique : type A (KPTOMS)
- Longueur minimale : 290 mm
- Epaisseur paume : 0,19 mm

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unités/ boîte	€/ boîte
Réf.	**065966**	**065967**	**065968**	**065969**	**065970**	**065971**	50	~~31,80 -~~

A partir de 25 % de remise !
Consulter nos prix promo sur Dulis.be et Dulis.nl

BLOUSES WEEPRO

Medicom

13982-1 Type PB 5 — 13034 Type PB 6 — EN ISO1149-5 — EN ISO1073-2



- En microporeux Premium peu pelucheux
- Matériau respirant
- Fermeture zip
- Col mandarin doublé, bas doublé pour éviter les filaments
- Poignets jersey

Taille	M	L	XL	XXL	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
Réf.	**931634**	**931635**	**931636**	**931637**	50	~~206 -~~	**145 -**

GANTS KOLMI COVERFEEEL EN NITRILE

Medicom

- En nitrile bleu non poudré
- Sans accélérateurs de vulcanisation, sans latex, sans chlore
- Grandes élasticité et robustesse
- Gants d'examen DM classe I et EPI Cat. III
- Protection chimique de type B (JKT)
- Résistants à la pénétration d'agents infectieux (ISO 16604)
- AQL 1.5
- Manchette à bord roulé et extrémités texturées
- Enduction interne pour un enfilage facile
- Contact alimentaire
- Testés contre de nombreux produits chimiques et cytotoxiques

GANTS KOLMI COVERFEEL CARE 1142

- Longueur : 240 mm, épaisseur 0,10 mm (paume)

Taille	S	M	L	XL	Unités/ boîte	€/ boîte	€ PROMO
Réf.	475835A	475836A	475837A	475838A*	100	~~26,70~~ -	13 -

* 90 gants par boîte pour les tailles XL et XXL.

GANTS KOLMI COVERFEEL CARE LONG 1144

- Longueur : 290 mm, épaisseur : 0,10 mm (paume)

Taille	S	M	L	XL	XXL	€	€ PROMO
Réf. (boîte)	475814A	475815A	475816A	475818A*	475819A*	~~32~~ -	15 -

* 90 gants par boîte pour les tailles XL et XXL.



MASQUE MÉDICAL À ÉLASTIQUES TYPE IIR KOLMI VITALS

Medicom

- Masque médical type IIR - DM de classe I
- En non tissé multicouche PP très confortable et léger
- Pliage anatomique Origami et soudure Smile, limitant les fuites au visage en s'adaptant à toutes sortes de morphologies
- Optimisation de la conception pour une réduction de l'empreinte carbone
- Très faible résistance respiratoire
- Produit non irritant, non cytotoxique, non sensibilisant

Réf.	Désignation	Boîtes/ carton	€/ carton	€ PROMO
931674A	Masques IIR à élastiques Kolmi Vitals - boite de 50	1	~~5,50~~ -	3,20 -



MASQUE 3 PANNEAUX SAFEMASK® FIT+PRO FFP3

Medicom

Conception idéale pour l'adaptation aux différentes formes des visages, tout en facilitant le stockage et le transport par son pliage à plat.

- Faible résistance respiratoire
- Double élastique réglable pour un ajustement facile, joint mousse sur les panneaux haut et bas pour une étanchéité optimale au visage
- Assemblage sans agrafes métalliques
- Livré à plat en sachet pour gain de place et protection contre la poussière
- Avec soupape pour évacuer l'humidité
- Doux pour la peau

Réf.	Désignation	Unités/ boîte	€/ boîte	€ PROMO
475858A	Masque SafeFit®Fit+Pro FFP3 avec valve	12	~~43,10~~ -	25 -



MASQUE 3 PANS FFP3

- Masque 3 panneaux, livré à plat
- Avec valve
- Idéal pour une utilisation combinée avec d'autres EPI
- Matières légères et douces pour la peau
- Excellente respirabilité
- Poids plume éco-responsable, impact carbone diminué

Réf.	Protection	Unités/ boîte	€/ boîte	€ PROMO
242706	FFP3	12	~~51,60~~ -	33 -



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

LUNETTES ET SURLUNETTES DE SÉCURITÉ SWIFT ET SWIFT OTG

- Protections oculaires monomatière en plycarbonate écoresponsable (contient > 30 % de matière recyclée)
- Branches profilées et flexibles pour maintien et confort élevés
- Anti-rayures et anti-buée
- Entièrement recyclables
- Profil galbé pour les lunettes
- Protection latérale pour les surlunettes

LUNETTES DE SÉCURITÉ SWIFT



- Profil galbé

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
270105	Lunettes de sécurité SWIFT oculaire incolore	~~5,40 -~~	3,50 -

SURLUNETTES DE SÉCURITÉ SWIFT OTG



- Modèle s'adaptant à la plupart des lunettes de vue
- Les branches couvrantes apportent également une protection latérale

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
270096A	Surlunettes de sécurité SWIFT OTG oculaire incolore	~~7,33 -~~	4 -

ECRAN FACIAL



- Large visière panoramique en polycarbonate (20,5 x 39,4 cm) pour une protection complète du visage
- Serre-tête réglable en hauteur et en profondeur

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
270082	Ecran facial SPHERE	~~37,30 -~~	20 -

DISTRIBUTEURS POUR BOÎTES DE GANTS



022435

- En inox 304

Réf.	Modèle	€	€ PROMO
022433	1 boîte verticale	~~74,70 -~~	48 -
022434	2 boîtes verticales	~~91,60 -~~	62 -
022435	3 boîtes verticales	~~105 -~~	68 -

Fixations aimantées disponibles en option, rdv sur Dulis.be et Dulis.nl

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE POUR SURCHAUSSURES



- En ABS
- Enfilage rapide et facile des surchaussures

Réf.	Désignation	Dimensions (mm)	€	€ PROMO
022439	Distributeur automatique en ABS pour surchaussures	205 x 400 x 120	~~193,40 -~~	60 -
022445	Surchaussures en PE bleu pour distributeur automatique par 100	-	~~43,50 -~~	9,90 -

TAPIS DE DECONTAMINATION PELABLES ENVIROTACK

- Retiennent les particules des semelles sans coller
- Composés de feuilles adhésives (épaisseur 8 µm) numérotées sur film polyéthylène basse densité
- Contiennent des matières végétales renouvelables : à base de Cardia EnviroTack™ végétal sans OGM
- Réduction des émissions de CO_2, plastique recyclable

ADHÉSION STANDARD - TAPIS 30 FEUILLES

Taille (cm)	Bleu	Blanc	Unités	€	€ PROMO
46 x 114	353706A	353709A	1	~~21,80 -~~	9,40 -
66 x 114	353728A	353731A	1	~~29 -~~	12,50 -



LES INDISPENSABLES : PIPETAGE

MICROPIPETTES EPPENDORF RESEARCH® 3 NEO

eppendorf

- Design ergonomique PhysioCare Concept® : pipette équilibrée, légère, bouton de pipetage réduit, force d'insertion et d'éjection de pointe minimale
- Réglage de volume à double vitesse : mode rapide pour les grands ajustements, mode précis pour un réglage fin
- Ajustement temporaire de la calibration pour s'adapter aux liquides spécifiques, types de pointes ou altitudes, sans affecter la calibration d'usine
- Volume verrouillable pour éviter tout changement involontaire
- Entièrement autoclavables et résistantes aux rayons UV
- Livrées avec un certificat de conformité EN ISO 8655 et une boîte de pointes epT.I.P.S.®





Volume (µl)	Couleur bouton poussoir	Réf.	€	€ PROMO
0,1–2,5	Gris foncé	934784	~~324 -~~	263 -
0,5–10	Gris moyen	934785	~~324 -~~	263 -
1–20	Gris clair	934786	~~324 -~~	263 -
1–20	Jaune	934787	~~324 -~~	263 -
5–100	Jaune	934788	~~324 -~~	263 -
10–200	Jaune	934789	~~324 -~~	263 -
15–300	Orange	934790	~~324 -~~	263 -
50–1000	Bleu	934791	~~324 -~~	263 -
0,1–2000	Rouge	934792	~~324 -~~	263 -
0,25–5000	Violet	934793	~~324 -~~	263 -
0,5–10 000	Turquoise	934794	~~324 -~~	263 -

	Pack Research® 3 neo, 3 micropipettes			Pack Research® 3 neo, 6 micropipettes
	Option 1	Option 2	Option 3	
	- 1 Research® 3 neo, 0,5 – 10 µl - 1 Research® 3 neo, 5 – 100 µl - 1 Research® 3 neo, 50 – 1 000 µl - 3 epT.I.P.S.® Box 2.0 de 96 pointes : 20 µl M, 200 µl et 1 000 µl -1 stylo-pipette	- 1 Research® 3 neo, 1 – 20 µl - 1 Research® 3 neo, 10 – 200 µl - 1 Research® 3 neo, 50 – 1 000 µl - 3 epT.I.P.S.® Box 2.0 de 96 pointes - 3 epT.I.P.S.® Box 2.0 de 96 pointes : 2 × 200 µl et 1 × 1 000 µl - 1 stylo-pipette	- 1 Research® 3 neo, 50 – 1 000 µl - 1 Research® 3 neo, 0,25 – 5 ml - 1 Research® 3 neo, 0,5 – 10 ml - 1 epT.I.P.S.® Box 2.0 de 96 pointes, 1 000 µl - 2 sachets de 10 pointes epT.I.P.S.® : 5 ml et 10 ml L - 1 stylo-pipette	- 1 Research® 3 neo, 0,1 – 2,5 µl - 1 Research® 3 neo, 0,5 – 10 µl - 1 Research® 3 neo, 1 – 20 µl - 1 Research® 3 neo, 5 – 100 µl - 1 Research® 3 neo, 10 – 200 µl - 1 Research® 3 neo, 50 – 1 000 µl - 6 epT.I.P.S.® Box 2.0 de 96 pointes : 10 µl S, 20 µl M, 3 × 200 µl et 1 000 µl - 1 portoir carrousel 6 micropipettes - 2 stylos-pipettes
Réf	935114	935115	935116	935117
€	~~784 -~~	~~784 -~~	~~784 -~~	~~1648 -~~
€ PROMO	627 -	627 -	627 -	1318 -

MICROPIPETTES SARTORIUS BIOHIT *FAMILY* TACTA MULTIPACKS

SARTORIUS

CONTENU DU PACK

+ Un lot de pipettes
+ Un portoir individuel pour chaque pipette du pack, et un portoir portique
+ Un ensemble de pointes





Pipettes incluses dans le pack	1 - 10 µl 10 - 100 µl 100 - 1000 µl	2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	1 - 10 µl 2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	1 - 10 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	1 - 10 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl	2 - 20 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl	1 - 10 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 8 canaux 30 - 300 µl	100 - 1000 µl 500 - 5000 µl 1 - 10 ml
Pointes fournies dans le pack (un rack de 96 sauf mention spéciale)	0,2 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl 5000 µl *	0,5 - 200 µl 10 - 1000 µl 5000 µl *	0,1 - 10 µl 0,5 - 200 µl 5 - 350 µl 10 - 1000 µl	10 - 1000 µl 0,1 - 5 ml** 1 - 10 ml***
Réf.	725686	725687	725688	725689	725690	725691	725692	725693
€	~~964 -~~	~~964 -~~	~~1260 -~~	~~1260 -~~	~~1570 -~~	~~1570 -~~	~~1740 -~~	~~964 -~~
€ PROMO	554 -	554 -	723 -	723 -	902 -	902 -	954 -	554 -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

PIPETMAN® L MONOCANAL

GILSON



- Légère, ergonomique et faible force de pipetage
- Ejecteur réglable pour s'adapter aux gauchers et aux droitiers
- Mécanisme de verrouillage volumétrique
- Code de traçabilité 2D pour faciliter la traçabilité lors des manipulations et de la maintenance
- Entièrement autoclavable sans démontage

Volume (µl)	Pointes adaptées	Incrément (µl)	Réf.	Ejecteur	€	€ PROMO
0,2 - 2	D(F)(L)10	0,002	**070047**	Métal	~~345 -~~	200 -
0,5 - 10		0,02	**070048**	Métal	~~345 -~~	200 -
2 - 20	D200, DF30	0,02	**070049**	Métal	~~345 -~~	200 -
10 - 100	D200, DF100	0,2	**070050**	Métal	~~345 -~~	200 -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	**070051**	Métal	~~345 -~~	200 -
100 - 1 000	D(F)1000, D(F)1200	2	**070052**	Métal	~~345 -~~	200 -
500 - 5 000	D5000	2	**070059**	Plastique	~~345 -~~	200 -
1 000 - 10 000	D10 ml	20	**070060**	Plastique	~~345 -~~	200 -

MICROPIPETTES SARTORIUS BIOHIT *FAMILY* TACTA

SARTORIUS



- Forme ergonomique pour une prise en main confortable
- Système de pipetage et d'éjection optimisé
- Système exclusif Optilock pour le réglage du volume et son verrouillage
- Clef d'ajustage pour un volume précis selon le type de liquide pipeté
- Entièrement autoclavables sans démontage
- Filtre monté dans le porte-cône pour la protection de la pipette contre aérosols et agressions chimiques

MICROPIPETTES TACTA MONOCANAL ~ VOLUME VARIABLE

Volume (µl)	Incrément (µl)	Réf.	€	€ PROMO
0,3 - 3	0,002	**070983**	~~364 -~~	229 -
1 - 10	0,01	**070984**	~~364 -~~	229 -
02 - 20	0,02	**070985**	~~364 -~~	229 -
10 - 100	0,10	**070986**	~~364 -~~	229 -
20 - 200	0,2	**070987**	~~364 -~~	229 -
100 - 1000	1	**070988**	~~364 -~~	229 -
500 - 5000	5	**070989**	~~364 -~~	229 -
1000 - 10000	10	**070990**	~~364 -~~	229 -

PIPETTES TACTA MULTICANAUX

		8 canaux			12 canaux		
Volume (µl)	Incrément (µl)	Réf.	€	€ PROMO	Réf.	€	€ PROMO
1 - 10	0,01	**070991**	~~972 -~~	619 -	**070994**	~~1100 -~~	699 -
5 - 100	0,1	**070992**	~~972 -~~	619 -	**070995**	~~1100 -~~	699 -
30 - 300	0,2	**070993**	~~972 -~~	619 -	**070996**	~~1100 -~~	699 -

PARTICIPEZ AU DEVELOPPEMENT DURABLE AVEC DULIS

Recyclage des déchets plastiques

Donnez une nouvelle vie à vos racks ! Dulis recycle gratuitement vos racks vides.

Dulis.be

Dulis.nl

https://www.dulis.be/about/csr/environment

https://www.dulis.nl/about/csr/environment

MICROPIPETTES ÉLECTRONIQUES SARTORIUS BIOHITFAMILY PICUS 2

SARTORIUS

- Légères, ergonomiques et confortables
- Système électronique d'éjection de pointe
- Modes de pipetage intégrés : pipetage standard, pipetage inverse, distribution multiple, aspiration multiple, pipetage inverse, distribution séquentielle, pipetage manuel, dilution, titrage
- Recharge rapide en 1 h, avec possibilité d'utilisation pendant la charge



FABRIQUÉ EN EUROPE — GARANTIE 2 ANS



MICROPIPETTES PICUS 2 MONOCANAL

Volume (µl)	Incrément (µl)	Réf.	€	€ PROMO
0,2 - 10	0,01	070489	~~917 -~~	640 -
5 - 120	0,1	070490	~~917 -~~	640 -
10 - 300	0,2	070491	~~917 -~~	640 -
50 - 1000	1	070492	~~917 -~~	640 -
100 - 5000	5	070493	~~917 -~~	640 -
500 - 10000	10	070494	~~917 -~~	640 -

MICROPIPETTES PICUS 2 MULTICANAUX

Volume (µl)	Incrément (µl)	8 canaux			12 canaux		
		Réf.	€	€ PROMO	Réf.	€	€ PROMO
0,2 - 10	0,01	070495	~~1467 -~~	1023 -	070499	~~1719 -~~	1199 -
5 - 120	0,1	070496	~~1467 -~~	1023 -	783501	~~1719 -~~	1199 -
10 - 300	0,2	070497	~~1467 -~~	1023 -	783502	~~1719 -~~	1199 -
50 - 1 200	1	070498	~~1467 -~~	1023 -	783503	~~1719 -~~	1199 -

POINTES CLEARLINE® HYBRIDRACK

ClearLine

- Pointes à filtre en polypropylène
- ClearLine HybridRack : rack en carton avec plateau de pointes recyclable (voir notre programme de recyclage sur Dulis.be et Dulis.nl)
- Faible rétention (low binding)
- Avec code couleur

Smart CHOICE


GoGREEN

Réduisez votre consommation de plastique et votre impact carbone de 80 % grâce aux HybridRacks



L'HybridRack est composé d'un rack et d'un couvercle coiffant en carton 100% recyclable.

La base du rack est renforcée pour garantir la même stabilité et confort de pipetage qu'avec les traditionnels racks en pastique.



Racks Hybridrack

POINTES À FILTRE FAIBLE RÉTENTION

Vol. (µl)	Description	Coloris plateau	Graduation	Unités/carton	ClearLine Hybridrack Stérile	€	€ PROMO
10	Pointe Longreach longue 45mm	Rouge	2, 5, 10 µl	10 x 96	258355	~~82,50 -~~	43 -
10	Pointe Sharp fine longue 45mm	Rouge	1, 2, 5, 10 µl	10 x 96	258408	~~84,10 -~~	43 -
20	Pointe universelle - longueur 51,5 mm	Jaune	10, 50, 100 µl	10 x 96	258356	~~70,90 -~~	43 -
100	Pointe universelle - longueur 51,5 mm	Jaune	10, 50, 100 µl	10 x 96	258357	~~70,40 -~~	43 -
200	Pointe universelle - longueur 59 mm	Jaune	10, 50, 100 µl	10 x 96	258358	~~70,40 -~~	43 -
200	Pointe polyvalente pour micropipette de 20, 100 ou 200 µl - longueur 78 mm	Jaune	10, 50, 100, 200, 1000 µl	8 x 96	258367	~~73,20 -~~	43 -
300	Pointe longue 78 mm	Vert	10, 50, 100, 200, 1000 µl	8 x 96	258359	~~72,80 -~~	43 -
1250	Pointe longue 102 mm	Bleu	200, 500, 1000 µl	8 x 96	258360	~~72,20 -~~	43 -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

PIPETTES DISTRIBUTRICES HANDYSTEP® S



- Précision élevée, idéale pour liquides visqueux ou volatils
- Volume de 2 µL à 5 ml
- Fonctionnement mécanique, sans pile ni batterie
- Ergonomiques, légères, intuitives

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
705100	HandyStep® S avec support mural	~~281 -~~	205 -

HANDYSTEP® TOUCH ET TOUCH S



HandyStep® Touch

HandyStep® TouchS

2 versions :

+ HandyStep® Touch : fonctions de pipetage, multi-distribution et distribution automatique ;
+ HandyStep® Touch S : toutes les fonctions de la HandyStep® Touch, ainsi que celles de distribution séquencielle, multi-aspiration et titration.

- Ecran tactile à interface intuitive
- Détection automatique des pointes DD-Tips II
- Ejection automatique des pointes
- Surfaces lisses sans rainures ni coins pour une simplicité de nettoyage
- Rechargement par induction

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
042443	Handystep® Touch complet	~~944 -~~	680 -
042444	Handystep® Touch S complet	~~1185 -~~	849 -
090257	Handystep® Touch avec portoir de charge	~~1042 -~~	790 -
090258	Handystep® Touch S avec portoir de charge	~~1309 -~~	990 -

PIPETTE DISTRIBUTRICE MULTIPETTE® M4 EPPENDORF



Multipette® M4 avec support mural

- Manipulation simple et sans erreur
- Reconnaissance automatique du Combitip avec affichage du volume sélectionné
- Compteur de distribution affiché sur l'écran
- 20 choix de volume par Combitip : 112 volumes disponibles

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
933050	Multipette® M4 Starter Kit : Multipette® M4, Combitip Rack, pack Combitip, avec support (mural et/ou pour carrousel)	~~467 -~~	380 -

PIPETEUR STRIPETTOR PRO CORNING



- Compatible avec les pipettes en plastique et en verre de 0,5 à 100 ml
- Vitesses de distribution et d'aspiration réglables
- Ecran LCD affichant l'état de la batterie et le choix de la vitesse
- Livré avec un filtre 0,2 µm, 3 nez, portoir mural et chargeur


Réf.	Désignation	€	€ PROMO
004999B	Pipeteur Stripettor Ultra Corning avec support de charge 3 positions	~~452 -~~	179 -
936440	Pipeteur Stripettor Ultra Corning	~~299 -~~	160 -

CULTURE CELLULAIRE

GAMME CORNING - MILIEUX DE CULTURE CLASSIQUES

CORNING

- Fabrication sur site cGMP
- Certifiés ISO 13485:2003
- Stériles (SAL 10^{-3})
- Produits liquides fabriqués avec de l'eau WFI



PBS SANS CALCIUM, SANS MAGNÉSIUM, PH 7,4

Réf.	Réf. Corning	Vol.	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
702594	21-040-CV	500 ml	6	~~69,30~~	23 -
702592	21-040-CM	1 l	6	~~123,30~~	43 -

DPBS

Réf.	Réf. Corning	Désignation	Vol.	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
702588	21-031-CM	1 X sans calcium sans magnésium	1 l	6	~~123,20~~	45 -
702589	21-031-CV	1 X sans calcium sans magnésium	500 ml	6	~~66,20~~	23 -

GAMME CORNING - DISSOCIATION CELLULAIRE

CORNING

ACCUTASE - SOLUTION POUR DÉTACHEMENT CELLULAIRE

- Prête à l'emploi

APPLICATIONS

+ Pour les récepteurs membranaires ou études par cytométrie
+ Pour les cellules qui ont du mal à pousser ou la remise en culture de cellules sensibles
+ Evite les pertes et les dommages induits par la trypsination

Réf.	Réf. Corning	Désignation	Volume (ml)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
702762	25-058-CI	Accutase - Solution en DPBS	100	1	~~68,40~~	32 -

GAMME PAN-BIOTECH

PAN BIOTECH

GoGREEN

CRYOPAN

- Milieu de cryoconservation
- Prêt à l'emploi, se conserve à -20 °C
- Sans sérum
- Contient 10 % de DMSO



Réf.	Désignation	Volume	€	€ PROMO
P07-92050	CRYOPAN	50 ml	~~80,10~~	36 -

INCUBATEUR À CO_2 MCO-170AC-PE PHCBI

PHCbi

- Sonde conductivité thermique très robuste et durable
- Aucune dérive dans le temps
- Interface nouvelle génération / port USB pour récupération des historiques de temp/alarmes/ouvertures portes
- Système de chauffe en 3 zones pour une régulation thermique parfaite
- Chambre emboutie coins arrondis et avec supports de clayette intégrés
- Circulation d'air (forcée) pour une régulation parfaite et des retours rapides à la consigne
- Système anti-condensation
- Intérieur alliage cuivre inox évitant toute contamination de surface (Biofilm)

Capacité (litres)	170
Dim. ext. (L x p x h) (mm)	620 x 730 x 905
Dim. int. (L x p x h) (mm)	490 x 523 x 665
Portes	Ext. pleine / int. vitrée
Etagères livrées	3
Nombre max. d'étagères	15
Plage de température (°C)	Ambiante +5 à +50
Régulation du taux de CO_2	Conductivité thermique
Plage régulation de CO_2 (%)	0 à 20
Humidité	Bac d'eau (HR › 95 %)
Stérilisation par lampe UV	Oui (option)
Réf.	**299529**
€	~~9327~~
€ PROMO	6750 -



GARANTIE 3 ANS

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

MINI-INCUBATEUR À CO_2 PORTABLE

N-BIOTEK



- Corps en ABS
- Bac à eau en acier inox
- Réglage digital de la température et du taux de CO_2
- Ventilation forcée
- Chauffage et refroidissement à effet Peltier
- Livré avec 2 étagères acier inox (3 au maximum)
- Mesure du taux de CO_2 par sonde IR
- Adaptateur allume-cigare inclus

Dimensions extérieures (L x p x h) (mm)	292 x 333 x 433
Dimensions intérieures (L x p x h) (mm)	224 x 200 x 340
Volume intérieur (l)	15,2
Plage de température à T °C ambiante 25 °C	15 à 45
Stabilité à 37 °C	± 0,25
Gamme taux de CO_2	0 à 20 %
Précision taux de CO_2 à 5 % de CO_2	± 0,1 %
Humidité HR %	80 %
Poids (kg)	6,8
Réf. Incubateur	**995037**
€	~~6149 -~~
€ PROMO	**2900 -**

AGITATEUR ORBITAL ORBI-SHAKER CO_2

Benchmark Scientific



- Idéal pour l'utilisation dans des incubateurs CO_2 ou autres environnement extrêmes
- Contrôleur à pieds magnétiques pouvant se fixer sur les parois de la plupart des incubateurs
- Résistant à des températures de 0 à 60 °C et à un niveau d'humidité jusqu'à 100 %
- Livré avec plateforme classique et tapis antidérapant
- Appareil compatible Magic Clamp
- Plateforme magnétique et accessoires Magic Clamp vendus séparément

Vitesse (rpm)	30 - 300
Ø orbite (mm)	19
Conditions d'utilisation	+0 à +60°C / 100% HR
Dim. plateau (mm)	330 x 300
Réf.	**060977B**
€	~~4069 -~~
€ PROMO	**2750 -**

RÉCIPIENTS POUR ÉCHANTILLON POUR LES COMPTEURS DE CELLULES

Kartell LABWARE

- Format standardisé : hauteur 56 mm / capacité 25 ml
- Matériau polystyrène : transparent pour une visibilité maximale
- Compatibilité Coulter
- Usage unique : évite les contaminations et garantit la fiabilité des résultats
- Avec bouchon en PE
- Conditionnement économique : boîte de 200 pièces pour une utilisation intensive en laboratoire

Réf.	Désignation	Volume (ml)	Matériau	€	€ PROMO
392412	Récipients pour échantillon pour les compteurs	25	Polystyrène	~~39,80 -~~	**19 -**



MICROSCOPE INVERSÉ IM-300

OPTIKA MICROSCOPES ITALY

Microscope idéal pour le contrôle de routine des cultures de cellules. Pour des observations en lumière blanche ou contraste de phase.

- Modèle trinoculaire
- Tête d'observation inclinée à 45°
- Champs d'observation 22 mm
- Tourelles d'objectifs à 5 positions
- Equipé des objectifs suivants :
  - + IOS LWD W-PLAN PH 10x/0.25
  - + IOS LWD W-PLAN PH 20x/0.40
  - + IOS LWD W-PLAN PH 40x/0.65
- Livré avec une housse de protection



Modèle	IM-300
Eclairage	LED
Méthode d'observation	Lumière blanche et contraste de phase
Tête d'observation	Trinoculaire 100/0 ou 50/50 avec une caméra
Platine	Fixe dimension 250x160mm
Objectifs	Phase : ph10x/ph20x/ph40x
Condenseur	D'Abbe avec ouverture numérique de 30mm
Réf.	671669
€	~~2754 -~~
€ PROMO	2162 -

ACCESSOIRE

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
671186	Adaptateur monture C 0,5 x	~~189 -~~	139 -



BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

SPECTROPHOTOMÈTRES MICROVOLUME NANOREADY TOUCH



- Pour la mesure de concentration d'acides nucléiques, de protéines, de cultures bactériennes (FC-3100)
- Dosage en microvolumes (volume minimum 0,5 µl) et également en cuvette pour les modèles FC
- Le module de la cuvette des modèles FC est thermostaté à 37 °C et possède une fonction d'agitation (10 à 900 rpm)
- Mesure rapide en seulement 5 secondes et affichage des résultats en temps réel
- Gamme de longueurs d'onde pour les modèles F-3100 et FC-3100 : 185-910 nm (UV-Visible)
- Gamme photométrique microvolume : 0.04-550 A (équivalent 10 mm)
- Intervalle de concentration microvolume : ADNdb [2-27500 ng/µl], BSA [0,06-820 mg/ml], IgG [0,03-400 mg/ml]
- Gamme photométrique cuvette (FC-3100) : 0-1.5 A
- Limite de concentration en cuvette : dsDNA 0,2 ng/µL ; BSA 0,006 mg/ml

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
865079	Spectrophotomètre Nanoready Touch FC-3100 microvolume + cuvette, UV-visible	~~7850 -~~	5406 -
865080	Spectrophotomètre Nanoready Touch F-3100 microvolume, UV-visible	~~7993 -~~	5041 -

STATIONS DE TRAVAIL PCR CLEARLINE®



- Chambre à UV dotée de lampes UV bactéricides de longueur d'onde 254 nm
- Modèles à parois en verre ou en plexiglas
- Ecran tactile
- Eclairage interne : lumière blanche (lampe 15 W)
- Passage dans la chambre pour branchement externe

Modèle	Plexiglas	Verre
Dim. ext. (mm) L x p x h	690 x 535 x 555	
Surface de travail (mm)	650 x 475	
Réf.	258696	258694
€	~~3546,60 -~~	~~4801,90 -~~
€ PROMO	2026 -	2386 -

THERMOCYCLEUR GRADIENT TURBOCYCLER 2



- Bloc gradient 96 puits compatible tubes PCR, barettes, plaques (jupées, non jupées et semi jupées) standards et «low profile»
- Ecran couleur tactile 7'' manipulable avec des gants de laboratoire
- Interface de contrôle intuitive avec icônes et graphiques
- Couvercle chauffant
- Gradient de température sur 12 colonnes

Plage de température du bloc (°C)	4 à 99,9
Plage de gradient (°C)	1 à 24,9
Plage de température du gradient (°C)	30 à 99
Température du couvercle (°C)	35 à 120 ou inactif
Homogénéité du bloc (°C)	± 0,3
Précision de la température du bloc (°C)	± 0,3
Vitesse max. de chauffe (°C/sec)	5,5
Vitesse max. de refroidissement (°C/sec)	3,3
Rampe de température paramétrable (°C/sec)	0,1 à 5,5
Programmes enregistrables	500
Interface	USB, Wi-Fi (optionnel)
Réf.	255200
€	~~4830 -~~
€ PROMO	3139 -

THERMOCYCLEUR MASTERCYCLER X50 EPPENDORF

- Disponible avec bloc argent 96 puits pour une vitesse de chauffe ultra rapide 10 °C/s
- Technologie 2D gradient : gradient de température en colonnes et en lignes pour une optimisation simultanée des températures de dénaturation et d'hybridation
- Compatible plaques 96 puits et tubes 0,1/0,2 ml

	Version Master
Modèle	X50s
Matériau du bloc	Argent
Plage de contrôle de temp. bloc	4-99 C°
Plage de gradient (°C)	1-30
Plage temp. gradient (°C)	30-99
Plage temp. couvercle (°C)	37-110
Fermeture couvercle chauffant	Technologie flexlid
Homogénéité du bloc de 20 °C à 72 °C / à 95 °C	≤ +/-0,2 °C / ≤+/- 0,3 °C
Précision de la temp. du bloc	≤ +/-0,15 °C
Vitesse de chauffage	10 °C/s
Vitesse de refroidissement	5 °C/s
Interfaces	Ethernet, USB
Réf.	934027
€	~~11410 -~~
€ PROMO	9274 -



Optimisation facile de la PCR avec Technologie 2D-Gradient

THERMOCYCLEUR GRADIENT TURBOCYCLER 3

- Thermocycleur gradient avec 3 blocs 48 puits réglables indépendamment
- Compatible avec tubes PCR 0,2 ou 0,1 ml, barrettes et plaques 48 puits non jupées et semi-jupées
- Ecran couleur tactile 10,1''

Plage de température du bloc (°C)	4 à 100
Plage de gradient (°C)	Max 30
Plage de température du gradient (°C)	30 à 100
Température du couvercle (°C)	35 à 120 ou inactif
Homogénéité du bloc (°C)	± 0,4
Précision de la température du bloc (°C)	± 0,3
Vitesse max. de chauffe (°C/sec)	5
Vitesse max. de refroidissement (°C/sec)	3
Rampe de température paramétrable (°C/sec)	0,1 - 5
Programmes enregistrables	4000
Interface	USB
Réf.	255276
€	~~8849 -~~
€ PROMO	5740 -



MASTER MIX 2X HAUTE FIDÉLITÉ APTAFI HOT START

- ADN polymérase haute fidélité, 100× plus fidèle qu'une Taq classique
- Technologie Hot Start par aptamère : activation rapide et réversible, rendement et spécificité maximisés
- Extension rapide : 10–30 s/kb
- Master mix prêt à l'emploi : colorant de charge inclus, ajout uniquement matrice, amorces et eau

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
258514	Master Mix PCR Owi AptaFi Hot Start Ready to Load, 100 réactions	~~154 -~~	128 -



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

MASTER MIX 2X PCR OWI TAQ READY TO LOAD

OWIBIO

NEW

- Pour la PCR standard et la PCR directe sur colonies (génotypage)
- Compatible avec un large éventail de matrices : ADN purifié, ADNc, extraits bruts, colonies bactériennes ou cultures liquides
- Haute tolérance aux inhibiteurs de PCR, efficace même sur matrices complexes riches en GC
- Extension rapide : 5 s/kb
- Fidélité 6X supérieure à celle d'une Taq classique
- Amplification jusqu'à 10 kb à partir d'ADN génomique complexe et jusqu'à 20 kb à partir d'ADN simple (lambda)
- Master mix prêt à l'emploi : seuls la matrice, les amorces et l'eau sont à ajouter
- Colorant inclus pour dépôt direct sur gel après PCR
- Contient : ADN polymérase Owi Taq, dNTPs, $MgCl_2$, KCl, tampon Tris-HCl pH 8,5, agents stabilisants et colorant de charge

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
258505	Master Mix PCR Owi Taq Ready to Load, 200 reactions de 50 µl	~~45,80~~	38 -

THERMOCYCLEUR EN TEMPS RÉEL QUANTREADY 9600

GARANTIE 2 ANS



- 6 canaux de fluorescence compatible multiplexage (FAM/SYBR Green I // JOE/HEX/TET/VIC // NED/TAMRA/Cy3 // ROX/Texas Red // Cy5 // Cy5.5)
- Consommables compatibles : tubes, barrettes ou plaques PCR 96 puits (semi-jupées ou non jupées) 0,2 ml (profil standard) et 0,1 ml (low profile)
- Logiciel d'analyse inclus : quantification absolue, quantification relative, génotypage SNP, HRM...
- Gradient : 1-40 °C
- Vitesse de chauffe et de refroidissement : 6 °C/sec
- Précision, uniformité et exactitude de température : ≤± 0,1 °C
- Gamme de températures du couvercle : 30 °C à 110 °C

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
865095	Thermocycleur qPCR Quantready 9600	~~17290~~	11689 -

MASTER MIX 2X QPCR OWI GREEN FAST

OWIBIO



- Optimisé pour la PCR quantitative avec détection par colorant
- Compatible avec tous les instruments qPCR, avec ou sans ROX (tubes séparés fournis)
- Sensibilité et précision élevées pour des résultats fiables et reproductibles, y compris à partir de matrices complexes
- Master mix prêt à l'emploi, ajout de la matrice, des amorces et de l'eau uniquement

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
258493	Master Mix qPCR Owi Green Fast 1 ml	~~58,80~~	49 -

OWI SCRIPT REVERSE TRANSCRIPTASE ULTRAMIX AVEC GDNA CLEANUP ET OLIGO(DT)

OWIBIO



- Synthèse rapide et efficace d'ADNc, adaptée à la détection RT-qPCR en deux étapes
- Kit tout-en-un : élimination de l'ADN génomique et transcription inverse dans un seul tube
- Transcriptase inverse à activité RNase H réduite et stabilité thermique améliorée
- Température de réaction jusqu'à 55 °C permettant une efficacité de transcription accrue
- Spécificité et rendement elevés même à partir de matrices complexes
- ADNc obtenu directement compatible avec qPCR, avec détection par colorant ou sondes
- Master mix prêt à l'emploi, ajout de la matrice ARN et de l'eau uniquement
- Contient : Owi Script RT UltraMix 5X (RT, inhibiteur RNase, Oligo(dT), random primers, dNTPs, $MgCl_2$), gDNA CleanUp UltraMix 20X, eau DNase/RNase-free

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
258497	Ultra Mix Owi Script RT avec gDNA CleanUp pour qPCR, 100 réactions	~~234~~	195 -

GÉNÉRATEURS CORNING® PS250HA ET PS300GP

CORNING

- Compacts et empilables
- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant

Modèles	Axygen PS250HA	Axygen PS300GP
Puissance max. (W)	300, incrément de 1	90
Voltage (V)	5 à 250, incrément de 1	2 à 300, incrément de 1
Intensité (mA)	10 à 3000, incrément de 1	4 à 500, incrément de 1
Minuteur (h/min)	99,99	
Fonction pause	Oui	
Réf.	936302	936303
€	~~1332 -~~	~~701 -~~
€ PROMO	680 -	351 -



PS250HA : Recommandé pour l'alimentation d'équipements permettant la réalisation de western blot
PS300GP : Recommandé pour alimenter les systèmes d'électrophorèse verticaux ou horizontaux

AMERSHAM ECL PRIME ET SELECT™

cytiva

	Amersham ECL Prime™	Amersham ECL Select™
Caractéristiques des kits	Analyse quantitative et de confirmation Protéines hautement à faiblement exprimées	Analyse quantitative et de confirmation Protéines moyennement à très faiblement exprimées
Sensibilité (système modèle)	~1 pg	~5 ng
Anticorps primaire (système modèle)	1/1000 - 1/50000	1/5000 - 1/30000
Anticorps secondaire (système modèle)	1/50000 - 1/250000	1/100000 - 1/300000
Durée de l'émission	3 h	2 h
Reprobing avec 2 anticorps	Oui	Oui
Membrane recommandée	Amersham Hybond P Amersham Protran Premium	Amersham Hybond Amersham Protran Premium
Méthode de détection recommandée	Hyperfilm ECL et imagers imageQuant	Hyperfilm ECL et imagers imageQuant

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
RPN2232	ECL Prime western blotting réactif pour 1000 cm² de membrane[1]	~~345 -~~	155 -
RPN2235	ECL Select western blotting réactif pour 1000 cm² de membrane[2]	~~426 -~~	209 -



[1] Contient 2 flacons de 50 ml
[2] Contient 1 flacon de 50 ml de luminol et 1 flacon de 50 ml de solution péroxyde

MICROCENTRIFUGEUSE POUR PLAQUES PCR CLEARLINE®

ClearLine

- Capacité maximale de la centrifugeuse : 2 plaques type PCR (format SBS)
- Vitesse et accélération maximales de la centrifugeuse 2550 rpm et 400 × g
- Modèle GLP : équipement général pour les laboratoires de recherche
- Version : ventilée
- Centrifugeuse equipée d'un rotor pour microplaques

Modèle	Microcentrifugeuse ClearLine® PCR
Température (°C)	Ventilée
Minuterie	-
Dimensions (L x p x h) (mm)	230 x 260 x 197
Niveau sonore à vitesse maximale selon rotor dB (A)	-
Réf. GLP	062583CL
€	~~742 -~~
€ PROMO	626 -



ACCESSOIRE

Réf.	Désignation	€
062585	Rotor pour plaques Deepwell (hauteur max. 35 mm)	230 -

DNA-EXITUSPLUS IF

PanReac AppliChem ITW Reagents

Gamme Exitus pour la décontamination des paillasses et du matériel avant manipulation en biologie moléculaire

- Solutions non corrosives, non toxiques et sans danger pour l'environnement
- DNA Exitus pour l'élimination des acides nucléiques (ADN et ARN) des surfaces et du matériel (pipettes, hotte PCR, microtube...)

Réf.	Désignation	Volume	€	€ PROMO
049929	DNA-ExitusPlus IF	500 ml	~~67,70 -~~	35 -



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

UNITÉS D'ULTRAFILTRATION ~ CONCENTRATEURS VIVASPIN

SARTORIUS

Adaptés à la concentration, purification et dessalage de solutions biologiques, à l'élimination de primers, d'acides aminés et de nucléotides.

- Surface de filtration importante pour un débit excellent et une concentration rapide
- Matériaux à faible rétention et système anti-assèchement, pour un taux de récupération maximal
- Membranes inclinées parallèles à la force centrifuge, pour une efficacité supérieure sans colmatage
- Facteur de concentration élevé : de 100 à 400 fois

FABRIQUÉ EN EUROPE







VIVASPIN TURBO 4 ET 15 :

Système à double membrane, assurant une vitesse de concentration accrue.

	Vivaspin Turbo 4 PES				Vivaspin Turbo 15 PES				Vivaspin Turbo 15 RC			
Vol. max. d'échantillon (ml)	4				4 à 15				4 à 15			
Vol. mini. du concentrateur (µl)	30				100				100			
Surface de filtration (cm2)	3,2				7,2				8,1			
Facteur de concentration max.	x 133				x 150				x 150			
Volume mort	‹ 10 µl				‹ 10 µl				‹ 10 µl			
Type de centrifugueuse	Tout type avec tubes 15 ml				Tout type avec tubes 50 ml				Tout type avec tubes 50 ml			
Force centrifuge recommandée*	4000 g				4000 g				4000 g			
Type membrane	Double membrane PES				Double membrane PES				Double membrane cellulose régénérée			
Type réservoir	PP & butadiène-styrène				PP & butadiène-styrène				PP & butadiène-styrène			
kDa	Réf.	Unités/ boîte	€/ boîte	€ PROMO	Réf.	Unités/ boîte	€/ boîte	€ PROMO	Réf.	Unités/ boîte	€/ boîte	€ PROMO
3	150494	25	~~267 -~~	196 -	150205	12	~~175 -~~	128 -	-	-	-	-
3	150495	100	~~773 -~~	566 -	150206	48	~~642 -~~	470 -	-	-	-	-
5	146693B	25	~~267 -~~	196 -	150207	12	~~175 -~~	128 -	845298	12	~~176,10 -~~	129 -
5	146694B	100	~~773 -~~	566 -	150208	48	~~642 -~~	470 -	147091	48	~~644 -~~	470 -
10	146695B	25	~~267 -~~	196 -	150209	12	~~175 -~~	128 -	845296	12	~~176,10 -~~	129 -
10	146696B	100	~~773 -~~	566 -	150210	48	~~642 -~~	470 -	845297	48	~~644 -~~	470 -
30	146697B	25	~~267 -~~	196 -	150211	12	~~175 -~~	128 -	845299	12	~~176,10 -~~	129 -
30	146698B	100	~~773 -~~	566 -	150212	48	~~642 -~~	470 -	845300	48	~~644 -~~	470 -
50	146699B	25	~~267 -~~	196 -	150213	12	~~175 -~~	128 -	147096	12	~~176,10 -~~	129 -
50	146700B	100	~~773 -~~	566 -	150214	48	~~642 -~~	470 -	147097	48	~~644 -~~	470 -
100	146701B	25	~~267 -~~	196 -	150215	12	~~175 -~~	128 -	147098	12	~~176,10 -~~	129 -
100	146702B	100	~~773 -~~	566 -	150216	48	~~642 -~~	470 -	845301	48	~~644 -~~	470 -

* Selon le type de membrane et de seuil de coupure.

Dutscher
CONSUMMABLES ET MATÉRIELS DE LABORATOIRE

dulis
LABWARE FOR YOU
GROUPE DUTSCHER

UNE DURABILITÉ QUI CRÉE DE LA VALEUR POUR L'AVENIR.

OR | Top 5 %
ecovadis
Évaluation de la durabilité
JUILLET 2026

Nous sommes fiers d'annoncer que **le Groupe Dutscher** a obtenu la **Médaille d'Or EcoVadis.**

EcoVadis, l'organisme mondial de référence en matière d'évaluation de la durabilité, classe **le Groupe Dutscher** parmi les **5 % des entreprises les plus durables** dans le monde. Ce résultat renforce notre engagement en faveur de l'amélioration continue en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises.

INSTRUMENTS DE MESURE

BALANCE PORTABLE EK-12KI

- Ecran LCD rétro-éclairé
- Fonction d'extinction automatique
- Interface RS-232C de série
- Fonctionnement sur secteur, ou sur batterie (en option)
- Calibrage externe

Capacité (g)	12000
Précision d'affichage (mg)	1000
Dim. plateau (mm)	133 x 170
Réf.	**785189**
€	~~551 -~~
€ PROMO	**331 -**



BALANCE ANALYTIQUE HR-AZ

- Portes cylindriques pour gain de place
- Cage de pesée démontable facilitant le nettoyage

Modèle	HR-250AZ
Capacité (g)	252
Précision d'affichage (mg)	0,1
Durée de stabilisation (s)	2
Dim. plateau (mm)	Ø 90 mm
Réf. modèle HR-AZ (cal. interne)	**785008**
€	~~1850 -~~
€ PROMO	**1110 -**



BALANCE DE PRÉCISION APOLLO GX-4002A

- Ecran LCD rétro-éclairé
- Calcul automatique du poids minimum via la fonction APA
- Détection des impacts à 4 niveaux de sensibilité avec alertes visuelles et sonores
- Fonction d'allumage et extinction automatique

Capacité (g)	4200
Précision d'affichage (mg)	10
Durée de stabilisation (s)	1
Dim. plateau (mm)	165 x 165
Réf. modèle GX-A (cal. interne)	**785034**
€	~~2289 -~~
€ PROMO	**1373 -**



785034

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

BALANCE DE PRÉCISION ENTRIS® II ESSENTIAL BCE8201

SARTORIUS



- Chassis supérieur en PBT, plateau de pesée en acier inoxydable
- Ecran tactile LED avec interface intuitive, adapté aux gants de laboratoire
- Option IsoCal pour un calibrage interne automatique
- Connexion USB-C et RS232 pour l'extraction directe des données sur ordinateur
- Disponible avec certificat pour métrologie légale
- Option d'impression BPL (date, heure, identifiant)

Capacité (g)	8200
Précision d'affichage (mg)	100
Durée de stabilisation (s)	< 0,9
Dim. plateau (mm)	182 x 182
Réf. cal. interne	**845118**
€	~~1700 -~~
€ PROMO	**1088 -**

PLATEAU ANTI-VIBRATIONS

A&D Weighing



- En granit
- Pieds de mise à niveau réglables

Dimensions (L x p x h) (mm)	460 x 400 x 71
Poids (kg)	27
Réf.	**785223**
€	~~1219 -~~
€ PROMO	**731 -**

CONDUCTIMÈTRE DE PAILLASSE FIVE EASY

METTLER TOLEDO



- Livré avec un manuel d'utilisation et un bloc secteur
- Kit livré avec une sonde et deux sachets de tampon 1413 µS/cm et 13,88 mS/cm et un porte-électrode

Modèle	Conductimètre F30 FIVE EASY
Plage de mesure	0,01 µS/cm à 200 mS/cm
Plage de température	0 à 100°C
Résolution	Echelle automatique 0,1 °C
Compensation température	Linéaire : 0,00 %/°C à 10 %/°C Température de Réf. 20 ou 25 °C
Etalonnage	1 point

Voir notre site pour les solutions tampons et les solutions standard de conductivité

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
031314	Kit Conductimètre F30 FIVE EASY série F30-Meter avec électrode LE 703	~~1285 -~~	**1028 -**



DESSICCATEUR D'ANALYSE OHAUS MB23

Détermination de la matière sèche/teneur en eau totale des aliments.

- Compact et ergonomique
- Robuste et fiable
- Facile à nettoyer
- Simple d'utilisation

Technologie de chauffage	Infrarouge (sans verre)
Capacité	110 g
Reproductibilité	0,3 % (3 g échantillon) 0,2 % (10 g échantillon)
Précision affichage	0,1 % / 0,01 g
Taille échantillon	Entre 3 et 20 g
Interface	RS 232 bidirectionnel
Plage de température	50 à 160 °C par incrément de 5 °C
Réf.	**090926**
€	~~1475 -~~
€ PROMO	**1204 -**



DESSICCATEUR D'ANALYSE OHAUS MB92

- Technologie de chauffe en fibre de carbone pour des tests plus rapides et économiques en énergie
- Cellule de pesée améliorée pour des performances et une durabilité améliorée
- Protection des paramètres et des données par mot de passe
- Chambre de chauffe démontable sans outils pour un nettoyage et une maintenance facilitée

Modèle	MB92
Interface	Tactile
Source de chaleur	Fibre de carbone
Capacité (g)	90
Précision (mg)	1
Précision mesure (%HR)	0,01
Répétabilité (%HR) échantillon 3g / 10g	0,08 / 0,015
Plage de température	40 - 200
Méthodes	20
Mémoire	200
Réf.	**334559**
€	~~3765 -~~
€ PROMO	**3072 -**



DENSIMÈTRE DENSITO 2 GO

- Pour des mesures du taux de sucre (°Brix), vérification du degré alcoolique, concentration de sirops, d'acides etc
- Design ergonomique
- Intuitif
- Modèle PRO : lecteur RFID et code-barres

Plage de mesure (g/cm³)	0 - 3
Exactitude (g/cm³)	0,001
Echelle de mesure	API; BAUME; Brix. Masse volumique; Ethanol; Plato; concentration saccharose
Compensation de température	Automatique
Affichage	Ecran couleur
Alimentation	Batterie rechargeable
Réf. DENSITO	**031632**
€	~~3305 -~~
€ PROMO	**2644 -**
Réf. DENSITO PRO	**031633**
€	~~3700 -~~
€ PROMO	**2960 -**



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURES

- Cadence de mesure : de 10 secondes à 24 heures
- Mémoire 1 000 000 valeurs
- Livré avec pile, mode d'emploi et certificat de conformité

Modèle	175T2
	
Plage de mesure	-35 à +55 °C (interne) / -40 à +120 °C (externe)
Précision	±0,5 °C (-35 à +55 °C) interne ±0,3 °C (-40 à +120 °C) externe*
Sonde interne	CTN (incluse)
Sonde externe**	1 x CTN (à commander séparément)
Réf.	**057408**
€	~~224 -~~
€ PROMO	**182 -**

* Dépend également de la sonde utilisée ** sonde à commander séparément

ENREGISTREUR TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ

- Cadence de mesure : de 10 secondes à 24 heures
- Mémoire 1 000 000 valeurs
- Livré avec pile, mode d'emploi et certificat de conformité

Modèle	175H1
	
Plage de mesure	- 20 à + 55 °C / 0 à 100 % HR
Précision	± 0,4 °C / ± 2 % HR (2 à 98 % HR à 25 °C)
Réf.	**057430**
€	~~363 -~~
€ PROMO	**295 -**

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE TEMPÉRATURE EN TEMPS RÉEL


157333


157334

- Alarmes en cas de dépassement des limites par message Push, e-mail ou SMS
- Connexion à l'App testo Smart : mise en service aisée, alarmes Push et tableau de bord
- Documentation automatique des valeurs de mesures dans testo Saveris (Cloud)
- La licence payante Testo Data Monitoring est requise pour l'utilisation du système (157360C)

Modèle Testo	162 T1	162 T2
Canal	1 Interne	2 externes
	Température	
Plage	-30 à +50 °C	-50 à +150 °C
Résolution	0,1 °C	0,1 °C
Cadence de mesure	configurable de 1 minute à 24 heures	
Mémoire	10 000 valeurs	
Alimentation	4 piles AAA (ou alimentation en continue via bloc secteur)	
Réf.	**157333**	**157334**
€	~~212 -~~	~~244 -~~
€ PROMO	**137 -**	**156 -**

SONDE POUR TESTO 162-T2 ET 175-T2



Plage de température	-40 à +125 °C
Précision	± 0,2 °C ; (-25 à +80 °C) ; ± 0,5 % vm ; (100 à +125 °C) ; ± 0,4 °C (gamme restante)
Longueur câble	2 m
Longueur sonde	90 mm
Réf.	**057412**
€	~~112 -~~
€ PROMO	**96 -**

ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURES TESTO 176

Modèle			176-T2
Gamme de température	Capteurs	externe	-100 à +400 °C
Résolution	Capteurs	externe	0,01 °C
Précision	Capteurs	externe	± 0,2 °C (-100 à +200 °C) ± 0,3 °C (étendue restante)
Sonde externe			Pt100 - 2 canaux
Interval de mesure			1 seconde à 24 heures
Environnement			-35 à +70 °C
Réf.			**057409**
€			~~436 -~~
€ PROMO			**354 -**

Pour suivi des températures des congélateur -80°C.

- Mesure de haute précision avec sonde Pt100
- Mémoire étendue jusqu'à 2 millions de valeurs
- Transfert rapide des données via interface USB ou carte SD

EN12830

GARANTIE 2 ANS

IP 65



SONDE POUR TESTO 176 - T2

Etendue de mesure	-85 à +150 °C
Précision	Classe A
Longueur cable	2 m câble plat
Matière	Acier inoxydable
IP	IP 54
Réf.	**057444**
€	~~160,90 -~~
€ PROMO	**131 -**

PH-MÈTRES DE PAILLASSE FIVE EASY ET FIVE EASY PLUS METTLER TOLEDO

- Livrés avec un manuel d'utilisation, un bloc secteur, un bras porte-électrode, une électrode et avec 2 sachets de tampons (pH 4,01 et 7,00).

Modèle	pH/redox-mètre F20 FIVE EASY	pH/redox-mètre FP20 FIVE EASY PLUS
Plage de mesure	0,00 à 14,00 pH	- 2,00 à 16,00 pH
Plage de température	0 à 100 °C	- 5 à 105 °C
Résolution	0,01 pH	0,01/0,1 pH
Compensation température	Manuelle et automatique	
Etalonnage	Max 3 points	Max 5 points

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
031307	Kit pH-mètre F20 FIVE EASY série F20-Standard	~~825 -~~	**660 -**
031309	Kit pH-mètre FP20 FIVE EASY PLUS série FP20-Standard	~~1110 -~~	**888 -**
031310	Kit pH-mètre FP20 FIVE EASY PLUS série FP20-Bio	~~1140 -~~	**912 -**



PH-MÈTRE PORTABLE FIVEGO™ METTLER TOLEDO

- Ergonomique
- Protection IP67
- Livré avec une dragonne, un manuel d'utilisation, un support d'électrode et des piles

IP 67

Modèle	pH/redox-mètre F2 FIVEGO
Plage de mesure	0,00 à 14,00 pH
	- 1999 à + 1999 mV
Plage de température	0 à 100 °C
Compensation température	Manuelle et automatique
Etalonnage	Max 3 points

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
031320	Kit pH-mètre F2 FIVEGO série F2-Food avec électrode LE427 IP67, mallette de transport et 2 sachets de tampon pH 4,01 et 7,00	~~600 -~~	**480 -**



Saisissez la référence sur Dulis.be et Dulis.nl pour retrouver le guide de mesure du pH.

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

TAMPONS POUR L'ÉTALONNAGE DES ÉLECTRODES PH



Réf.	Valeur pH (à 25 °C)	Précision	Qualité	Conditionnement	€	€ PROMO
031197	4,01	± 0,02	Technique	30 sachets de 20 ml	~~68,70~~	58 -
031193	7,01	± 0,02	Technique	30 sachets de 20 ml	~~68,70~~	58 -
031194	9,21	± 0,02	Technique	30 sachets de 20 ml	~~68,70~~	58 -
031234	10,00	± 0,02	Technique	30 sachets de 20 ml	~~68,70~~	58 -

ELECTROLYTES POUR ÉLECTRODES DE RÉFÉRENCES

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
031112	Flacon 250 ml de solution KCL 3 mol/l	~~27,80~~	11,40 -

Rapides et simples d'utilisation lors de vos étalonnages

SOLUTIONS DE NETTOYAGE

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
031114	Flacon 250 ml solution pepsine HCl	~~30,70~~	15 -
031067	Flacon 250 ml thio-urée	~~30,70~~	15 -

PH-MÈTRE HACH HQ



- Applications : eaux potables, eaux de rejets etc.
- Procédures d'étalonnage illustrées étape par étape
- Messages de dépannage intégrés
- Electrode intelligente Intellical de laboratoire ou de terrain

Modèle	HQ1110
Nombre canal	1
Mémoire (Points de mesure)	5000
Affichage (type) (px)	TFT noir et blanc 536 x 336
Poids (g)	519
Dimensions (mm)	63 x 97 x 220
IP	IP 67
Port	Mini-USB
Rétroéclairage	Oui
Alimentation	Batterie Lithium - ion rechargeable

KIT COMPLET AVEC MALLETTE

Réf.	Electrode	Longueur câble	€	€ PROMO
	Avec pH mètre HQ1110			
775777	A gel numérique PHC201	1 m	~~1450~~	1149 -

SOLUTIONS ETALON 500 ML - GAMME IUPAC

Réf.	Valeur pH à 25°C	€	€ PROMO
775123	1,679	~~60,70~~	46 -
775055	4,005	~~60,70~~	46 -
775197	6,865	~~60,70~~	46 -
775056	7,000	~~60,70~~	46 -
775198	7,413	~~60,70~~	46 -
775199	9,18	~~60,70~~	46 -
775057	10,012	~~60,70~~	46 -
775200	12,45	~~60,70~~	46 -

ELECTRODE DE RECHANGE



775054

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
775054	Electrode pH numérique d'immersion pénétration pour HQ11D corps inox	~~505~~	399 -

RÉFRACTOMÈTRE MYBRIX METTLER

- Mesures en quelques secondes
- Détermination de la teneur en sucre
- Résultat automatiquement compensé en température
- 10 échelles (Brix, Oechsle, Baumé)

Brix (% en poids)	Plage de mesure	0 - 95
	Précision	± 0,2
	Résolution	0,1
Indice de réfraction	Plage de mesure	1,33 - 1,53
	Précision	± 0,0003
	Résolution	0,0001
Echelle de mesure	Indice de réfraction, degré Brix, Brix compensé à 20 °C, HFCS 42/55/90, Baumé, KMW, Oechsle allemand/suisse, Plato, Wort	
Vol. échantillon (ml)	0,3	
Réf.	**031769**	
€	~~420 -~~	
€ PROMO	336 -	



SPÉCTROPHOTOMÈTRES JENWAY ~ COLE PARMER

JENWAY 6305 ~ SP~200~UV

- Prise en main immédiate grâce à l'étalonnage automatique et à la mise à zéro au démarrage
- Écran LCD 2 lignes affichant clairement les mesures, les messages d'erreur et les unités de concentration
- Traçabilité garantie avec une conformité aux Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) et un horodatage des mesures
- Exportez facilement vos résultats vers Excel, Word ou PowerPoint grâce au logiciel PC 63-Zero

JENWAY 7205 ~ SP~400~UV

- Technologie Diode Array offrant des mesures et des balayages spectraux ultra-rapides
- Écran tactile couleur de 4 pouces pour une navigation intuitive et une visualisation instantanée des spectres, courbes d'étalonnage et analyses cinétiques
- Fonctions avancées : balayage spectral, cinétique, quantification et courbes d'étalonnage
- Grande polyvalence grâce à une chambre d'échantillons compatible avec de nombreux accessoires et à une double connectivité USB

JENWAY 6850 ~ SP~800~UV

- Technologie UV/Visible à double faisceau garantissant une stabilité optique et une précision de mesure exceptionnelle
- Écran graphique couleur offrant une visualisation claire des spectres, courbes cinétiques et résultats directement sur l'instrument
- Largeur de bande passante variable et balayage spectral haute résolution pour des analyses qualitatives et quantitatives exigeantes
- Fonctions expertes intégrées : photométrie, cinétique, quantification, analyses ADN/protéines, jusqu'à 20 longueurs d'onde simultanées et 200 étalons
- Conforme à la Pharmacopée Européenne, avec le logiciel PC Prism inclus et une large gamme d'accessoires pour répondre aux besoins des laboratoires de recherche, pharmaceutiques et réglementés



919112



919120



919128

Modèle	Jenway 6305 SP-200-UV	Jenway 7205 SP-400-UV	Jenway 6850 SP-800-UV
Applications	Enseignement, routine	Contrôle qualité, clinique, industrie	Recherche, biologie moléculaire, pharmaceutique, laboratoires réglementés
Technologie	Simple faisceau	Simple faisceau, barrette de diode	Double faisceau UV/Visible
Balayage spectral	X	✓	✓
Cinétique	X	✓	✓
Multi-longueurs d'onde	X	Jusqu'à 3	Jusqu'à 20
Analyse ADN / protéines	X	X	✓
Source lumineuse	Xénon		Tungstène et deutérium
Gamme	198-1000 nm	198 à 800 nm	190 à 1100 nm
Bande passante	8 nm (6 nm en UV)	5 nm	Sélectionnable : 0,5 - 1 - 2 - 4 ou 5 nm
Précision	+/- 2 nm	± 2 nm	± 0,3 nm
Sorties	Analogique et RS-232	2 x USB	RS232 et USB
Dimension L x l x h (mm)	365 x 160 x 272	212 x 422 x 120	600 x 450 x 200
Réf.	**919112**	**919120**	**919128**
€	~~5406,20 -~~	~~3725,80 -~~	~~10641,60 -~~
€ PROMO	4582 -	3158 -	9019 -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

CUVES QUARTZ POUR SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION HELLMA

- Avec couvercle PTFE
- Cuves de type Macro

Réf.	Matériaux	Applications	Nombre de fenêtre	Plage de longueur d'onde (nm)	Trajet optique (mm)	Vol. (ml)	H x L x P	€	€ PROMO
139066A	Quartz	Absorption	2	260 - 2500	10	3,5	45 x 12,5 x 12,5	~~113,50 -~~	86 -
139001A	Quartz	Absorption	2	200 - 2500	10	3,5	45 x 12,5 x 12,5	~~131,80 -~~	100 -
139024	Quartz	Fluorescence	4	200 - 2500	10 x 10	3,5	45 x 12,5 x 12,5	~~233 -~~	176 -



SOLUTION DE NETTOYAGE HELLMANEX

Solution de nettoyage Hellma pour le nettoyage des cuves de spectroscopie. A utiliser diluée à 10 %.

Réf.	Pour photomètres	€	€ PROMO
139057	Solution de nettoyage Hellmanex - 1 litre	~~88,30 -~~	63 -



CUVES DE SPECTROPHOTOMÉTRIE À USAGE UNIQUE CLEARLINE®

CUVES À USAGE UNIQUE, EN DEUX TYPES DE MATÉRIAUX :

+ polystyrène (PS) : longueur d'onde 340 à 900 nm ;
+ PMMA : longueur d'onde 300 à 900 nm.

- Trajet optique : 10 mm
- Emballées en coffret en polystyrène expansé


Réf.	Vol. (ml)	Nombre fenêtres	Type	Matière	Gamme spectrale (nm)	€ les 100	€ PROMO
030101	1,6	2	Semi micro	PS	340/900	~~11,30 -~~	4,70 -
030100	4	2	Macro	PS	340/900	~~7,90 -~~	4,50 -



CUVES DE SPECTROPHOTOMÉTRIE BRAND

Trajet optique de 10 mm. En PS ou en PMMA.
Les 1000 cuves sont livrées en 10 cartons de 100 cuves du même numéro de moule.

Réf.	Désignation	Matériau	Volume min. (ml)	Volume max. (ml)	Dimensions fenêtre (mm)	Longueurs d'onde	€ les 10 x 100	€ PROMO
090283	Cuve Macro	PS	2,5	4,5	10 x 35	Sup 340 nm	~~111,60 -~~	82 -
090284	Cuve Semi-micro	PS	1,5	3	4,5 x 23	Sup 340 nm	~~161 -~~	86 -
090286	Cuve Macro	PMMA	2,5	4,5	10 x 35	Sup 300 nm	~~133,20 -~~	110 -
090287	Cuve Semi-micro	PMMA	1,5	3	4,5 x 23	Sup 300 nm	~~140,10 -~~	115 -



CUVES POUR L'UV VISIBLE

- Conçues pour les mesures d'ADN et ssADN, ARN à 260 et 280 nm
- Deux hauteurs de faisceau différentes
- Triées par numéro de moule
- Deux faces optiques
- Trajet optique de 10 mm



Réf.	Désignation	Hauteur faisceau	Volume min.	Volume max.	Dimensions fenêtre (mm)	Longueurs d'onde	Unités/ boîte	€/ boîte	€ PROMO
090266	UltraVette micro	8,5 mm	70 µl	850 µl	2 x 3,5	220 à 900 nm	100	~~29,70 -~~	24 -
090271	UltraVette Semi-micro	-	1,5 ml	3 ml	4,5 x 23	220 à 900 nm	100	~~44,70 -~~	33 -

ARMOIRES POSITIVES DE LABORATOIRE 5 °C ± 3 °C OU ± 2 °C

LIEBHERR

GARANTIE 3 ANS

- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Contact libre de potentiel (NO/NF)
- Alarme ouverture de porte
- Alarme température haute et basse avec seuils réglables
- Port d'accès pour sonde de température 1 x Ø 10 mm

ÉQUIPEMENT STANDARD :

+ Porte avec serrure ;
+ livrés avec grilles.

Série	Série Performance		Série Perfection
Modèle	SRFVG 3501	SRFVG 5501	SRFVH 4011
Volume (brut/net)	261/344	558/441	394/298
Porte	Pleine	Pleine	Vitrée
Température qualifiable	5 °C ± 3 °C	5 °C ± 3 °C	5 °C ± 2 °C
Température réglable	+3 °C à +16 °C	+3 °C à +16 °C	+3 °C à +16 °C
Dim. ext. l x p x h (mm)	597 x 654 x 168	747 x 769 x 147	597 x 654 x 188
Réf.	**671881**	**671885**	**671888**
€	~~2467,50 -~~	~~3057,50 -~~	~~3457,50 -~~
€ PROMO	**1795 -**	**2245 -**	**2545 -**



671885

RÉFRIGÉRATEURS DE LABORATOIRE SÉRIE PERFORMANCE + 5 °C ± 3 °C : CUVE ANTIDÉFLAGRANTE

LIEBHERR

GARANTIE 3 ANS

- Cuve sécuriseé
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Contact libre de potentiel (NO/NF)
- Alarme ouverture de porte
- Alarme température haute et basse avec seuils réglables
- Port d'accès pour sonde de température 1 x Ø 10 mm

EQUIPEMENT STANDARD :

+ Porte avec serrure.
+ Livrés avec tablette en verre.

Modèle	SRFfg 4001	SRFfg 5501
Volume (brut/net) (l)	394 / 298	558 / 441
Porte	Pleine	Pleine
Température qualifiable	5 °C ®3 °C	5 °C ± 3 °C
Température réglable	+ 3 °C à + 16 °C	+ 3 °C à + 16 °C
Tablettes en verre	4 – (l x p) 460 x 422	4 – (l x p) 600 x 537 mm
Dim. ext. l x p x h (mm)	597 x 654 x 1884	747 x 769 x 1684
Réf.	**671879**	**671880**
€	~~2642,50 -~~	~~3137,50 -~~
€ PROMO	**1930 -**	**2290 -**



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

COMBINÉ DE LABORATOIRE ATEX

LIEBHERR



- Cuve sécurisée
- Refroidissement ventilé : partie réfrigérateur
- Refroidissement statique : partie congélateur
- Dégivrage automatique : partie réfrigérateur
- Dégivrage manuel : partie congélateur
- Alarme ouverture de porte
- Alarme température
- Contact libre de potentiel
- Port d'accès pour sonde de température 1 x 10mm

EQUIPEMENT STANDARD :

+ Porte avec serrure.
+ Livré avec tablette en verre et tiroirs.

Modèle	SCFFG 4002
Volume (brut/net) (l)	267 / 199
Volume congélateur (brut/net) (l)	110 / 62
Porte	2 portes pleines
Température qualifiable/ Température congélateur	5 °C ± 3 °C / - 20 ± 5 °C
Température réglable / Température congélateur réglable	+ 3 °C jusqu'à + 16 °C / – 9 °C jusqu'à – 30 °C
Tablette verre	4 tablettes verre 440 x 409
Tiroirs congélateur	3
Dimensions ext. l x p x h (mm)	597 x 654 x 2044
Réf.	**671953**
€	~~3147,50 -~~
€ PROMO	2290 -

OPTION ~ PRÉPARATION POUR LE SUIVI MÉTROLOGIE*

Réf.	Désignation	€
671913	Passage de cuve latérale ø 38 mm pour sondes	150 -

* Cette option permet de mettre en place un port d'accès de ø 38 mm prévu pour le passage des sondes de mesure de la température dans le cadre des qualifications des appareils par exemple.

CONGÉLATEUR DE LABORATOIRE MEDILINE ATEX ~ 25 °C ± 5 °C

LIEBHERR



- Cuve sécurisée
- Refroidissement statique
- Dégivrage manuel
- Alarme ouverture de porte
- Alarme température
- Contact libre de potentiel
- Port d'accès pour sonde de température 1 x 10mm

EQUIPEMENT STANDARD :

+ Porte avec serrure.
+ Livré avec tablette en verre ou tiroirs.

Modèle	SFFFG 5501
Volume (brut/net)	499/394
Porte	Vitrée
Température qualifiable	- 25 °C ± 5 °C
Température réglable	- 9 °C jusqu'à - 30 °C
Niveau sonore	49
Dimensions ext. (L x p x h) (mm)	747 x 769 x 1684
Réf. avec tiroirs	**671945**
€	~~3322,50 -~~
€ PROMO	2650 -

CONGÉLATEUR DE LABORATOIRE AVEC CUVE ABS ~ 25 °C ± 5 °C

LIEBHERR



- Refroidissement statique
- Dégivrage manuel
- Alarme ouverture de porte
- Alarme température
- Contact libre de potentiel
- Port d'accès pour sonde de température 1 x 10 mm

EQUIPEMENT STANDARD :

+ Porte avec serrure.
+ Livré avec tablettes verres et tiroirs.

Modèle	SFFSG 4001
Volume (brut/net) (l)	316/242
Porte	Pleine
Froid	Statique
Température qualifiable	-25 °C ± 5 °C
Température réglable	-9 °C jusqu'à -30 °C
Dégivrage	Manuel
Tiroirs/Tablettes	Tiroirs ou tablettes
Dim. ext. (L x p x h) (mm)	597 x 654 x 1884
Réf. à tiroirs	**671944**
€	~~2767,50 -~~
€ PROMO	2150 -

* Cette option permet de mettre en place un port d'accès de ø 38 mm prévu pour le passage des sondes de mesure de la température dans le cadre des qualifications des appareils par exemple.

CONGÉLATEUR DE LABORATOIRE ATEX -25 °C ± 5 °C

LIEBHERR

- Cuve sécurisée
- Refroidissement statique
- Dégivrage manuel
- Alarme ouverture de porte
- Alarme température
- Contact libre de potentiel
- Port d'accès pour sonde de température 1 x 10mm

GARANTIE 3 ANS

NEW

EQUIPEMENT STANDARD :

+ Porte avec serrure.
+ 3 bacs.



Modèle	SFTFG 1501
Volume (brut/net) (l)	101/71
Porte	Pleine
Température qualifiable	-25 °C ± 5 °C
Température réglable	-9 °C jusqu'à -30 °C
Niveau sonore (dB)	40
Tiroirs	3 tiroirs
Dimensions ext. l x p x h (mm)	597 x 605 x 819
Réf.	**672172**
€	~~1947,50 -~~
€ PROMO	**1400 -**

CONGÉLATEURS - 86 °C DOUBLES CIRCUITS INDÉPENDANTS TWINGUARD ECO PHCBI

PHCBI

Système de refroidissement double compresseurTwin Guard pour une sécurité optimale des échantillons.
Les congélateurs ultra-basse température Twin Guard Eco nouvelle génération utilisent des réfrigérants naturels et des compresseurs à variateur de fréquence, réduisant ainsi la consommation d'énergie.
Le système de refroidissement double offre une protection élevée grâce à l'utilisation de deux systèmes de réfrigération indépendants.
En cas de panne soudaine d'un système, l'autre maintient la température du congélateur à -75 °C sans limite de temps.

NEW



299671

- Pour un stockage allant de 384 à 576 boîtes de 2 ml
- Système de réfrigération à 2 compresseurs indépendants
- Réfrigérants naturels
- Isolation haute performance par panneaux VIP dernière génération
- Sous-portes super isolées, véritables barrières
- Thermiques et permettant un dégivrage facile
- Verrouillage electronique de la porte et historique des ouvertures de porte
- Homogénéité et stabilité exceptionnelles
- Temps de retour à la consigne très court
- Réchauffement très lent en cas de coupure de courant
- Très silencieux
- Port USB pour la récupération des données de température et alarmes
- Contact sec et passages de sonde en standard
- Compresseurs garantis 36 mois

Modèle	MDF-DU503VXH-PE	MDF-DU703VXH-PE
Dim. ext. l x p x h (ml)	790 x 882 x 1988	1030 x 882 x 1988
Volume (l)	528	729
Nombre de boîtes*	384	576
Température	-86 °C	
Ecran	Ecran tactile couleur LCD, contrôle avec gants avec port USB	
Isolation	PUF/VIP Plus 80 mm	
Portes internes	2	2
Compartiments	4	4
Niveau sonore (dB)	52	52
Poids (kg)	262	296
Alimentation	220 / 230 / 240 V 50HZ	
Réf.	**299670**	**299671**
€	~~21765 -~~	~~24822 -~~
€ PROMO	**14050 -**	**16170 -**

* 2" boxes



299670

Doubles compresseurs indépendants, fiables, consommation énergétique réduite.

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

ASPIRATEUR DE GIVRE IZIDEFROST+ POUR CONGÉLATEURS

Izibio



Aspirateur indispensable pour réaliser le dégivrage des congélateurs de façon.

- Très facile et pratique à utiliser, très bonne aide pour le dégivrage régulier sans éteindre le congélateur
- Le dégivrage régulier réduit les coûts de consommation électrique et prolonge la vie des équipements
- Equipé d'un grattoir en inox
- Equipé d'un filtre Hepa en sortie d'air : évite les contaminations en cas d'aspiration d'un échantillon
- Cuve inox de 22 l
- Utilisable sur les congélateurs -20 °C/-30 °C, -80 °C et -150 °C

Réf.	111115
€	~~4201 -~~
€ PROMO	3342 -

Rapide et facile à utiliser

CRYOGANTS

cryokit® cryogenic protection

EN388 2231X | EN511 221



- Gants très souples Cryokit 400
- Utilisables de -196 °C à +150 °C
- Longueur 40 cm

T.8	T.9	T.10	T.11	€ / la paire	€ PROMO
005206	005207	005208	005209	~~206 -~~	112 -

Retrouvez nos autres EPI pour la cryogénie sur notre site.

RACKS DE STOCKAGE POUR CRYOBOITES POUR CONGELATEURS -80 °C

Le rack de stockage pour congélateur conçu pour accueillir des boîtes standards de dimensions 133 x 133 x 50 mm.

- Capacité de 24 boîtes (4 × 6)
- Structure robuste en acier inoxydable ; assure une excellente résistance au froid
- Organisation optimale des échantillons dans un congélateur vertical
- Deux modèles : à tiroirs ou fixe à accès latéral





Type de rack	Tiroirs	Acces latéral
Compatibilité boîtes	Boîtes standards 133 x 133 x 50 mm	Boîtes standards 133 x 133 x 50 mm
Capacité	24 boîtes (4 x 6)	24 boîtes (4 x 6)
Dimensions extérieures l x p x h (mm)	140 x 559 x 321	140 x 559 x 321
Matériau	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Référence	972008	972009
€	~~278 -~~	~~176,70 -~~
€ PROMO	100 -	64 -

CRYOTUBES BIOBASED

ClearLine

DNase RNase · ADN humain · Endo-toxines · ATP · Inhibiteur de PCR · GoGreen · Fabriqué en Europe



- Produits en polymères biosourcés, fabriqués à partir d'au moins 90 % de matières premières renouvelables (ex. déchets et résidus de raffinage d'huile, végétale ou d'huile de friture usagée)
- Usines de fabrication en Italie et en Slovaquie

Réf.	Vol. (ml)	Modèle	Jupe	Unités/ sachet	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
Bouchon à pas de vis interne							
395096	1,2	1D	Oui	50	500	~~195,40~~ -	120 -
395100	2	1D	Oui	50	500	~~195,40~~ -	120 -
395102	2	1D	Non	50	500	~~195,40~~ -	120 -
395105	4	1D	Oui	50	500	~~226~~ -	138 -
395106	4	1D	Non	50	500	~~226~~ -	138 -
395110	5	1D	Oui	50	500	~~238~~ -	146 -
395111	5	1D	Non	50	500	~~238~~ -	146 -
Bouchon à pas de vis externe							
395095	1,2	1D	Oui	50	500	~~195,40~~ -	120 -
395098	2	1D	Oui	50	500	~~195,40~~ -	120 -
395101	2	1D	Non	50	500	~~195,40~~ -	120 -
395103	3	1D	Oui	50	500	~~207~~ -	127 -
395104	4	1D	Oui	50	500	~~226~~ -	138 -
395108	5	1D	Oui	50	500	~~238~~ -	146 -
Bouchon à pas de vis interne							
395099	2	2D	Oui	50	500	~~936~~ -	459 -
395109	5	2D	Oui	50	500	~~936~~ -	459 -
Bouchon à pas de vis externe							
395097	2	2D	Oui	50	500	~~936~~ -	459 -
395107	5	2D	Oui	50	500	~~936~~ -	459 -

CRYOBOÎTES BLANCHES EN CARTON

ClearLine



- En carton hydrophobe
- Température d'utilisation : -196°C

Dimensions L x l x h (mm)	Séparateur	Nb de tubes	Ø tube (mm)	Type de tubes	Blanc	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
133x133x51	Oui	9 x 9	12.7	Cryotube 0,5 à 2ml	**972015**	1	~~6,20~~ -	1 -
	Oui	10 x 10	11.5	Microtube 0,5 à 2ml	**972016**	1	~~6,20~~ -	1 -

CRYOBOÎTES EN POLYCARBONATE CRYOGEN®

ClearLine

- En polycarbonate
- Couvercles transparents, avec marquage numérique de chaque emplacement, avec coins coupés
- Zone de marquage dépolie sur cryoboîte et couvercle
- Température d'utilisation : -196 °C à +121 °C
- Autoclavables

Fabriqué en Europe



GoGreen — 1/3 énergie solaire + emballage en carton recyclé

Livrées avec tige collectrice

Dim. L x l x h (mm)	Séparateur	Nb de tubes	Diam. tube (mm)	Type de tubes	Bleu	Vert	Rouge	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
132 x 132 x 52	Oui	9 x 9	12,5	Cryotube 0,5 à 2ml	**390479**	**390481**	**390480**	1	~~6~~ -	4,21 -

COOLCELL

- En mousse en polyuréthane
- Système de congélation sans alcool ou liquide réfrigérant
- Congélation des cellules à raison de -1 °C/minute lorsqu'il est placé dans un congélateur à -80 °C
- Congélation uniforme des tubes

COOLCELL LX

- Noyau en alliage thermoconducteur
- Couvercle design biseauté pour une ouverture facile et un accès au haut des tubes
- Puits numérotés

Modèle	Compatibilité	Nb de tubes	Dim.(Ø x h) mm	Violet	Vert	Orange	Fuschia	€	€ PROMO
CoolCell LX	Cryotubes 2 ml	12	117 x 99	**830159**	**830105**	**830106**	**830107**	~~226,30~~ -	168 -

CORNING



GoGreen — Congelez vos cellules, sans utiliser d'Isopropanol, à raison de -1 C° par minute

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

BACS À GLACE



1 litre



4 litres, rectangulaire

- Incassables
- Empilables
- Légers
- Imperméables
- Fond plat

Vol. (l)	Couvercle	Dim. (mm) L x l x H	Vert	Bleu	Vert clair	Violet	€	€ PROMO
1	Sans	159 x 159 x 95	**830087**	-	-	**830131**	~~86,30 -~~	61 -
4	Sans	311 x 222 x 114	-	**830116**	**830117**	**830120**	~~137,30 -~~	97 -

CONTAINERS NON PRESSURISÉS POUR AZOTE LIQUIDE CRYOPAL



TR 60

- Pour le stockage d'azote liquide
- Récipients non pressurisés
- Construction en aluminium et alliage léger avec un col en matériau composite alliant faible consommation, légèreté et robustesse
- Possibilité d'ajouter un système de soutirage et poignée verseuse

GAMME TR NON PRESSURISÉE

Modèle	TR 21	TR 26	TR 60
Capacité (l)	21,5	26	60
Evaporation journalière (l/j) *	0,18	0,2	0,4
Autonomie statique (j) *	119	130	150
Hauteur intérieure totale	535	612	800
Réf.	**082270**	**082271**	**082273**
€	~~1157 -~~	~~1238 -~~	~~1798 -~~
€ PROMO	789 -	844 -	1226 -

* L'évaporation journalière et l'autonomie statique s'entendent à 20 °C, 1013 mb, récipient immobile, bouchon fermé et sans aménagement.
Ces valeurs sont nominales et peuvent varier en fonction de l'historique du récipient et des tolérances de fabrication.

MACHINES À GLACE



Avec réserve - glace grain.

Modèle	GB 601 A-HCX	GB 902 A-HCX	GB 903 A-HCX
Dimensions l x p x h (mm)	450 x 620 x 680	500 x 660 x 690	500 x 660 x 800
Refroidissement condenseur	Air	Air	Air
Production en 24 h* (kg)	67	105	105
Capacité / réserve	10	20	30
Type de glace	Grain	Grain	Grain
Puissance (Watt)	400	470	470
Fluide réfrigérant	R-290	R-290	R-290
Consommation d'eau (l/kg)	1	1	1
Réf.	**670600C**	**670345C**	**670347C**
€	~~4102 -~~	~~4252 -~~	~~4500 -~~
€ PROMO	2881 -	2986 -	3160 -

* Pour température air/eau 21/15 °C.

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	€
670353B	Système antitartre complet avec 1 cartouche	**442 -**
670354	Kit 2 cartouches de rechange	**109 -**

DEWARS DE TRANSPORT





Ampoule interne en verre borosilicaté 3.3DIN/ISO 3585

- Pour le stockage et le transport de LN_2, CO_2
- Gamme de températures d'utilisation de -200 °C à + 200 °C
- Poignée de transport sur le boîtier, clamps de fermeture et couvercle
- Utilisables avec l'azote liquide en perçant le couvercle (trou Ø 2 mm environ)

			Aluminium		
Vol.	ø ext. x h (mm)	ø int. x h (mm)	Réf.	€	€ PROMO
1	100 x 150	120 x 215	**091353**	~~464 -~~	230 -
2	138 x 170	160 x 245	**091354**	~~526 -~~	261 -
3	138 x 230	160 x 305	**091355**	~~646 -~~	320 -
4	138 x 310	160 x 382	**091356**	~~797 -~~	396 -

UNITÉS DE FILTRATION SARTOLAB RF ET BT

SARTORIUS

- Unités prêtes à l'emploi pour filtration sous vide de solutions de 150 ml à 1 l
- Unités complètes ou entonnoirs pour flacon col 45 mm
- Surface de filtration augmentée pour un meilleur débit de filtration
- Membrane PES optimisée pour faible adsorption aspécifique des protéines
- Stérilisation radiation E-beam (SAL 10^{-6})
- Emballage individuel stérile

Stérile

FABRIQUÉ EN EUROPE

UNITÉS DE FILTRATION SARTOLAB RF

- Unités complètes de filtration
- Graduations et zones de marquage

Réf.	Seuil (µm)	Volume entonnoir et bouteille (ml)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
845220	0,1	250	12	~~148 -~~	55 -
845212	0,22	150	12	~~134 -~~	43 -
845213		250	12	~~148 -~~	52 -
845214		500	12	~~238 -~~	59 -
845215		1000	12	~~296 -~~	98 -
845207	0,45	150	12	~~134 -~~	58 -
845208		250	12	~~148 -~~	65 -
845209		500	12	~~238 -~~	72 -
845210		1000	12	~~296 -~~	122 -



845716 845214 845722

ENTONNOIRS DE FILTRATION SARTOLAB BT

- Entonnoirs de filtration avec couvercle et adaptateur de prise de vide
- Graduations et zones de marquage

Réf.	Seuil (µl)	Volume (ml)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
845719	0,22	150	24	~~132,70 -~~	85 -
845720	0,22	250	24	~~150,10 -~~	100 -
845715	0,22	500	24	~~209 -~~	146 -
845716	0,22	1000	24	~~295 -~~	208 -
845721	0,45	1000	24	~~301 -~~	208 -

FLACON RÉCEPTEUR POUR UNITÉS DE FILTRATION

- Profil optimisé pour préhension facile
- Corps polystyrène, capuchon HDPE (emballé individuellement)

Réf.	Seuil (µm)	Volume (ml)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
845722	0,22	150	24	~~75,10 -~~	50 -
845723	0,22	250	24	~~93,80 -~~	63 -
845724	0,22	500	24	~~112,60 -~~	76 -
845725	0,22	1000	24	~~150,10 -~~	102 -

UNITÉ DE FILTRATION RF 50 STÉRILE SUR TUBE

SARTORIUS

Stérile

FABRIQUÉ EN EUROPE



Retrouvez les unités d'ultrafiltration Vivaspin page 40

- Filtration sous vide de solutions jusqu'à 50 ml
- Membrane PES optimisée pour faible adsorption aspécifique des protéines
- Stérilisation radiation E-beam (SAL 10-6)
- Emballage individuel stérile

Réf.	Volume max.	Seuil de filtration (µm)	Unités/ carton	€	€ PROMO
978885	50 ml	0.22	24	~~209 -~~	134 -

SUPPORT ROTATIF POUR UNITÉS DE FILTRATION SOUS VIDE SARTOLAB MULTISTATION

SARTORIUS



- Support de filtration sous vide pour filtration simultanée de 1 à 6 échantillons :
  - + Tête rotative sur 360 °C facilitant la manipulation des échantillons
  - + Compatible avec toutes les unités de filtration Sartolab RF et BT
  - + Raccordement à un tuyau à vide de diamètre intérieur de 4 à 10 mm

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
978884	Support de filtration rotatif MultiStation	~~3284 -~~	1725 -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

SYSTÈMES DE FILTRATION SOUS VIDE MICROSART

SARTORIUS



845016

Retrouvez les accessoires et les pompes sur Dulis.be et Dulis.nl

- Appareil de filtration sous vide pour le contrôle de la qualité microbiologique d'échantillons liquides
- Utilisation gaucher/droitier grâce au support membrane orientable à 360°
- Récupération aisée de la membrane sans risque de contamination secondaire grâce au filtre évent stérile présent sur chaque poste

Matériau	Acier inox
Ø des membranes (mm)	47 et 50
Stérilisation	Autoclavable à 121 °C ou 134 °C, chaleur sèche : 150 °C, passage à la flamme
Support de membrane	Crantée en acier inoxydable
Raccords	Olive cranté pour connexion à tuyau à vide de diamètre intérieur de 7 mm

RAMPES MICROSART - VERSION SANS ENTONNOIRS

- A compléter par un entonnoir de filtration

Nombre de postes	Pour entonnoirs Microsart			Pour unités Biosart 100			Pour unités Biosart 250		
	Réf.	€	€ PROMO	Réf.	€	€ PROMO	Réf.	€	€ PROMO
1	**845015**	~~2079 -~~	1520 -	**845019**	~~2102 -~~	1540 -	**845023**	~~2148 -~~	1570 -
2	**845016***	~~3193 -~~	2330 -	**845020***	~~3227 -~~	2360 -	-	-	-
3	**845017**	~~3859 -~~	2800 -	**845021**	~~3940 -~~	2850 -	**845024**	~~3859 -~~	2800 -
6	**845018**	~~5915 -~~	4350 -	**845022**	~~6019 -~~	4370 -	**845025**	~~5984 -~~	4370 -

* Corps de la rampe coudée.

RAMPES MICROSART - VERSION COMPLÈTE AVEC ENTONNOIRS INOX



- Livrée avec entonnoirs 100 ou 500 ml (couvercle et joint), support pour filtre de 47 et 50 mm (fritté et joint), bouchons et tuyau en silicone avec raccord rapide (20 cm)

Réf.	Nombre de postes	Entonnoir (ml)	€	€ PROMO
845026	1	100	~~2205 -~~	1650 -
845027	3	100	~~4456 -~~	3330 -
845028	6	100	~~7259 -~~	5400 -
845029	1	500	~~2286 -~~	1710 -
845030	3	500	~~4698 -~~	3500 -
845031	6	500	~~7546 -~~	5600 -

ENTONNOIRS MICROSART 100/250 À USAGE UNIQUE

SARTORIUS



Stérile

- Entonnoirs en polypropylène
- Pour membrane diamètre 47 mm
- Graduations marquées à 20, 50 et 100 ml
- Forme optimisée pour un rinçage approfondi du système de filtration

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ cartoon	€ PROMO
147844	Entonnoir Microsart 100, stérile	5 x 20	~~185,20 -~~	110 -
147845	Entonnoir Microsart 250, stérile	6 x 16	~~204 -~~	120 -

POMPE SENTINO POUR ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

PALL



- Pour entonnoir magnétique, entonnoirs usage unique MicroFunnel™ et Microcheck
- Compact et portable pour utilisation facile sous hotte
- Alimentation : bloc d'alimentation

Matériaux	Polymère ABS-polycarbonate (corps)
	Polyester (clavier)
	Polypropylène (adaptateur pour entonnoir)
Gamme de température	15-30 °C
Réf.	**278367**
€	~~2098 -~~
€ PROMO	1385 -

ENTONNOIRS DE FILTRATION MAGNÉTIQUE SENTINO

PALL

- Acceptent membrane diamètre 47 mm
- Faciles à utiliser : le joint magnétique antifuite permet une utilisation d'une seule main
- Sécurité d'utilisation : la construction robuste en plastique polyphénylsulfone est incassable et offre une large gamme de compatibilité chimique
- Mise en place simple : les guides de membrane permettent de centrer le filtre sur la plateforme



Réf.	Volume entonnoir	Aire de filtration effective	Hauteur mm	Diamètre mm	Cond.	€	€ PROMO
278060	150	9,6 cm² (diamètre effectif 36 mm)	118	76	1	~~302 -~~	202 -
278062	300	9,6 cm² (diamètre effectif 36 mm)	168	76	1	~~358 -~~	238 -
278063	500	13,1 cm² (diamètre effectif 41 mm)	166	89	1	~~415 -~~	277 -

DISTRIBUTEUR DE MEMBRANES SENTINO

PALL

Pour améliorer le rendement de votre laboratoire de microbiologie.

- Chargement et déchargement aisés de la recharge à tout moment de l'utilisation
- Clavier à effleurement : distribution de manière aseptique d'une membrane en appuyant sur un bouton
- Conçu pour contenir 200 membranes : permet de gagner du temps en éliminant les interruptions pour recharger le distributeur



Réf.	Désignation	€	€ PROMO
278366	Distributeur de membranes SENTINO	~~2369 -~~	1600 -

MEMBRANE

Réf.	Désignation	Cond.	€	€ PROMO
278846	Membrane ester de cellulose miste MCE 0,45 µm blanche quadrillée noire diamètre 47 mm	1000	~~554 -~~	376 -

SYSTÈME DE FILTRATION WATERVAC COMPLET AVEC ENTONNOIR INOX 100 ML

ROCKER

- Unité compacte, gain de place sur la paillasse
- Gain de temps
- Plusieurs configurations possibles
- Idéal pour travailler sous hotte



Modèle	WaterVac 100
Vide maximum (mbar)	313
Débit maximum (l/min)	4,5
Ø int / ext du tuyau d'évacuation (mm)	4 / 8
Nombre de postes	1
Dimensions L x p x h (mm)	170 x 120 x 96
Réf.	**886216**
€	~~1060 -~~
€ Promo	625 -

SYSTÈMES DE FILTRATION COMPLETS EN VERRE CLEARLINE

ClearLine

- Unités de filtration en verre
- Fritté en verre Pyrex, porosité 10 µm
- Pour filtration de solvants organiques, solutions aqueuses ou acides en HPLC
- Compatibles avec des membranes filtrantes de diamètre 47 ou 50 mm
- Avec verre fritté rodé ou verre fritté + bouchon
- Livrés complets avec entonnoir, support de filtre, fiole à vide, pince en aluminium, flexible en caoutchouc, bouchon de filtration

Smart CHOICE



Réf.	Entonnoir (ml)	Fiole à vide (ml)	Support de filtre	€/ carton	€ PROMO
258700	300	1000	Verre fritté rodé	~~282 -~~	169 -
258701	300	1000	Verre fritté + bouchon	~~231 -~~	139 -
258702	1000	2000	Verre fritté + bouchon	~~484 -~~	289 -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

LES INDISPENSABLES

SOLVANTS QUALITÉ TECHNIQUE

Dutscher CHEMICALS



Réf.	Désignation	Grade -norme	Conditionnement	€	€/ PROMO
000974	Eau déminéralisée	Grade technique	5 l	~~14,30 -~~	5 -

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE SHIELDSKIN CHEM™ NEO NITRILE™ 300

SHIELD Scientific compliance comfort protection

ISO374-1
Type A - AJKLNPT
ISO374-5:2016
VIRUS



- Bi-matériaux : bicouche nitrile/néoprène (intérieur blanc, extérieur rouge), technologie TwinSHIELD™ double trempage
- Longueur 300 mm ; épaisseur paume : 0,31 mm
- Risque biologique : AQL 0,25 supérieur à la norme - niveau 3
- Risque chimique : type A (AJKLNPT)

XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unités/ boîte	€ / boîte
065809	065810	065811	065812	065813	065814	40	~~68,70 -~~

A partir de 25 % de remise !
Consulter nos prix promo sur
Dulis.be et Dulis.nl

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE

SHIELD Scientific compliance comfort protection

ISO374-1
Type A - KPTOMS
ISO374-5:2016
VIRUS
EN 388
2xxxx

GoGREEN

SMARTLine™





- Gants non poudrés bi-matériaux : néoprène/nitrile
- Technologie double couche, gant plus résistant et risque de microperforations réduit.
- Couche extérieure protectrice (vert) associée à une couche intérieure douce et confortable (violet)
- Extrémités fortement texturées assurant une excellente préhension
- Risque biologique : AQL = 1,0 - étanche aux virus selon ISO16604 procédure B
- Risque chimique : type A (KPTOMS)
- Longueur minimale : 290 mm
- Epaisseur paume : 0,19 mm


Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unités/ boîte	€/ boîte
Réf.	065966	065967	065968	065969	065970	065971	50	~~31,80 -~~

A partir de 25 % de remise !
Consulter nos prix promo sur
Dulis.be et Dulis.nl

BOUCHON DE SÉCURITÉ SAFETY WASTE CAPS

- Tête rotative à 360° en PTFE pour changement facile de tubulure sans torsion des tubes
- Fournis avec 4 raccords PFA pour capillaires Ø ext, 1,6 à 3,2 mm
- Fournis avec 3 raccords PP pour tubes Ø int 5 à 11,5 mm
- Connectique en GL14 pour filtre évent
- Fournis avec 9 bouchons

Réf.	Réf. SCAT	Filetage	€	€/ PROMO
959566	350045	GL45	~~185,20 -~~	139 -





ENTONNOIR LISA

- S'adapte sur le dessus du bouchon Safety Waste Caps Lisa V3.0
- Couvercle avec joint pour l'étanchéité
- Pour le versement sécurisé de vos déchets

Désignation	Filetage	Réf.	Réf. SCAT	€	€/ PROMO
Entonnoir Lisa	M30 X 35	**496102**	350120	~~73,50 -~~	56 -





496102

FILTRES ÉVENT V3.0 POUR BOUCHON DE SÉCURITÉ

- 3 tailles disponibles selon durée de vie souhaitée - à l'unité ou en version multipack plus économique
- Structure multicouche composée de trois types de charbon actif pour la rétention des vapeurs acides, basiques et des solvants.
- Indicateur de durée de vie restante après activation par pression
- Montage GL14

Réf.	Réf. SCAT	Taille	Durée de vie maximum	Unités/ carton	€/ carton	€/ PROMO
959508	410534	S	3 mois	1	~~73,60 -~~	54 -
959511	490335			4	~~237 -~~	182 -
959509	410535	M	6 mois	1	~~112,80 -~~	79 -
959512	490336			2	~~192,40 -~~	147 -
959425	407986	L	12 mois	1	~~156,70 -~~	109 -
959514	490986			2	~~225 -~~	172 -



959508



959509



959425

ABSORBANTS CHIMIQUES PIG HAZ-MAT

Les absorbants Pig Haz-Mat sont idéaux pour prévenir la dispersion ou intervenir en cas de déversement chimique. Leur conception en polypropylène résiste aux produits chimiques les plus agressifs !

- Pour l'absorption d'une large gamme de produits chimiques (ex : acide sulfurique à 98 %, hydroxyde de sodium à 30 %)
- Feuilles à motif alvéolé : absorption plus rapide sur toute la surface de la feuille, sans effet déperlant

FEUILLES EN SAC

Réf.	Désignation	Dimensions (mm)	Absorption (l/sac)	Feuilles/ sac	€ le sac	€/ PROMO
333202	Feuilles triple épaisseur	380 x 510	41,8	50	~~147,50 -~~	65 -
333203	Feuilles tapis triple épaisseur	380 x 510	83,6	100	~~290 -~~	135 -
333204	Feuilles simple épaisseur	380 x 510	83,6	200	~~326 -~~	150 -

FEUILLES EN BOÎTE

Réf.	Désignation	Dimensions (mm)	Absorption (l/boîte)	Feuilles/ boîte	Boîtes/ carton	€/ carton	€/ PROMO
333206	Feuilles triple épaisseur carton distributeur	250 x 330	37,1	100	1	~~135,20 -~~	80 -
333207	Feuilles triple épaisseur carton distributeur bench	330 x 250	37,1	25	4	~~198,20 -~~	115 -



333207



333202



333206



333205

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

KIT D'INTERVENTION COMPACT POUR DÉVERSEMENT CHIMIQUE

FABRIQUÉ EN EUROPE



- Kit d'intervention d'urgence, en cas de déversement de produits chimiques

CONTENU DU KIT

+ 1 kit pour déversements compact pig®,
+ 6 tapis absorbants,
+ 2 coussins,
+ 2 sacs de mise en rebut temporaire,
+ 2 attaches

Réf.	Type de contenant	Capacité d'absorption (l)	€ le kit	€ PROMO
333231	Sac transparent compact avec poignée	6,7	~~104,80 -~~	65 -

KITS D'INTERVENTION POUR DÉVERSEMENT CHIMIQUE

+ d'infos
dulis.be / dulis.nl



- Kits d'intervention d'urgence, en cas de déversement de produits chimiques

CONTENU DU KIT

+ 2 sacs de mise en rebut temporaire,
+ 2 attaches,
+ 20 feuilles heavy weight,
+ 1 boudin

Réf.	Type de contenant	Capacité d'absorption (l)	€ le kit	€ PROMO
333210	Sac haute visibilité avec fermeture à cordelettes, pour le transport et l'accrochage	10,4	~~178,10 -~~	45 -

ARMOIRES SOUS PAILLASSE ASECOS : LA SOLUTION IDÉALE POUR SÉCURISER VOS PRODUITS TOUT EN OPTIMISANT VOTRE ESPACE

asecos

En stock – Quantités limitées !
Commandez maintenant pour une livraison rapide.
Le prix promotionnel reste garanti pendant toute l'offre, même en cas de rupture de stock.



571333



571051

***Nécessite l'adaptateur de connexion DN 50**

ARMOIRE SOUS PAILLASSE RÉSISTANCE AU FEU 90 MINUTES

- Conforme NF EN 14470-1
- Construction robuste en acier revêtu époxy
- Raccord Ø 50 mm pour connexion à une extraction d'air
- Jusqu'à 18 bouteilles en 1 l, 36 bouteilles de 1 l selon modèle
- Equipée d'un tiroir acier revêtu époxy et d'un caillebotis en acier inoxydable
- Mobile : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire

Dimensions extérieures (L x p x h) (mm)	593 x 574 x 600	1102 x 574 x 600
Contenance	Jusqu'à 16 bouteilles de 1 L	Jusqu'à 36 bouteilles de 1 L
Réf.	**571333**	**571359**
€	~~1976 -~~	~~2789 -~~
€ PROMO	1599 -	2099 -
Caisson de filtration AS (filtre pour inflammables)*		
Réf.	**571051**	
€	~~1572 -~~	
€ PROMO	1199 -	
Connexion DN 50 pour raccord au caisson de ventilation		
Réf.	**571338**	
€	~~96 -~~	
€ PROMO	75 -	
Socle à roulette optionnel*		
Réf.	**571338**	**571543**
€	~~96 -~~	~~187,30 -~~
€ PROMO	75 -	149 -

*Nécessite l'adaptateur de connexion DN 50 à remettre en bas du tableau comme bloc suivant



571359

ARMOIRE SOUS PAILLASSE POUR ACIDES ET BASES

- Deux compartiments indépendants
- Conforme NF EN 16121/16122
- Construction robuste en acier revêtu époxy
- Revêtement intérieur mélaminé et conduit d'aération non métallique pour résister à la corrosion
- Equipée de deux étagères coulissantes (panneau/PP mélamine)
- avec bac de rétention étanche et amovible en PE (capacité 15 l)
- Portes battantes munie d'une serrure avec indicateur de verrouillage (rouge/vert)
- Jusqu'à 36 bouteilles de 1 l

Dimensions extérieures l x P x H (mm)	1100 x 570 x 600
Contenance	
Réf.	571013C
€	~~1468 -~~
€ PROMO	1099 -
Caisson de filtration BE (filtre pour dominantes corrosives)*	
Réf.	571004
€	~~1788 -~~
€ PROMO	1399 -
Connexion DN 50 pour raccord au caisson de ventilation	
Réf.	571338
€	~~96 -~~
€ PROMO	75 -
Socle à roulette optionnel	
Réf.	571543
€	~~187,30 -~~
€ PROMO	149 -

*Nécessite l'adaptateur de connexion DN 50 à remettre en bas du tableau comme bloc suivant



571004



ARMOIRE DE SÉCURITÉ SOUS PAILLASSE COMBINÉE RÉSISTANCE AU FEU 90 MINUTES

- Un compartiment pour les inflammables et un compartiment pour les corrsosifs
- Conforme NF EN 14470-1
- Construction robuste en acier revêtu époxy
- Raccord Ø 50 mm pour connexion à une extraction d'air
- Equipée d'un tiroir (tôle d'acier revêtement époxy) et d'une étagère coulissante (panneau/PP mélamine)
- Munie d'une serrure avec indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- Mobile : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire

Dimensions extérieures (L x p x h) (mm)	1102 x 502 x 601
Réf.	571353
€	~~2720 -~~
€ PROMO	2099 -
Caisson de filtration BE (filtre pour dominantes corrosives)*	
Réf.	571004
€	~~1788 -~~
€ PROMO	1399 -
Connexion DN 50 pour raccord au caisson de ventilation	
Réf.	571338
€	~~96 -~~
€ PROMO	75 -
Socle à roulette optionnel	
Réf.	571543
€	~~187,30 -~~
€ PROMO	149 -

***Nécessite l'adaptateur de connexion DN. 50.**



571353

DESSICCATEURS AVEC CHÂSSIS RENFORCÉ D'ALUMINIUM ANODISÉ

- Châssis renforcé d'aluminium anodisé
- Dessiccant inclus
- Serrure magnétique
- Avec hygromètre de précision

	Star	Super star
Matériau	En acrylique transparent, permettant une bonne observation	
Dispositifs pour l'adduction du gaz incluant des soupapes de sûreté et des tubes de raccordement		x
Nombre d'étagères max.	26	
Nbr de plateaux dessiccants	1	
Nbr d'étagères ajustables livrées	4 (verre)	
Pieds	4 pieds anti-dérapants en caoutchouc	
Nombre de portes	1	
Température	-20 °C à +70 °C	
Dim. ext. (L x h x p) (mm)	304 x 520 x 375	
Dim. int.utiles (L x h x p) (mm)	260 x 480 x 320	
Volume total (l)	45	
Réf.	490900	490901
€	~~1404 -~~	~~2149 -~~
€ PROMO	890 -	1141 -



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

BAIN À ULTRASONS ELMASONIC SELECT

Premium Partner



- 5 modes d'ultrasons pour un meilleur résultat
- Livré avec couvercle
- Livré sans panier, à commander séparément

Modèle	Select 300
Interface	Digitale
Volume (l)	22,0
Dimensions internes (L x p x h) (mm)	475 x 270 x 195
Dimensions panier (L x p x h) (mm)	455 x 250 x 110
Gamme de température (°C)	+40 à +80
Fréquence ultrasons (kHz)	37
Puissance ultrasons (W)	300
Mode d'utilisation	Continu, minuteur, degas, Eco, Sweep, Dynamic
Réf. bain	**497721**
€	~~2239 -~~
€ PROMO	**2015 -**

MODULE DE NETTOYAGE DE TAMIS POUR BAINS À ULTRASONS ELMA

Premium Partner



- En acier inoxydable
- Système intégré pour la rotation des tamis
- Capacité 4 tamis Ø 200/203 mm
- Position inclinée des tamis pour un nettoyage optimal
- Préservation du maillage et de la calibration
- Compatible avec les bains à ultrasons Elmasonic 300, 450 et 900

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
497700	Module de nettoyage de tamis pour bains à ultrasons Elma	~~1514 -~~	**1363 -**

BOÎTE ANTI-BRUITS ELMA MUTEBOX

Premium Partner



- Lampe halogène latérale
- Extérieur acier inox
- Réduit le bruit des bains à ultrasons jusqu'à maximum - 85 dB
- Extraction des vapeurs pour éviter l'accumulation de chaleur et d'humidité

Modèle	Mutebox XL
Compatibilité bains Elmasonic	70 - 80 - 150 - 200 - 300
Dimensions externes (L x p x h) (mm) portes et couvercles fermés	860 x 605 x 525
Dimensions externes (L x p x h) (mm) portes et couvercles ouverts	860 x 975 x 1085
Dimensions internes (L x p x h) (mm)	710 x 450 x 445
Poids (kg)	26,2
Réf.	**497924**
€	~~1151 -~~
€ PROMO	**1036 -**

FIOLES JAUGÉES PFA CLASSE A AVEC BOUCHON À VIS

- Avec certificat de lot
- Autoclavables
- Bouchon à visser en PFA avec joint à lèvres intégré



Réf.	Volume (ml)	Limite erreur	Filetage	Conditionnement	€	€ PROMO
092381	10	0,04	GL18	1	~~136 -~~	108 -
092382	25	0,04	GL18	1	~~139,90 -~~	103 -
092383	50	0,06	GL18	1	~~143,40 -~~	105 -
092384	100	0,1	GL18	1	~~177,90 -~~	131 -
092385	250	0,15	GL25	1	~~222 -~~	163 -
092386	500	0,25	GL25	1	~~255 -~~	189 -

PISSETTES PFA COL ÉTROIT

BRAND

- Résistantes à la température et aux produits chimiques



Réf.	Volume (ml)	Fileatge	€/ carton	€ PROMO
674081	250	GL25	~~110,30 -~~	87 -
702212	500	GL25	~~159,90 -~~	126 -
702213	1000	GL32	~~204 -~~	160 -

DISPENSETTE S TRACE ANALYSIS BRAND

BRAND

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Ajustable, rotation de la dispensette sur 360°
- Autoclavable à 121 °C
- Livré avec adaptateurs, certificat, tube d'aspiration et clé de montage
- Dispensette S Trace Analysis (code couleur blanc) : Pour une distribution volumique de précision d'un milieu ultra-pur à des fins d'analyse de traces
- Volume 1-10 ml



Réf.	Soupage de purge	Ressort de vanne	€	€ PROMO
674381	Sans	Platine-Iridium	~~895 -~~	654 -
674382	Avec	Platine-Iridium	~~954 -~~	697 -
674383	Sans	Tantale	~~895 -~~	654 -
674384	Avec	Tantale	~~954 -~~	697 -

GoGREEN

100% énergie renouvelable
+ packaging 90% matière recyclée
+ fabriqué en Allemagne

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

LES INDISPENSABLES

MARQUEURS TABLEAU BLANC RÉTRACTABLES DÉTECTABLES



- Intègrent une technologie antibactérienne pour protéger contre les germes pathogènes et les moisissures
- Couleur du corps bleu vif très visible pour une identification visuelle facile
- Disponibles avec une pointe ogive standard ou une pointe fine
- Conformes à la législation de l'UE et de la FDA sur le contact avec les denrées alimentaires. Peuvent être utilisés dans le cadre des procédures HACCP et BRC

	Pointe fine			Pointe standard		
Couleur encre	Réf.	€ les 10	€ PROMO	Réf.	€ les 10	€ PROMO
Bleue	449736	~~45,60 -~~	20 -	449734	~~45,60 -~~	20 -
Verte	449757	~~54 -~~	20 -	449759	~~54 -~~	20 -
Rouge	449758	~~54 -~~	20 -	449760	~~54 -~~	20 -
Noire	449737	~~45,60 -~~	20 -	449735	~~45,60 -~~	20 -

SURLIGNEURS RÉTRACTABLES DÉTECTABLES



- Intègrent une technologie antibactérienne pour protéger contre les germes pathogènes et les moisissures
- Couleur du corps bleu vif très visible pour une identification visuelle facile
- Conformes à la législation de l'UE et de la FDA sur le contact avec les denrées alimentaires.
- Peuvent être utilisés dans le cadre des procédures HACCP et BRC

Couleur encre	Réf.	€ les 10	€ PROMO
Bleue	449761	~~54 -~~	20 -
Verte	449762	~~54 -~~	20 -
Orange	449763	~~54 -~~	20 -
Rose	449764	~~54 -~~	20 -
Jaune	449471B	~~45,70 -~~	20 -

MARQUEURS PERMANENTS RÉTRACTABLES DÉTECTABLES



- Intègrent une technologie antibactérienne pour protéger contre les germes pathogènes et les moisissures
- Couleur du corps bleu vif très visible pour une identification visuelle facile
- Conformes à la législation de l'UE et de la FDA sur le contact avec les denrées alimentaires.
- Peuvent être utilisés dans le cadre des procédures HACCP et BRC

	Pointe fine			Pointe standard		
Couleur encre	Réf.	€ les 10	€ PROMO	Réf.	€ les 10	€ PROMO
Bleue	449731	~~45,60 -~~	20 -	449729	~~45,60 -~~	20 -
Verte	449765	~~54 -~~	20 -	449767	~~54 -~~	20 -
Rouge	449766	~~54 -~~	20 -	449768	~~54 -~~	20 -
Noire	449732	~~45,60 -~~	20 -	449730	~~45,60 -~~	20 -

ETIQUETTES DÉTECTABLES RÉSISTANTES À LA CHALEUR

- Disponibles en 8 couleurs vives pour une identification visuelle facile
- Large gamme de températures de fonctionnement (-20 °C à +250 °C)
- Résistantes à la déchirure et autobloquantes
- Peuvent être utilisées dans le cadre des procédures HACCP et BRC
- Dimensions : 48 x 279 mm et 25 x 190 mm pour la version non imprimée



	Versions imprimées			Versions non imprimées		
	48 x 279 mm			25 x 190 mm		
Coloris	Réf.	€ les 500	€ PROMO	Réf.	€ les 500	€ PROMO
Bleu	449558	~~66,50~~	49 -	-	-	-
Rouge	-	-	-	449567	~~28,40~~	21 -
Jaune	-	-	-	449568	~~28,40~~	21 -
Vert	-	-	-	449569	~~28,40~~	21 -
Blanc	-	-	-	449570	~~28,40~~	21 -
Orange	-	-	-	449571	~~28,40~~	21 -

ETIQUETTE IDENTIFICATION DÉTECTABLE

- Détectable par systèmes de détection de métaux en ligne et les systèmes d'inspection par rayons X
- Taille ajustable et résistant à l'attache
- Matériau solide, durable, incassable et résistant aux produits chimiques
- Agréée contact alimentaire



NEW

Coloris	Réf.	€ les 25	€ PROMO
Vert	449412	~~52,10~~	39 -
Noir	449415	~~52,10~~	39 -
Violet	449418	~~52,10~~	39 -

PRÉLEVEMENT

PRÉLEVEURS DE POUDRE STERIWARE POWDER LANCE

SAMPLING SYSTEMS

- Emballage individuel
- Conformes contact alimentaire
- Numéro de lot sur chaque emballage
- Disponibles en version stérile (SAL 10-6) ou non
- Pointe ouverte
- En PEHD



			Aseptique			Stérile		
Longueur	Volume (ml)	Cond.	Réf.	€	€/ PROMO	Réf.	€	€/ PROMO
600	125	20	114100	~~117,20~~	94 -	114101	~~123,70~~	100 -
950	200	20	114096	~~144~~	116 -	-	-	-

CUILLÈRE STERIWARE®

SAMPLING SYSTEMS

- Fabriquée et emballée en salle propre
- Emballage unitaire
- Agréée contact alimentaire
- En PS blanc
- Version stérile



FABRIQUÉ EN EUROPE

Longueur totale(mm)	Coloris	Vol. (ml)	Unités/ carton	Réf.	€/ carton	€ PROMO
173	Blanc	3	100	144155	~~77,50~~	63 -

PELLES STERIWARE® FOODSCOOP

SAMPLING SYSTEMS

- Fabriquées et emballées dans salle propre
- Emballage individuel ouverture facile
- Agréées contact alimentaire
- En polypropylène bleu



		Version non stérile			Version stérile		
Volume (ml)	Unités/ carton	Réf.	€/ carton	€ PROMO	Réf.	€/ carton	€ PROMO
1000	25	144142A	~~107,20~~	86 -	144143A	~~147,20~~	119 -
2500	15	144144A	~~71,10~~	58 -	144145A	~~129~~	105 -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

PELLE STERIWARE® PHARMASCOOP

SAMPLING SYSTEMS



- Fabriquée et emballée dans salle propre
- Emballage individuel ouverture facile
- Numéro de lot sur chaque emballage
- Agréée contact alimentaire
- En polystyrène blanc

			Version stérile		
Matière & coloris	Volume (ml)	Unités/ carton	Réf.	€/ carton	€ PROMO
Polystyrène blanc	2500	15	**144082A**	~~129,70 -~~	105 -

PELLES DE PRÉLÈVEMENT LABOPLAST

burkle



- En polystyrène blanc
- Emballage individuel
- Produites et assemblées en chambre blanche classe 7
- Conformes aux directives EU food et FDA

					Laboplast		
Capacité (ml)	Longueur (mm)	Couvercle	Unités/ sachet	Unités/ boîte	Réf.	€	€ PROMO
25	141	Non	1	10	**795500**	~~38 -~~	16 -
100	205	Non	1	10	**795504**	~~34,90 -~~	17 -

CUILLÈRES AVEC SPATULE, À USAGE UNIQUE

burkle



- Double spatule avec cuillère 0,5 ml et lame de spatule 17 mm
- En polystyrène blanc
- Stérilisées par irradiation gamma
- Produites et assemblées en chambre blanche classe 7
- Conformes aux directives EU food et FDA

Réf.	Désignation	Stérile	Emballage individuel	Unités/ boîte	€/ boîte	€ PROMO
795631	Cuillère avec spatule LaboPlast	Non	Non	100	~~35,10 -~~	21 -
795632	Cuillère avec spatule SteriPlast	Oui	Oui	100	~~86,30 -~~	53 -

CUILLÈRES DE PRÉLÈVEMENT LABOPLAST

burkle



- En polystyrène blanc
- Emballage individuel
- Produites et assemblées en chambre blanche classe 7
- Qualité Steriplast : stériles irradiées gamma (minimum 10 kGy)
- Conformes aux directives EU food et FDA

				Laboplast			Steriplast		
Capacité (ml)	Long. (mm)	Unités/ sachet	Unités/ boîte	Réf.	€	€ PROMO	Réf.	€	€ PROMO
2,5	127	1	100	**795524**	~~81,20 -~~	38 -	**795526**	~~86,20 -~~	41 -

MICRO-SPATULES DE PRÉLÈVEMENT

burkle



- Polystyrène blanc
- Usage unique
- Extrémités arrondies de 1,0 et 0,25 ml
- Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7
- Conformes aux directives alimentaires UE et FDA

Réf.	Stérile	Emballage individuel	€	€ PROMO
795633	Non	Non	~~35 -~~	21 -
795634	Oui	Oui	~~85,90 -~~	53 -

FLACONS DE PRÉLÈVEMENT BIODIPPER

ClearLine

- Pour prélèvement liquide et poudre de camions, bidons, jerrycans, etc.
- En polypropylène transparent bleu
- Gradués (sauf flacon 50 ml)
- Ionisés
- Emballage unitaire
- Idéaux pour les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, etc.



Réf.	Volume (ml)	Gradué	Longueur tige (cm)	Cond.	€	€ PROMO
395196	20	Oui	25	50	~~71,30 -~~	38 -
395197			35	50	~~72,30 -~~	42 -
395198	50	Non	25	50	~~74,30 -~~	38 -
395199			35	50	~~74,30 -~~	31 -
395200	60	Oui	25	40	~~62,40 -~~	36 -
395201			35	40	~~63,40 -~~	39 -
395202	120		25	80	~~129,80 -~~	79 -
395203			35	80	~~129,80 -~~	85 -
395204	160		25	80	~~136,70 -~~	88 -
395205			35	80	~~137,70 -~~	79 -

FLACONS CARRÉS À COL LARGE EN POLYÉTHYLÈNE AVEC BOUCHON

GOSSELIN A Corning Brand

- Incassables
- Bouchon large ouverture
- Translucides
- Diamètre ouverture : 37, 58 ou 77 mm
- Bouchon avec obturateur séparé





500 ML

- L x l x h x Ø ouverture (mm) : 76 x 76 x 122 x 58

Réf.	Stérile	Bouchon type/coloris	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
030375	·	B	175	~~387 -~~	105 -

250 ML


- L x l x h x Ø ouverture (mm) : 57 x 57 x 109 x 37

Réf.	Stérile	Bouchon type/coloris	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
030424		B	210	~~303 -~~	80 -


1000 ML

- L x l x h x Ø ouverture (mm) : 96 x 76 x 185 x 58

Réf.	Stérile	Bouchon type/coloris	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
030391RG	·	B	90	~~228 -~~	68 -



EGOUTTOIR DE TABLE OU À SUSPENDRE



- En fil plastifié PVC
- Avec 79 têtes et plateau d'égouttage
- H x l : 640 x 500 mm

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
068592	Egouttoir de table ou à suspendre	~~269 -~~	140 -

GOUPILLONS POUR TUBE À ESSAI



- Bout retourné
- Tige inox
- Fibre polyéthylène
- Longueur totale : 28 cm
- Longueur brosse : 10 cm

Ø (mm)	Blanc
10	**857145**
12	**857146**
14	**857147**
20	**857148**
22	**857149**
24	**857150**
€	~~6 -~~
€ PROMO	4,85 -

LES ESSENTIELS DE LA BROSSERIE


683222


683225


683227


683253


683245


683403



683232

Réf.	Désignation	Dimensions (mm)	€	€ PROMO
683222	Brosse ergonomique bleue moyen modèle - Poil moyen	180x65x55	~~12,80 -~~	6,80 -
683225	Brosse ergonomique bleue petit modèle - Poil moyen	115x43x46	~~7 -~~	3,70 -
683227	Brosse rectangulaire bleue petit modèle avec manche - Poil moyen	235x40x50	~~7,20 -~~	3,80 -
683232	Brosse rectangulaire bleue petit modèle avec manche long - Poil moyen	450x60x85	~~15,70 -~~	8,40 -
683245	Brosse ronde bleue avec poignée - Poil moyen	120x120x105	~~16,60 -~~	8,90 -
683253	Brosse bleue avec poignée - Poil moyen	70x170x100	~~11,50 -~~	6,10 -
683403	Pinceau plat bleu - Poil super souple	58x200x16	~~6,18 -~~	3,30 -

ALUMINIUM EN ROULEAU

- En boîte distributrice carton

Réf.	Epaisseur (µm)	Largeur (mm)	Longueur (m)	€ le rouleau	€ PROMO
039402	14	326	200	~~35,80 -~~	24 -



DISTRIBUTEURS POUR FILM ALUMINIUM OU ÉTIRABLE

- En inox
- Fixation murale : vis et chevilles fournies
- Avec réglette de coupe

Réf.	Type	Axe	Pour rouleaux de largeur (cm)	Dimensions L x p x h (mm)	€	€ PROMO
022406	Mural	Inox	50	540 x 110 x 110	~~204 -~~	105 -
022407	À poser (patins ventouses)	Inox	50	540 x 110 x 110	~~247 -~~	110 -
022408	Mural ou à poser (patins silicone)	ABS	55	345 x 120 x 95	~~119,40 -~~	70 -



022406



022408

POUBELLES JETABLES EN CARTON ET LDPE POUR LA RÉCUPÉRATION DU VERRE

- Pour l'élimination en toute sécurité des débris de verre en laboratoire
- Couvercle avec rabat intégré, équipé d'un dispositif d'étanchéité

Réf.	Désignation	Dimensions l x p x h (cm)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
232573	Poubelle jetable de sol 60 l	30 x 30 x 70	6	~~170 -~~	75 -
232574	Poubelle jetable de paillasse 10 l	23 x 23 x 26,5	6	~~100,30 -~~	49 -



GANTS DE PROTECTION THERMIQUE ÉTANCHES

Pour tous les travaux nécessitant une protection face à des températures extrêmes.

- Longueur 450 mm
- Protection : -150 °C à +250 °C

T.9	T.11	T.12	€ / la paire	€ PROMO
430128B	**430129B**	**430130B**	~~178 -~~	72 -

MAPA PROFESSIONAL





TEMPCOOK 476

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

STERILISATION

AUTOCLAVES DE PAILLASSE CLEARLINE®





Panneau de contrôle

- Autoclaves de paillasse pour solides ou liquides
- Versions 9 ou 12 litres
- Compacts et portables
- Programmation simple et intuitive
- Le Classic Media possède un mécanisme de sécurité intégré qui empêche l'ouverture du couvercle jusqu'à ce que la température interne soit descendue en dessous de 80 °C

Modèle	Classic	Classic Média
Volume de la chambre	9	12
Taille de la chambre Ø x H (cm)	21 x 23	21 x 27
Température de stérilisation (-0,5/+1 °C)	126	121
Temps de stérilisation (min)	11	28
Pression (Bar)	1.6	1.05
Temps de cycle maximal	22	70
Type de produits	Solides non emballés	Liquides uniquement
Poids de charge	3 kg	2 x 500 ml
Dimensions Ø x H (cm)	34 x 33,5	34 x 42
Poids (kg)	5,4	6,3
Type de couvercle	Standard	Standard
Imprimante	Non	En option
Equipement	Panier	Panier
Réf.	**434000**	**434002**
€	~~1435 -~~	~~1599 -~~
€ PROMO	**896 -**	**1090 -**

GAINES DE STÉRILISATION À PLAT OU À SOUFFLETS EN PAPIER/PLASTIQUE TRANSPARENT



- Conformes à la norme EN ISO 11607 et DIN 868-5
- Papier 70 g/m² imperméable aux micro-organismes mais perméable à l'air
- Film 12/40 PET/PP bleu
- Pour la stérilisation à la vapeur et aux gaz
- 3 indicateurs imprimés hors de la zone de remplissage : vapeur, oxyde d'éthylène, formaldéhyde

Gaines à plat (rouleau 200 m)				
Réf.	Largeur (cm)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
019631	5	6	~~184,80 -~~	**119,85 -**
019632	7,5	4	~~189,40 -~~	**99,95 -**
019633	10	3	~~149,20 -~~	**86,90 -**
019634	12,5	2	~~133,90 -~~	**82,95 -**
019635	15	2	~~161,40 -~~	**109,75 -**
019636	20	2	~~206 -~~	**139,85 -**
019637	25	2	~~266 -~~	**168,95 -**
019638	30	1	~~164,30 -~~	**114,89 -**
019639	38	1	~~202 -~~	**139,95 -**
019640	42	1	~~272 -~~	**169,89 -**

Gaines à soufflets (rouleau 100 m)				
Réf.	Dim. l x p (cm)	Unités/ carton	€/ carton	€ PROMO
019641	7,5 x 2,5	4	~~196,80 -~~	**124,96 -**
019642	10 x 5	3	~~184,50 -~~	**123,50 -**
019643	15 x 5	2	~~156 -~~	**99,80 -**
019644	20 x 5	2	~~180,70 -~~	**124,75 -**
019645	25 x 6,5	2	~~222 -~~	**138,95 -**
019646	30 x 6,5	1	~~134,80 -~~	**94,89 -**
019647	38 x 8	1	~~183,90 -~~	**127,80 -**
019688	42 x 8	1	~~189 -~~	**125,89 -**
019696	42 x 9	1	~~171,30 -~~	**123,95 -**

RUBAN INDICATEUR DE STÉRILISATION


Réf.	Désignation	Dimensions	€	€ PROMO
150260B	Ruban indicateur pour autoclave encre sans plomb	50 m x 19 mm	~~30,60 -~~	5 -



TEST MINI BOWIE DICK TYPE 2 121°C ET 134°C

- Indicateur chimique de type 2 pour stérilisation à la vapeur
- Evaluation de l'efficacité de l'évacuation de l'air et de la pénétration de la vapeur dans les stérilisateurs à vapeur à pré-vide
- Adapté pour les cycles suivants :
  - 121°C, 15 minutes
  - 134°C, 3.5 minutes
- Sans plomb ni métaux lourds
- Petites dimensions : 105 x 65 x 4mm

Réf.	Unités/carton	€/ carton	€ PROMO
633354	50	~~467 -~~	299,86 -



TEST DE SCELLAGE EN ROUTINE

- Test utilisé pour le contrôle en routine du bon fonctionnement de votre thermosoudeuse
- La bandelette test, placée « en sandwich » entre les 2 faces de l'emballage, détectera clairement les irrégularités et les endommagements de la soudure
- Dimensions bandelettes : 173 x 75 mm
- Selon la norme DIN EN ISO 11607


Réf.	Matériau de l'emballage à tester	Bandelettes/ boîte	€ / boîte	€ PROMO
019673	Papier/plastique	30	~~202 -~~	109,90 -



THERMOSOUDEUSE À IMPULSION HAWO

- Adaptée à tout type d'application
- Répond aux normes EN ISO 11607-1, EN 868-4, EN 868-5 et EN 868-3

Modèle	HM 660 AS-V
Interface	digitale
Température (°C)	Jusqu'à 300 °C
Puissance de chauffe (W)	2800
Longueur de soudure (mm)	630
Largeur de soudure (mm)	8
Réf.	950399
€	~~6082 -~~
€ PROMO	5170 -



THERMOSOUDEUSE À DÉFILEMENT HAWO ECOPAK 01S

- Finition acier inox AISI 304

Interface	Digitale
Température (°C)	Jusqu'à 220 °C
Profondeur guide (mm)	0 - 35
Longueur de soudure (mm)	Ilimité
Largeur de soudure (mm)	12
Vitesse de défilement	10 m/min
Mode d'utilisation	Continu
Réf.	779023
€	~~2544 -~~
€ PROMO	2196 -



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

MOBILIER DE LABORATOIRE

MEUBLES MOBILES SOUS PAILLASSE CLEARLINE®

Nos meubles mobiles ClearLine® sont pratiques, robustes et qualitatifs, ils se positionnent sous la paillasse et se déplacent facilement si nécessaire.

- Deux hauteurs différentes pour optimiser l'espace disponible sous les différentes paillasses
- Meubles mélaminés renforcés
- Equipés de 4 roulettes diamètre 75 mm dont 2 avec freins
- Couleur gris clair
- Conviennent pour le stockage de la verrerie, de récipients, outils de laboratoire
- Ne conviennent pas pour le stockage de produits chimiques
- **Livrés montés**

Retrouvez tous les meubles ClearLine® sur Dulis.be et Dulis.nl



L x p x h (mm)	Réf.	€	€ PROMO
1 porte			
530 x 520 x 640	**370106**	~~280 -~~	210 -
600 x 520 x 790	**370104**	~~314 -~~	230 -
2 portes			
830 x 520 x 790	**370136**	~~397 -~~	322 -
900 x 520 x 790	**370137**	~~410 -~~	307 -



L x p x h (mm)	Réf.	€	€ PROMO
3 tiroirs			
450 x 520 x 640	**370116**	~~372 -~~	279 -
600 x 520 x 640	**370118**	~~393 -~~	295 -
4 tiroirs			
450 x 520 x 790	**370100**	~~435 -~~	320 -
600 x 520 x 790	**370108**	~~465 -~~	348 -
830 x 520 x 790	**370109**	~~504 -~~	377 -




L x p x h (mm)	Réf.	€	€ PROMO
2 portes + 1 tiroir			
900 x 520 x 790	**370133**	~~457 -~~	342 -

ARMOIRE HAUTE CLEARLINE®



- Armoire en bois mélaminé à bords renforcés
- Ouverture des portes à 270 °
- Étagères intérieures réglables en hauteur
- Couleur gris clair
- Pour le stockage de la verrerie, d'ustensiles et d'accessoires pour le laboratoire
- Ne conviennent pas pour : stockage de bases, d'acides et stockage de liquides ou de récipients à gaz inflammables

ARMOIRE 2 PORTES

Schéma	L. (mm)	P. (mm)	H. (mm)	Nbr. de portes	Réf.	€	€ PROMO
Armoire 2 portes - hauteur 1910 mm							
	1200	580	1910	2	**371166**	~~592 -~~	473 -

MEUBLES DE TRAVAIL CLEARLINE® : PAILLASSES DE LABORATOIRE À MONTER

ClearLine

Nos paillasses offrent des longueurs et des profondeurs différentes. Nous offrons différents revêtements adaptés à tous les besoins au laboratoire.

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Piètements en H en acier de dimensions 60 x 30 mm
- Piètements thermolaqués de couleur grise
- Pieds réglables en hauteur (plage de 20 mm) pour une mise à niveau parfaite
- Charge maximale : 180 kg poids reparti
- Paillasse composée de deux pietements, d'un cadre, des bandeaux avant et arrière, un plan de travail
- Revêtements disponibles : verre Securit, stratifié compact et stratifié mélaminé
- Paillasses de laboratoire à monter



Robustes , choix varié , élégantes

PAILLASSES REVÊTEMENT EN VERRE

- Les paillasses en verre offrent une très bonne résistance chimique et thermique et une résistance à l'humidité
- La surface lisse du verre convient parfaitement aux environnements nécessitants des nettoyages très fréquents

	Hauteur 900 mm Profondeur 600 mm			Hauteur 900 mm Profondeur 750 mm		
Longueur (mm)	Réf.	€	€ PROMO	Réf.	€	€ PROMO
1200	**371186**	~~768 -~~	610 -	**371191**	~~840 -~~	672 -
1500	**371187**	~~863 -~~	690 -	**371192**	~~950 -~~	760 -
1800	**371188**	~~957 -~~	765 -	**371193**	~~1065 -~~	852 -



371186

PAILLASSES REVÊTEMENT MÉLAMINÉ OFFRE UNE BONNE RÉSISTANCE AUX CHOCS ET À L'ABRASION

- Idéales pour des laboratoires de biologie moléculaire, biologie, physique

	Hauteur 900 mm Profondeur 750 mm		
Longueur (mm)	Réf.	€	€ PROMO
1200	**371221**	~~533 -~~	427 -
1500	**371222**	~~568 -~~	455 -



371221

PAILLASSES REVÊTEMENT STRATIFIÉ COMPACT

- Le stratifié compact offre une très bonne résistance aux chocs, à l'abrasion et à l'humidité
- Il conviendra à beaucoup d'environnements

	Hauteur 900 mm Profondeur 750 mm		
Longueur (mm)	Réf.	€	€ PROMO
1200	**371206**	~~768 -~~	615 -
1500	**371207**	~~862 -~~	689 -
1800	**371208**	~~957 -~~	765 -



371206



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dulis.be et Dulis.nl

TABOURET SELLE BIMOS





Pour une assise dynamique et une posture ergonomique.

bimos

- S'adapte facilement aux postes de travail surélevés et aux différentes morphologies
- Conception idéale pour un travail dynamique
- Répartition de la pression d'assise en 3 zones
- Ergonomie maximale avec une position naturelle «en S» de la colonne vertébrale
- Design hygiénique, facile à nettoyer et résistant aux désinfectants courants
- Piètement en aluminium poli
- Hauteur d'assise entre 540 et 800 mm

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
726544	Tabouret Selle - Similicuir Magic noir	~~364 -~~	275 -

GoGreen

45 % énergie renouvelable
Composition optimisée
Fabriqué en Allemagne



CHAISE HAUTE DE LABORATOIRE À DOSSIER ET ROULETTES

- Chaise haute revêtement vinyle
- Assise et dossier ajustables en hauteur
- Piètement et repose-pieds en acier chromé à roulettes
- Hauteur 57 à 82 cm

Réf.	Désignation	€	€ PROMO
694264	Siège haut de laboratoire avec repose pieds et roulettes	~~492 -~~	245 -



CHARIOTS INOX

Leur construction robuste, leur maniabilité et leur facilité d'entretien les rendent indispensables pour optimiser les flux de travail.

- Chariot Inox à plateaux : 2 ou 3 plateaux selon les modèles
- Quatres roues pivotantes de diamètre 100 mm, dont 2 à frein
- Chariot à monter

Modèle	RST2A	RST3A	RST2C	RST3C
Dimensions extérieures l x p x h (mm)	850 x 540 x 940	850 x 540 x 940	710 x 410 x 810	710 x 410 x 810
Nombre de plateaux	2	3	2	3
Matière	Inox 201	Inox 201	Inox 201	Inox 201
Charge max. par plateau (kg)	30	30	25	25
Capacité de charge du chariot (kg)*	60	90	50	75
Poids (kg)	12	-	-	-
Réf.	**540160**	**540161**	**540162**	**540163**
€	~~266 -~~	~~315 -~~	~~217 -~~	~~251 -~~
€ PROMO	90 -	113 -	90 -	156 -

* charge approximative

ETAGÈRES DE RANGEMENT

Etagères solides, durables et hygiéniques.

- Clayettes en polyéthylène qualité alimentaire
- Assemblage modulable en ligne
- Structure aluminium anodisée, qui apporte une grande rigidité à l'ensemble
- Profondeur de rayonnage : 400 mm / hauteur 1970 mm
- Compatibles avec une utilisation en chambres froides, à la fois pour des températures positives comme négatives
- Livrées en kit à monter : montage facile et rapide, sans outil
- Autres longueurs sur demande



FABRIQUÉ EN EUROPE

Etagère 4 niveaux			
Longueur (mm)	Réf.	€	€ PROMO
690	783315	~~478 ~~	364 -
790	783316	~~515 ~~	392 -
890	783317	~~525 ~~	399 -
990	783318	~~567 ~~	432 -
1090	783319	~~583 ~~	444 -
1190	783320	~~609 ~~	463 -
1290	783321	~~625 ~~	476 -
1390	783322	~~635 ~~	484 -

Montage indépendant ou en multiples combinaisons en plaçant des étagères complémentaires ou des étagères d'angles.



LE MESSAGER DE LA SCIENCE

Pour tout achat d'articles dans cette brochure, nous offrons l'un des cadeaux suivants.
Valable du 1er septembre au 31 décembre 2026 dans la limite des stocks disponibles, 1 seul cadeau par bon de commande.
Précisez impérativement la référence du cadeau choisi sur votre bon de commande.

Pour toute commande d'une valeur de :

150 € hors TVA		**Kit menthe**	Réf. 000547 Pot de tourbe biodégradable avec graines de menthe
300 € hors TVA		**Boîte de bonbons**	Réf. 000246 Bonbons Haribo 750 g
500 € hors TVA		**Minuteur alarme**	Réf. 257091 Compteur-décompteur
2.000 € hors TVA		**Panier à partager**	Réf. 000162 colis surprise à partager
4.000 € hors TVA		**Enceinte JBL GO, portable, essential 2**	Réf. 000549 Son pro, Bluetooth 4.2. Jusqu'à 5 h. d'autonomie, Design étanche IP69
5.000 € hors TVA		**Théière à piston Bodum**	Réf. 000364 et 2 verres à double paroie
9.000 € hors TVA		**Machine expresso**	Réf. 000187 Nespresso Inissia

SIEGE SOCIAL
Zoning Industriel de Rhisnes
Rue de Neverlée 11
B-5020 Suarlée (NAMUR)
BELGIQUE

COMMENT COMMANDER
Envoyez votre bon de commande par email: orders@dulis.be
en ligne sous l'onglet Contact.

CONTACT
email : info@dulis.be
Tel. +32 81 94 66 00
www.dulis.be / www.dulis.nl
Linkedin