Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

# OFFRE CHOC ! UGAP

greiner BIO-ONE

Produits sélectionnés par UGAP

GAUSS CONSOMMABLES

## Greiner Bio-One : la performance au service des laboratoires, la responsabilité au service de la planète !

Greiner Bio-One a obtenu la médaille Platinum Ecovadis en 2025

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

- Fabrication 100% Européenne : production en Allemagne & Autriche.
- Logistique ultra-optimisée : optimisation permanente des émissions sur les sites GBO + proximité des entrepôts Dutscher (171 km)
- Stérilisation maîtrisée : sans source radioactive, sur le même site que la production.
- Transparence et traçabilité : Certifications et documents disponibles. Sustainability report 2024

## Pipettes stériles de sérologie Greiner Bio-One


Pipettes en polystyrène de haute qualité et transparence. Idéales pour la culture cellulaire.

- Code couleur normalisé
- Pointe fine pour un pipetage précis et confortable sur les volumes 1 ml, 2 ml et 5 ml
- Pipettes 1 et 2 ml : cotonnées /autre pipettes : cotonnées avec filtre synthétique hydrophobe
- Stérilisées gamma

GoGREEN

DNase RNase · Cyto-toxines · ADN humain · Pyro-gènes

+ d'infos Dutscher.com




| | | | Stériles emballage unitaire plastique - papier | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume (ml) | Graduation (ml) | Surgraduation | Réf. | Unités/carton | Réf. UGAP |
| 1 | 1/100 | 0,2 ml | 604181 | 1000 | 2517956 |
| 2 | 1/100 | 0,3 ml | 710180 | 1000 | 2517961 |
| 5 | 1/10 | 2,5 ml | 606180 | 200 | 2517952 |
| 10 | 1/10 | 3 ml | 607180 | 200 | 2517981 |
| 25 | 2/10 | 10 ml | 760180 | 200 | 2712165 |



Retrouvez des prix exceptionnels dans votre espace UGAP !




Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

Retrouvez les prix promotionnels dans votre espace UGAP