EPPENDORF PIPETTEN
RESEARCH® 3 NEO
ERGONOMISCHE MIKROPIPETTEN VON 0,1 µL BIS 10.000 µL

SONDERAKTION

GÜLTIG BIS 21.12.2026

ERGONOMISCHES PIPETTIEREN
PHYSIOCARE CONCEPT®

eppendorf

- Handhabung — leicht und ausgewogen
- Einstellung — zweistufige Volumenanpassung
- Kalibrierung — temporär anpassbar
- Sicherheit — Volumen-Lock verhindert Verstellen
- Beständigkeit — voll autoklavierbar und UV-resistent







inkl. Konformitätsbescheinigung gemäß EN ISO 8655 und einer Packung epT.I.P.S.®-Spitzen

ALLE VARIANTEN

263 €



11 VOLUMENBEREICHE ZUM EINHEITSPREIS
FARBCODE AM DRUCKKNOPF ERLEICHTERT DIE SCHNELLE ZUORDNUNG

VOLUMEN	FARBCODE	ART. NR.	PROMO
0,1-2,5 µl	Dunkelgrau	934784	263 €
0,5-10 µl	Mittelgrau	934785	263 €
1-10 µl	Hellgrau	934786	263 €
1-20 µl	Gelb	934787	263 €
5-100 µl	Gelb	934788	263 €
10-200 µl	Gelb	934789	263 €

VOLUMEN	FARBCODE	ART. NR.	PROMO
15-300 µl	Orange	934790	263 €
50-1000 µl	Blau	934791	263 €
0,1-2000 µl	Rot	934792	263 €
0,25-5000 µl	Violett	934793	263 €
0,5-10000 µl	Türkis	934794	263 €

Kisker Biotech GmbH & Co. KG :
Tel. : (49) 02551-864310
Fax : (49) 02551-864312

Postfach 1329 D-48543 Steinfurt
contact@kisker-biotech.com
www.kisker-biotech.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

PCR-WORKSTATIONS
CLEARLINE L020-SERIE
UV-C-DEKONTAMINATION UND DIGITALE TOUCHSCREEN-STEUERUNG

SONDERAKTION

GÜLTIG BIS 21.12.2026

KONTAMINATIONSFREIE PCR-VORBEREITUNG



UV-C	Flächendekontamination im Arbeitsraum
Umluft	UV-Recirculator für kontinuierliche Luftreinigung
Beleuchtung	energieeffizientes LED-Weißlicht
Steuerung	Timer, UV-Lifetime-Tracking und QR-Zugriff
Sicherheit	UV-Abschaltung beim Öffnen des Frontfensters

Robuste Glaswände und ein geschützter Arbeitsbereich unterstützen die Probenintegrität bei DNA-/RNA-Analysen und PCR-Vorbereitungen.

ab 2.290 €

NEU! Jetzt mit Touchscreen!

ZWEI FORMATE FÜR UNTERSCHIEDLICHE ARBEITSLASTEN

L020-GCT
MITTLERES FORMAT

Maße	700 × 580 × 555 mm
UV-C	1 offene UV-Lampe
Umluft	1 UV-Recirculator
Bedienung	Touchscreen und QR-Dokumentation
Anschluss	230 V / 50-60 Hz

2.290 €

Art. Nr. L020-GCT

L020-XL-GCT
XL-ARBEITSFLÄCHE

Maße	1250 × 600 × 590 mm
UV-C	2 offene Hochleistungs-UV-Lampen
Umluft	1 UV-Recirculator
Ausstattung	Steckdosen und Kabeldurchführungen
Anschluss	230 V / 50-60 Hz

3.090 €

Art. Nr. L020-XL-GCT

Kisker Biotech GmbH & Co. KG :
Tel. : (49) 02551-864310
Fax : (49) 02551-864312
Postfach 1329 D-48543 Steinfurt
contact@kisker-biotech.com
www.kisker-biotech.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.