KISKER
DUTSCHER GROUP

SEROLOGIE ANGEBOTE

ClearLine®

Smart CHOICE

Gütig bis 21. Dezember 2026

Pipetten, die für alle Ihre Anwendungen konzipiert sind ohne jemals auch nur einen Tropfen an Präzision zu verlieren!

- Die ClearLine®-Serologiepipetten werden aus transparentem Polystyrol hergestellt und erfüllen die strengsten Anforderungen an Sterilität, Präzision und Ergonomie.
  Sie bieten eine hohe Leistungsfähigkeit in einer Vielzahl von Laboranwendungen
- Die bidirektionalen und negativen Graduierungen verbessern die Pipettiergenauigkeit
- Von Standardpipetten, die sich ideal für den täglichen Einsatz eignen, über kompakte, kurze Modelle für beengte Platzverhältnisse bis hin zu Ansaugpipetten und Pipetten mit breiter Öffnung für viskose Proben – dieses Sortiment garantiert konsistente Ergebnisse in jedem Arbeitsablauf
- Alle Produkte sind steril und einzeln verpackt.
  Die kurzen Pipetten sind auch als lose Ware erhältlich, während die Standard-Pipetten in Zip-Beuteln zu je 25 Stück geliefert werden

DNase RNase | Cyto-toxin | Endo-toxin | DNase RNase | Human DNA

Standardpipetten

Standard

+ Filter 10 mm
+ Farbcode
+ Von 1 bis 100 ml




Ansaugen

+ Nicht graduiert
+ Ohne Filter
+ 1–10 ml




Breite Öffnung

+ Open-End
+ runde Öffnung
+ Farbcode
+ 1–10 ml



Kurz

+ Kompakt
+ Farbcode
+ 5–50 ml



Standard Serologische Pipetten

Diese Pipetten sind für den Einsatz mit elektronischen oder manuellen Piperetten konzipiert und ermöglichen die präzise Entnahme von Flüssigkeiten unterschiedlicher Volumina bei Laborarbeiten.
Sie verfügen über bidirektionale und negative Graduierungen, die ein einfacheres Ablesen und eine höhere Genauigkeit beim Pipettieren gewährleisten. Sie sind mit einem 10 mm langen Filter ausgestattet und verhindern so das versehentliche Ansaugen von Flüssigkeiten oder Fremdpartikeln, wodurch sowohl der Pipettierer als auch die Probe vor Verunreinigungen geschützt werden.

- Einzeln verpackt oder in wiederverschließbaren Beuteln zu je 25 Stück
- Volumengenauigkeit von ≤ 2 % bei vollem Volumen
- Hochwertiger Filter, 10 mm
- Farbcodierung; bidirektionale und negative Graduierungen



Individuelle Verpackung

Art. Nr.	Volumen (ml)	Negative Graduierung (ml)	Farbcode	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	Verpackt zu	VE	€/VE	€ PROMO
258333	1	-0,4	Gelb	5,16 ± 0,05 mm	282 ±2 mm	100	1000	~~98,80~~	**52 -**
258335	2	-0,5	Grün	5,16 ± 0,05 mm	284.35 ±2 mm	100	800	~~79~~	**42 -**
258337	5	-2,5	Blau	7.94 ±0.05 mm	342.2 ±2 mm	50	300	~~46,40~~	**27 -**
258343	10	-3	Orange	9.7 ±0.05 mm	346 ±2 mm	50	200	~~33,90~~	**19 -**
258339	25	-10	Rot	14.3 ±0.10 mm	344 ±2 mm	50	200	~~60,10~~	**34 -**
258341	50	-10	Violett	17.7 ±0.10 mm	342 ±2 mm	25	100	~~63,10~~	**29 -**
258424	100	-	Rosa	24.5 ±0.10 mm	346.2 ±2 mm	-	50	~~43,60~~	**27 -**

alle Preise zzgl MwSt.

KISKER
DUTSCHER GROUP


SEROLOGIE ANGEBOTE
CLEARLINE®

Gütig bis 21. Dezember 2026

Petrischalen Falcon®

ClearLine

Smart CHOICE




- Aus kristallklarem Polystyrol, überlegene Klarheit
- Herstellung unter Bedingungen der ISO-Klasse 7
- Erhältlich aseptisch oder steril (bestrahlt mit E-Beam, 10 kgy)

				Aseptisch			E-Beam Bestrahlt		
Maße* (mm)	Noppen	Verpackt zu	VE	Art. Nr.	€/ VE	€ PROMO	Art. Nr.	€/ VE	€ PROMO
90 x 13 (Ø x H)	Ohne	20	500	**020006B**	~~122~~	**45 -**	-	-	-
90 x 13 (Ø x H)	3	20	500	**076084E**	~~109~~	**38 -**	**076084ES**	~~140,40~~	**49 -**

Clearline Abstreifer

ClearLine




- Einweg
- L-Form mit gebogenem Ende oder T-Form
- Aus ABS
- Glatte Oberfläche
- In Einzelpackungen, zu 5 oder 10
- Steril (Ethylenoxid)

	L-Form	
Länge (mm)	149,6	
Breite (mm)	39,8	
Farben	Blau	
VE	1	10
Karton	200	500
Art. Nr.	**395124**	**395125**
€	~~12,20~~	~~22,40~~
€ PROMO	**9,90 -**	**14,90 -**

Racks für Petrischalen

ClearLine



- Aus epoxidbeschichtetem Stahl
- Nicht für Petrischalen aus Glas geeignet
- Beladung von oben
- Mit Griff zum Transport von Petrischalen mit einem Durchmesser von 100 mm oder 90 mm

Art. Nr.	Anzahl Säulen	(L x B x H) (mm)	Kapazität der Boxen	€	€ PROMO
086630	1	108 x 108 x 356	20	~~111,30~~	**65 -**

Starre Impfungseinheiten

Biosigma


Smart CHOICE

MADE IN EUROPE



- Einweg
- Steril
- Aus Polystyrol
- Eine Seite für die Impfung und eine Seite für die Nadel
- Leicht zu öffnender Beutel
- Länge 195 mm
- Farbe der starren Impfungseinheit: 1 µl Grün. 10 µl Violett

Verpackt zu		10	20
VE		2000	2000
Starr	1 µl	**390225A**	-
	€/ VE	~~76~~	-
	€ PROMO	**67 -**	-
	10 µl	**390221A**	**390220A**
	€/ VE	~~76~~	~~55~~
	€ PROMO	**67 -**	**49 -**



Weitere Modelle und Farben erhältlich!
Siehe www.kisker-biotech.com

alle Preise zzgl MwSt.

KISKER DUTSCHER GROUP
Kisker Biotech GmbH & Co. KG :
Tel.: (49) 02551-864310
Fax : (49) 02551-864312
Postfach 1329 D-48543 Steinfurt
contact@kisker-biotech.com
www.kisker-biotech.com