OFFRE SPÉCIALE
DU 15 SEPTEMBRE
AU 15 DÉCEMBRE 2026

SPECTROPHOTOMÈTRES NANO
NP50 - NP60 - NP80



N50





NP80

- Volumes d'échantillon : 0,3 à 2 µl
- Pas de calibration (pas de possibilité de déviation du faisceau) ni de maintenance (pas d'usure de la lentille ou adsorption des protéines, acides nucléiques...)
- Nombreuses applications : acides nucléiques, protéines UV, cinétiques, analyses spectrales, croissances bactériennes (600 nm)
- Disponibles en version écran tactile ; N60 et NP80 disponibles en version portative avec écran tactile et kit batterie (jusqu'à 8 heures d'autonomie) + vortex intégré
- Modèle NP80 pour mesure des échantillons dans des cuvettes avec un emplacement dédié thermostaté à 37 °C
- Encoche pour fixation de câble antivol (Kensington)
- Contrôle via ordinateur Windows/Mac, tablette et smartphone (Android, iOS) ; export des fichiers : excel, pdf ou fichier complet Implen (graphe + data brutes + données du programme utilisé)

Modèle		N50	N60	NP80
Plage de longueurs d'onde (nm)		200 - 650	200 - 900	
Plage de concentrations d'ADN double brin (ng/µl)		5 à 7500	1 à 16500	1 à 16500 / 0,1 à 130 (mode cuvette)
Plage de concentrations BSA (mg/ml)		0,15 à 217	0,03 à 478	0,03 à 478 / 0,003 à 3,7 (mode cuvette)
Vortex		-	2800 rpm, tubes jusqu'à 2 ml	
Gamme d'absorbance (équivalence à 10 mm)		0,1 à 150 A	0,02 à 330	0,02 à 330 / 0 à 2,6
Volume d'échantillon (µl)		0,3 à 2		
Temps de mesure /analyse spectrale (secondes)		6 à 10	3,5 à 6	
Interface, connectivité		HDMI, 2 x USB A, USB B, Ethernet, WIFI		
Dim (cm) (L x p x H)	Contrôle via ordinateur, tablette ou smartphone	20 x 20 x 12		
	Avec écran tactile	20 x 29 x 15		
Poids (kg)	Contrôle via ordinateur, tablette ou smartphone	3,4	3,7	3,9
	Avec écran tactile	3,9	4,2	4,4
	Avec écran tactile et batterie	-	4,8	5
Référence avec contrôle via ordinateur, tablette ou smartphone		**041-499200**	**041-499202**	**041-499205**
CHF		~~9024~~	~~10464~~	~~12000~~
CHF PROMO		**7605 -**	**8451 -**	**9692 -**
Référence avec écran tactile		**041-499201**	**041-499203**	**041-499206**
CHF		~~9504~~	~~10944~~	~~12480~~
CHF PROMO		**8010 -**	**8839 -**	**10080 -**
Référence avec écran tactile et batterie		-	**041-499204**	**041-499207**
CHF		-	~~11424~~	~~13056~~
CHF PROMO		-	**9227 -**	**10545 -**



Deborah FEINTUCH
Life Sciences Specialist
dfeintuch@milian.com
Tel. +41 79 526 13 29

OFFRE SPÉCIALE
DU 15 SEPTEMBRE
AU 15 DÉCEMBRE 2026

SPECTROPHOTOMÈTRE NANO NP120



- Volume d'échantillon : 2 à 3,5 µl
- Adapté pour la quantification et l'analyse de pureté des acides nucléiques et le dosage des protéines
- Contrôle par écran tactile compatible avec l'utilisation de gants
- Contrôle possible via ordinateur Window/Mac, tablette, smartphone (android/IOS)
- Aide au positionnement pour micropipette simple ou multicanaux
- Pas de calibration (aucune possibilité de déviation du faisceau) , ni de maintenance (pas d'usure de la lentille ou d'adsorption des protéines et des acides nucléiques)
- Disponible en version portative avec kit batterie (3 h d'autonomie)
- Logiciel CFR21 en option pour la sécurité (contrôle d'accès, signature électronique), la protection et la sauvegarde des données

Nombre d'échantillons analysables simultanément	1 à 12
Volume d'échantillon (µL)	2 à 3,5
Plage de longueur d'onde (nm)	200-900
Résolution (nm)	< 2,5
Plage de concentration d'ADN double brin (ng/µl)	2 à 8 000
Plage de concentration BSA (mg/ml)	0,06 à 230
Temps de mesure/analyse spectrale secondes	1,7 secondes par échantillon
Affichage	Ecran tactile 7" LCD
Interface, connectivité	Wifi, HotSpot, LAN, HDMI, USB A/B
Mémoire interne (GB)	128
L x p x h (cm)	20 x 20 x 12 (hors tablette)
Poids (kg)	5,0 (5,2 pour modèle avec batterie)
Modèle NP120	**041-499232**
CHF	~~18720~~
CHF PROMO	**14243 -**
Modèle NP120 avec batterie	**041-499233**
CHF	~~19200~~
CHF PROMO	**14608 -**
Logiciel CFR21	**041-499237**
CHF	~~4032~~
CHF PROMO	**3540 -**



Retrouvez nos spectrophotomètres à cuves dans le chapitre équipement



Deborah FEINTUCH
Life Sciences Specialist
dfeintuch@milian.com
Tel. +41 79 526 13 29

CAMPUS SPARK
Chemin du Champ-des-Filles n°4A
CH-1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
milian@milian.com / www.milian.com